

Analisi Cliniche TRASTEVERE Srl	Istruzioni per Scotch test	Pag. 1 di 1
--	-----------------------------------	--------------------

SCOTCH TEST: CORRETTA MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

1. LAVARSI BENE LE MANI PRIMA E DOPO QUESTA OPERAZIONE ED EFFETTUARLA NELLE PRIME ORE DEL MATTINO
2. TAGLIARE UN PEZZETTO DI SCOTCH DELLA LUNGHEZZA DEL VETRINO PORTA OGGETTI
3. APPLICARE LA PARTE ADESIVA CONTRO LA REGIONE DELL'ORIFIZIO ANALE, PREMENDO LEGGERMENTE PIU' VOLTE PER QUALCHE SECONDO
4. ASPORTARE E FAR ADERIRE LO SCOTCH SUL VETRINO, BEN DISTESO E SENZA PIEGHE E BOLLICINE.

N.B. UTILIZZARE SCOTCH TRASPARENTE

LA DIREZIONE

REVISIONE	DATA REVISIONE	MOTIVO REVISIONE	VALIDAZIONE	APPROVAZIONE
Rev. 0	13/03/2019		RGSQ	Direzione tecnica