

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
% SATURAZIONE TRANSFERRINA		TNS	Giorni: 6	Campione	Chimica clinica
% SATURAZIONE TRANSFERRINA		U.M: %	Met: Estrapolativo	15 - 45	F
				20 - 50	M
11 DEOSSICORTICOSTERONE		OH1	Giorni: 21 SSSSSNN	Campione	SIERO
11-OH CORTICOSTERONE		U.M: ng/L	Met: LC - MS	20 - 150	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
17 CHETOSTEROIDI Urinari	90.01.3	KS7	Giorni: 7	Campione	Urine 24 ore
17 CHETOSTEROIDI urinari		U.M: mg/24h	Met: Cromatografico	7,0 - 19,0 mg/24h	
Eseguito c/o lab service Praxi					
17-OH CORTICOIDI Urinari	90.01.4	OH7	Giorni: 6	Campione	Urine 24 ore
17-OH CORTICOIDI URINARI		U.M: mg/24h	Met: eseguito c/o lab service	2 - 8 mg/24h	
17-OH PROGESTERONE	90.01.2	PGS	Giorni: 3	Campione	SIERO
17-OH PROGESTERONE (17-OHP)		U.M: ng/ml	Met: ELISA	FASE FOLLICOLARE: 0,1-0,8	F
				FASE LUTEALE: 0,6-2,3	F
				MENOPAUSA: 0,13-0,51	F
				OVULAZIONE: 0,3-1,4	F
				POST ACTH: <3,2	F
				0,5-2,1	M
Eseguito c/o lab service BIOS					
21 OH IDROSSILASI		21IDRO	Giorni: 32	Campione	SIERO
21 OH IDROSSILASI		U.M: Ratio	Met: Immunodiffusione radiale	<10,0	
Eseguito c/o lab Service Praxi					
A. ANISAKIS IGG		ANISG	Giorni: 4 NNNSNN	Campione	SIERO
ANTICORPI ANISAKIS IGG		U.M: mgA/l	Met: IMMUNOCAP-FEIA	INFERIORE A 20 : NEGATIVO	
				20 - 40 : DUBBIO	
				MAGGIORE DI 40 : POSITIVO	
Eseguito c/o Lab Service Bios					
A. ASPERGILLUS FUMIG. IgG		ASPE	Giorni: 0	Campione	SIERO
Ab ASPERGILLUS FUMIG. IgG		U.M: mgA/l	Met: Immunocap-FEIA	NEGATIVO: < a 20	
				DUBBIO: 20 - 40	
				POSITIVO: > di 40	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
A. ASPERGILLUS FUMIG. IgG Eseguito c/o Lab Service BIOS		ASPE	Giorni: 0		Campione	SIERO
A. HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B Ab HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B Eseguito c/o lab service PRAXI		HINF	Giorni: 0		Campione	SIERO
A.A Beta2 GLICOPROTEINA 1 IgM A.A. BETA 2 GLICOPROTEINA IgM Eseguito c/o lab service BIOS		B2GIGM <i>U.M:</i> U/ml	Giorni: 3 <i>Met:</i> ELIA	SSSSSNN	Campione	SIERO NEGATIVO: < 7 DUBBIO: 7 - 10 POSITIVO: > 10
A.A. 21 IDROSSILASI A.A. 21 Idrossilasi Eseguito c/o Lab Service BIOS		21IDR <i>U.M:</i> u/ml	Giorni: 33 <i>Met:</i> Immunoenzimatico	SSSSSNN	Campione	SIERO 0 - 0,400
A.A. ADENOVIRUS (IgG/IgM) Ab anti adenovirus (IgG IgM)		ADV	Giorni: 9		Campione	SIERO
A.A. ANTIGENI ONCONEURONALI A.A. ANTIGENI ONCONEURONALI La ricerca degli anticorpi diretti Verso i seguenti antigeni ha dato Esito: GAD 65 Zic4 Tr(DNER) Sox 1 Ma 2(TA) Ma 1 Amphifisina CV2(CRMP5) Ri (ANNA-2, Anti-Nova-1)		ONCO	Giorni: 7 <i>Met:</i> Immunoblot	SSSSSNN	Campione	SIERO

<i>Esame / Test</i>	<i>Cod.SSN</i>	<i>Cod.Lab.</i>	<i>Lavorazione / LMMGVSD</i>		<i>Valori di controllo / sex / età</i>	
A.A. ANTIGENI ONCONEURONALI Yo (Purkinje-cell-Antigen) Hud (ANNA1) Eseguito c/o Lab Service BIOS		ONCO	Giorni: 7	SSSSSNN	Campione	SIERO
A.A. Beta2 GLICOPROTEINA 1 IgA A.A. BETA 2 GLICOPROTEINA IgA Eseguito c/o Lab Service BIOS		B2GIGA	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
		U.M: U/ml	Met: ELIA		NEGATIVO: < 7 DUBBIO: 7 - 10 POSITIVO: > 10	
A.A. Beta2 GLICOPROTEINA 1 IgG A.A. BETA 2 GLICOPROTEINA IgG Eseguito c/o lab service BIOS		B2GIGG	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
		U.M: U/ml	Met: ELIA		NEGATIVO: < 7 DUBBIO: 7 - 10 POSITIVO: > 10	
A.A. c-ANCA (Pr3) AB ANTI CIT. NEUTROFILI (c-ANCA) ALLA DILUIZIONE DI: Eseguito c/o Lab Service BIOS	90.48.2	PR3	Giorni: 3	SNSNSNN	Campione	SIERO
		U.M: U/ml	Met: IFA		MINORE DI 2 Valori significativi: maggiore di 3	
A.A. CARDIOLIPINA IgG/IgM/IgA A.A. CARDIOLIPINA IgG/IgM/IgA IgA IgM IgG Eseguito c/o lab service BIOS	90.47.5	CARDIO	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
			Met: ELIA			
		U.M: APL U/mL			NEGATIVO: < 14 DUBBIO: 14 - 120 POSITIVO: > 20	
		U.M: MPL-U/ml			NEGATIVO: < 10 DUBBIO: 10 - 40 POSITIVO: > 40	
		U.M: GPL-U/ml			NEGATIVO: < 10 DUBBIO: 10 - 40 POSITIVO: > 40	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
A.A. CELLULA INSULARE (ICA)	90.50.5	AIP	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Ab ANTI CELLULA INSULARE (ICA)		U.M: titolo	Met: Immunofluorescenza		Assenti	
Eseguito c/o lab service BIOS					Titolo significativo	maggiore o uguale a 1:5
A.A. CELLULA PARIETALE (APCA) IgA	90.48.1	PCA	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Ab.ANTI CELL. PARIETALE (APCA) IgA			Met: I.F.A.		ASSENTE	
Diluizione					TITOLO SIGNIFICATIVO	
Eseguito c/o lab Service Bios					MAGGIORE O UGUALE A 1:80	
A.A. CELLULA PARIETALE (APCA) IgG	90.48.1	APCA	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Ab.ANTI CELL.PARIETALE (APCA) IgG			Met: I.F.A.		ASSENTI	
Alla diluizione di:					TITOLO SIGNIFICATIVO	
Eseguito c/o lab service BIOS					MAGGIORE O UGUALE A 1:80	
A.A. CENTROMERO	90.47.3	ACA	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Ab ANTI CENTROMERO			Met: I.F.A.		ASSENTI	
Diluizione					Titolo significativo	
Eseguito c/o lab service Bios					maggiore o uguale a 1:80	
A.A. CITOPLASMA NEUTROFILI (c-ANCA)		ANCAC	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Ab antiCITOPL. NEUTROFILI (c-ANCA)			Met: I.F.A.		ASSENTE	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					TITOLO SIGNIFICATIVO	
A.A. CITOPLASMA NEUTROFILI (p-ANCA)		ANCAP	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Ab antiCITOPL. NEUTROFILI (p-ANCA)			Met: I.F.A.		ASSENTE	
					TITOLO SIGNIFICATIVO	
					MAGGIORE O UGUALE A 1:20	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
A.A. CITOPLASMA NEUTROFILI (p-ANCA) Eseguito c/o Lab Service BIOS		ANCAP	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
A.A. CITRULLINA Ab ANTI CITRULLINA (ANTI-CCP) Eseguito c/o lab service BIOS		CITR U.M: U/ml	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	SIERO
A.A. CUTE (ASA) Ab antiCUTE (ASA) Eseguito c/o lab service Praxi		DER	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
A.A. DIFTERICO Ab ANTI DIFTERICO Eseguito c/o lab service Praxi		DIFT U.M: IU/ml	Giorni: 7		Campione	SIERO
A.A. DNA Nativo Ab ANTI DNA NATIVO (nDNA) Diluizione Eseguito c/o lab service BIOS	90.48.3	DNA U.M: titolo	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
A.A. DNA SS Ab antiDNA SS °		DNAS	Giorni: 3	SNSNSNN	Campione	SIERO
A.A. ECHINOCOCCO IgG Ab. ANTI ECHINOCOCCO IgG Eseguito c/o lab service Bios	90.92.3	ECH U.M: RLU	Giorni: 6	SSSSSNN	Campione	SIERO

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
A.A. ENA Screening	90.47.3	ENA	Giorni: 4	SNSNSNN	Campione	SIERO
ENA SCREENING (ANTICORPI)		U.M: Ratio	Met: ELIA		< 0,7 Valori significativi: > 1,0 (In caso di positività si consiglia di eseguire ENA PROFILE)	
Eseguito c/o lab service BIOS						
A.A. ENA Specifici		EN6	Giorni: 10		Campione	SIERO
Ab antiENA specifici			Met: eseguito c/o lab.service PRAXI		< 7 Negativo 7 - 10 Positività debole > 10 Positivo	
			Met: eseguito c/o lab service			
A.A. ENDOMISIO IgA		ENDOA	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Ab ANTI ENDOMISIO IgA (EMA)			Met: I.F.A.		ASSENTE Titolo significativo > o = 1:10 Se presenti si consiglia, su valutazione del medico, la tipizzazione allelica di HLA, correlata al morbo celiaco. Il deficit di IgA può causare falsi negativi	
Alla Diluizione di:						
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
A.A. ENDOMISIO IgG	90.49.5	ENDOG	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Ab ANTI ENDOMISIO IgG (EMA)			Met: I.F.A.		ASSENTE Titolo significativo > o = 1:10 Se presenti si consiglia, su valutazione del medico, la tipizzazione allelica di HLA, correlata al morbo celiaco.	
Diluizione						
Eseguito c/o lab service BIOS						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
A.A. FATTORE INTRINSECO		INTRIN	Giorni: 5	SNSNSNN	Campione	EDTA
FATTORE INTRINSECO Abs		U.M: U/ml	Met: ELIA		NEGATIVO: < di 7 DUBBIO: 7 - 10 POSITIVO: > di 10	
Eseguito c/o lab service Bios						
A.A. GAD65 (decarbossilasi a.g.)		AGAD	Giorni: 4	NSNNSNN	Campione	SIERO
A.a. GAD65 (AC.GLUT. DECARBOS.)		U.M: IU/ml	Met: CLIA		NEGATIVO: < 10 POSITIVO: MAGGIORE O UGUALE A 10	
Eseguito c/o lab service BIOS						
A.A. GLIADINA DEAMINATA IgA	90.49.5	GLA	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
A.A. GLIADINA DEAMIDATA IgA		U.M: U/ml	Met: ELIA		NEGATIVO: < 7 DUBBIO: 7 - 10 POSITIVO: > 10 Il deficit di IgA può causare falsi negativi.	
Eseguito c/o lab service Bios						
A.A. GLIADINA DEAMINATA IgG	90.49.5	GLG	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
A.A. GLIADINA DEAMIDATA IgG		U.M: U/ml	Met: ELIA		NEGATIVO: < 7 DUBBIO: 7 - 10 POSITIVO: > 10	
Eseguito c/o lab service Bios						
A.A. IA2		IA2	Giorni: 16	SSSSSNN	Campione	SIERO
ANTICORPI ANTI IA2		U.M: IU/ml	Met: ELISA		< 7,5	
Eseguito c/o lab service Bios						
A.A. INSULINA	90.51.1	AIN	Giorni: 3	NNSNNNN	Campione	SIERO
Ab ANTI INSULINA		U.M: IU/ml	Met: ELISA		< 20	
Eseguito c/o lab service Bios						
A.A. LKM		LKM	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
A.A. LKM			Met: I.F.A.		ASSENTI: < 1:80 BORDER LINE: = 1:80 TITOLO SIGNIFICATIVO: >= 1:160	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
A.A. LKM Diluizione: Eseguito c/o lab service BIOS		LKM	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
A.A. MAG ANTICORPI ANTI MAG Eseguito c/o Lab service BIOS		MAG U.M: BTU/ml	Giorni: 31	SSSSSNN	Campione	Siero congelato NEGATIVO: INFERIORE A 1000
A.A. MEMBR.BAS.GLOMER. Ab antiMEMBR.BAS.GLOMERUL. ° Eseguito c/o lab service Praxi		MBG U.M: A.I.	Giorni: 10		Campione	EDTA2 < 1 Negativo > o uguale a 1 :Positivo
A.A. MICROSOMI Tiroidei Ab ANTI MICROSOMIALI TIROIDEI Eseguito c/o lab service BIOS	90.51.4	TMS U.M: UI/ml	Giorni: 4	SNNSNNN	Campione	SIERO INFERIORE A 10
A.A. MITOCONDRI Ab ANTI MITOCONDRIO (AMA) Diluizione Eseguito c/o lab service BIOS	90.52.1	AMA U.M: titolo	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO ASSENTE Titolo significativo maggiore o uguale a 1:80
A.A. MOG ANTICORPI ANTI MOG Eseguito c/o Lab service Bios		AMOG	Giorni: 32	SSSSSNN	Campione	SIERO NEGATIVO
A.A. MUSCOLO LISCIO Ab ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) Diluizione: Eseguito c/o lab service Bios	90.52.2	ASM U.M: titolo	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO ASSENTE Titolo significativo maggiore o uguale a 1:80

ALLA DILUIZIONE DI:

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
A.A. PEROSSIDASI Tiroidea	90.51.4	TPO	Giorni: 3	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 2 gg
Ab ANTI PEROSSIDASI TIROIDEA		U.M: UI/ml	Met: CMIA	INFERIORE A 5,61	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
Ab ANTI PEROSSIDASI TIROIDEA		U.M: IU/ml	Met: Chemiluminescenza	< 9	
				Eseguito c/o HUB IPERIONE	
A.A. PIASTRINE Test Indiretto	90.53.2	API	Giorni: 5	Campione	SIERO
A.A. PISTRINE Test Indiretto		U.M: Titolo	Met: Immunoenzimatico		
Anti-Glicoproteina IIb/IIIa				NEGATIVO	
Anti-Glicoproteina Ia/IIa				NEGATIVO	
Anti-Glicoproteina Ib/IX				NEGATIVO	
Anti-Glicoproteina IV				NEGATIVO	
Anti-HLA Classe I				NEGATIVO	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
NOTA:					
A.A. PROTROMBINA IgA		APRA	Giorni: 8	Campione	SIERO
Ab antiprotrombina IgA				Assenti	
Eseguito c/o Service Praxi					
A.A. PROTROMBINA IgG		APRG	Giorni: 8	Campione	SIERO
Ab antiprotrombina IgG			Met: Immunoenzimatico	0-10 U/ml	
Eseguito c/o Service Praxi					
A.A. PROTROMBINA IgM		APRM	Giorni: 8	Campione	SIERO
Ab antiprotrombina IgM			Met: Immunoenzimatico	0-10 U/ml	
Eseguito c/o Service Praxi					
A.A. RECETTORI ACETILCOLINA (AChR)	90.53.4	ACETIL	Giorni: 6 SNNSNNN	Campione	SIERO
Ab a. RECET. ACETILCOLINA (AChrAb)		U.M: nmoli/l	Met: IFA	ASSENTI	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
A.A. RECETTORI TSH	90.53.5	ART	Giorni: 4	SNSNSNN	Campione	SIERO
Ab anti RECETTORE TSH (TRAB)		U.M: UI/I	Met: ELIA		NEGATIVO: < 2,9 DUBBIO: 2,9 - 3,3 POSITIVO: > 3,3	
Eseguito c/o Lab service Bios						
A.A. RETICOLINA		RETIC	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
A.a. Reticolina			Met: I.F.A.		Assenti Se presenti si consiglia la tipizzazione allelica dell'HLA correlata con il morbo celiaco.	
Eseguito c/o lab service Praxi						
A.A. RNA		RNA	Giorni: 55		Campione	SIERO
Ab antiRNA			Met: eseguito c/o lab service		Assenti	
A.A. SARS-CoV-2 IgG		SARG	Giorni: 2	SSSSSSN	Campione	SIERO
Ab ANTI SARS-Cov-2 SPIKE IgG			Met: Chemiluminescenza Diasorin			
Liaison Sars Cov-2 Trimeric IgG						
Unità di misura BAU/ml		U.M: BAU/ml			NEGATIVO: < 33,8 POSITIVO: MAGGIORE O UGUALE A 33,8	
Eseguito c/o lab service BIOS						
A.A. SARS-COV-2 IgM		SARM	Giorni: 2	SSSSSSN	Campione	SIERO
Anticorpi anti SARS-COV-2 IgM		U.M: Index	Met: Chemilumescenza Diasorin		Negativo: inferiore a 1,1 Positivo: maggiore o uguale a 1,1 Unità di misura: Index	
Eseguito c/o lab service BIOS						
A.A. SPERMATOZOI		AAS	Giorni: 0		Campione	SIERO
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI			Met: Immunoenzimatico		0 - 150 mU/100 mcl	
Eseguito c/o lab service Praxi						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
A.A. SURRENE		ASU	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Ab ANTI SURRENE		U.M: titolo	Met: Immunofluorescenza		ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO MAGGIORE O UGUALE A 1:20	
Eseguito c/o lab service Bios						
A.A. TETANO IgG	90.47.2	TET	Giorni: 5	NSNNSNN	Campione	SIERO
Ab ANTI TETANO IgG		U.M: UI/ml	Met: ELISA		<0,1:PROTEZ.INSUFFICIENTE 0,11 - 0,5: PROTEZ.PARZIALE Si suggerisce controllo del titolo anticorpale dopo 4-6 settimane. 0,51 - 1,0: PROTEZ.PARZIALE Si suggerisce controllo del titolo anticorpale dopo 2 anni. 1,1 - 5,0:PROTEZ. BUONA Si suggerisce controllo dopo 5 - 10 anni. > 5,0:PROTEZ. BUONA Si suggerisce controllo del titolo dopo 10 anni.	
Eseguito c/o lab service Bios						
A.A. TIREOGLOBULINA	90.54.4	ATG	Giorni: 3		Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 2 gg
Ab ANTI TIREOGLOBULINA		U.M: IU/ml	Met: Chemiluminescenza		< 4,0 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
		U.M: UI/ml				
A.A. TRANSGLUTAMINASI (tTG) IgA	90.49.5	ATRA	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
A.A. TRANSGLUTAMINASI IgA (ttg)		U.M: U/ml	Met: ELIA		NEGATIVO: < 7 DUBBIO: 7 - 10 POSITIVO: > 10 Il deficit di IgA può causare falsi negativi.	
Eseguito c/o lab service BIOS						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
A.A. TRANSGLUTAMINASI (tTG) IgG	90.49.5	ATRG	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
A.A. TRANSGLUTAMINASI IgG (tTG)		U.M: U/ml	Met: ELIA		NEGATIVO: < 7 DUBBIO: 7 - 10 POSITIVO: > 10	
Eseguito c/o lab service BIOS						
A.A. TREPONEMA PALLIDUM Ig TOTALI		TRET	Giorni: 0		Campione	SIERO
Ab ANTI TREPONEMA PALLIDUM Ig TOTALI		U.M: C.O.I.			<1,0: NEGATIVO >=1,0: POSITIVO SE POSITIVO SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE ANTICORPI ANTI TREPONEM. PALLIDUM IgM	
Eseguito c/o Lab Service Bios			Met: Chemiluminescenza			
A.A. ZN T8		ZNT8	Giorni: 21	SSSSSNN	Campione	SIERO
Ab anti Zn T8		U.M: U/ml	Met: Elisa		Negativo: inferiore a 15 U/ml Positivo: maggiore o uguale a 15 U/ml	
Eseguito c/o lab service Praxi						
AC. CITRICO URINARIO (CITRATURIA)	90.02.2	CITRU	Giorni: 4	NSNNNNN	Campione	Urine 24 ore
AC. CITRICO URINARIO (CITRATURIA)		U.M: mg/24h	Met: Cromatografia ionica		300 - 850	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
AC. FOLICO	90.23.2	AFOL	Giorni: 3		Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 2 gg
ACIDO FOLICO		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza		3,2 - 19,6 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
ACIDO FOLICO		U.M: ng/ml	Met: CMIA		3,1 - 20,5	
Eseguito c/o lab service Bios						
AC. FOLICO Intraeritrocitario		AFOLE	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	EDTA2
Ac. FOLICO intraeritrocitario		U.M: ng/ml	Met: Immunometrico		280 - 781 ng/ml	
Eseguito c/o lab service Praxi						
AC. IPPURICO Urinario	90.02.4	IPP	Giorni: 9		Campione	Urine 24 ore
Ac. IPPURICO ur. °		U.M: mg/24h	Met: eseguito c/o lab service		450 - 1600 mg/24 h	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
Ac. LATTICO (Lattato)		LATTA	Giorni: 11	SSSSSNN	Campione	EDTA2
LATTATO (ACIDO LATTICO)		U.M: mg/dl	Met: FOTOMETRICO		4,5 - 19,8	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
Ac. METIL MALONICO		MMA	Giorni: 13	SSSSSNN	Campione	SIERO
Acido Metil Malonico		U.M: mcg/l	Met: GC/MS		Fino a 47,0 mcg/l	
Eseguito c/o lab Service Praxi						
Ac. MICOFENOLICO		MICOF	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	EDTA2
Acido Micofenolico		U.M: mg/l	Met: EMIT		I valori terapeutici devono essere interpretati dal medico curante	
Eseguito c/o Service BIOS						
Ac. OMOVANILICO		OMOV	Giorni: 2	NNSNNNN	Campione	Urine 24 ore
Ac. Omovanillico		U.M: mg/24h	Met: mg/24h		0,5 - 6,2 mg/24h	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
Ac. TRANS MUCONINO		ATM	Giorni: 12		Campione	URINE
Acido trans muconico		U.M: mcg/g	Met: HPLC		<500 mcg/g di creatinina	
Eseguito c/o lab service Praxi						
Ac. URICO Sierico	90.43.5	URI	Giorni: 1	*	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
URICEMIA		U.M: mg/dL	Met: Enzimatico-colorimetrico		3,4 - 7,0 2,4 - 5,7 Nuovi valori dal 19/04/2025	
URICEMIA		U.M: mg/dL	Met: Uricasi-POD		U: 3,4 - 7,5 D: 2,4 - 5,7 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
Ac. URICO Urinario	90.43.5	URU	Giorni: 1	SSSSSNN	Campione	Urine 24 ore URINE 24 h 10 ml / 2-8°C per 5 gg
Ac. URICO URINARIO		U.M: mg/24h	Met: Enzimatico-spettrofotometrico		250 - 750	
Ac. URICO URINARIO		U.M: mg/24h	Met: colorimetrico		250 - 800 Eseguito c/o HUB IPERIONE	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
AC. URICO Urinario	90.43.5	URU	Giorni: 1	SSSSSNN	Campione	Urine 24 ore URINE 24 h 10 ml / 2-8°C per 5 gg
AC. VALPROICO	90.03.4	VAL	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	SIERO
ACIDO VALPROICO		U.M: mcg/ml	Met: PETINIA		50 - 100	
Eseguito c/o lab service BIOS						
Ac. VANILMANDELICO	90.03.5	VMA	Giorni: 4	NNSNNNN	Campione	Urine 24 ore
AC. VANILMANDELICO URINARIO		U.M: mg/24h	Met: HPLC		1,8 - 6,7	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
AC.5-OH INDOLACETICO Urinario		A5I	Giorni: 2	NNSNNNN	Campione	Urine 24 ore
AC. 5-OH INDOLACETICO (5HIAA)		U.M: mg/24h			0,5 - 8,2	
Eseguito c/o lab service Bios						
Acarus siro		ACAS	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
Acarus siro		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		Inferiore a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
ACE Angiotensin Converting Enzyme		ACE	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
ACE (Angiotensin Converting Enzyme) 1->2		U.M: UI/L	Met: Enzimatico		13,3 - 63,9	
Eseguito c/o lab service BIOS						
ACE Molecolare		ACEM	Giorni: 0			
ACE molecolare						
Acer Negundo (Acero) IgE		T1	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Acer Negundo (Acero) IgE		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza		< 0,34 IU/mL	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
ACIDI BILIARI Totali	90.01.5	ABI	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
ACIDI BILIARI		U.M: microM/l	Met: Enzimatico		1,0 - 6,0 GRAVIDANZA: 1,3 - 9,0	
Eseguito c/o lab service BIOS						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
ACIDI GRASSI a CATENA LUNGA		OMEGA	Giorni: 23	SSSSSNN	Campione	Siero congelato
ACIDI GRASSI A CATENA LUNGA			Met: GC/MS			
Eseguito c/o lab service BIOS						
ACQUAPORINA 4 Ab. IgG		ACQ4	Giorni: 14	SSSSSNN	Campione	SIERO
Ab ANTI ACQUAPORINA 4 IgG			Met: I.F.A.		ASSENTI	
Titolo significativo: maggiore o uguale a 1:10						
Eseguito c/o Lab service Bios						
ACTH	90.15.2	ACT	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ACTH
ACTH (CORTICOTROPINA)		U.M: pg/ml	Met: Chemiluminescenza		4,7 - 48,8	
Eseguito c/o lab service BIOS						
ADENOVIRUS IgG		ADEG	Giorni: 0		Campione	SIERO
ADENOVIRUS IgG					ASSENTI	
Eseguito c/o lab Service Praxi			Met: I.F.A.			
ADENOVIRUS IgM		ADEM	Giorni: 0		Campione	SIERO
ADENOVIRUS IgM					ASSENTI	
Eseguito c/o lab Service Praxi			Met: I.F.A.			
ADENOVIRUS SU FECI		AVR	Giorni: 0		Campione	FECI
ADENOVIRUS SU FECI					Negativo	
Eseguito c/o lab service Praxi						
ADH Vasopressina		ADH	Giorni: 4	NSNNNNN	Campione	Emocromo
VASOPRESSINA (ADH)		U.M: pmoli/l	Met: RIA		FINO A 13	
Eseguito c/o lab service Bios						
ADIPONECTINA		ADIP	Giorni: 16	SSSSSNN	Campione	SIERO
ADIPONECTINA		U.M: mg/L	Met: Chemiluminescenza		donna: 1,46 - 14,00	
					uomo: 0,90 - 9,45	
					F	
					F	
Eseguito c/o lab Service Bios						

Analisi Cliniche Trastevere

Vademecum del 17.05.25 Pag. 17/ 163

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età		
Ag CLOSTRIDIUM Difficile Tossina A+B		CLOST	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	FECI	
AG.Clostridium difficile+TOSSINE A+B			Met: Immunologico				
Il test per la ricerca dell'AG GDH							
Di Clostridium difficile ha esito:							
Il test per le ricerca delle Tossine							
A+B di Clostridium difficile							
Ha dato esito:							
Eseguito c/o Lab Service BIOS							
Ag LEGIONELLA su Urina		LEGI	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	URINE	
Ag LEGIONELLA su urina			Met: Immunocromatografico		NEGATIVO		
Eseguito c/o lab service BIOS							
AGT		AGT	Giorni: 0		Campione	EDTA3	
AGT							
Eseguito c/o Lab Service Genoma							
ALA D Eritrocitaria		ALAD	Giorni: 6		Campione	Eparina	
ALA D eritrocitaria		U.M: UI/ml	Met: Colorimetrico		Maggiore di 20 UI/ml		
Eseguito c/o lab service Praxi							
ALBUMINEMIA	90.05.1	LB	Giorni: 1	*	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 3 gg	
ALBUMINA		U.M: g/dl	Met: Verde di Bromocresolo		3,9 - 5,4	1,0	13,0
					4,2 - 5,6		13,0 18,0
					4,0 - 5,5		18,0 999,0
					Nuovi valori dal 03/12/2024		
ALBUMINA		U.M: g/dl	Met: Fotometrico		3,5 - 4,9 da 0- 1 aa		1,0
					3,6 - 5,1 da 1 a 20 aa	1,0	20,0
					3,5 - 5,3 oltre 20 aa	20,0	999,0
					Eseguito c/o HUB IPERIONE		
ALDOLASI	90.05.2	ALD	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	SIERO	
ALDOLASI		U.M: U/I	Met: Enzimatico U.V.		FINO A 7,6		
Eseguito c/o lab service Bios							

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
ALDOSTERONE in Clinostatismo	90.05.3	ALC	Giorni: 2	NSNSNNN	Campione	EDTA
ALDOSTERONE A RIPOSO (CLINO)		U.M: pg/ml	Met: Chemiluminescenza		11,7 - 236,0	
Eseguito c/o lab service Bios						
ALDOSTERONE in Ortostatismo	90.05.3	ALO	Giorni: 2	NSNSNNN	Campione	EDTA2
ALDOSTERONE DOPO MOTO (ORTO)		U.M: pg/ml	Met: CLIA		22,1 - 353,0	
Eseguito c/o lab service BIOS						
ALDOSTERONE Urinario	90.05.3	ALU	Giorni: 3	SNSNNNN	Campione	Urine 24 ore
ALDOSTERONE URINARIO		U.M: mcg/24h	Met: Chemiluminescenza			
Diuresi 24 h		U.M: ml/24h				
Aldosterone Urinario		U.M: pg/ml				
Aldosterone Urinario 24 h		U.M: ug/24h			1,19 - 28,1	
Eseguito c/o lab service Bios						
ALEX Test		ALEX	Giorni: 5	NNSNNNN	Campione	SIERO
ALEX Test		U.M: kUA/l	Met: MICROARRAY			
Eseguito c/o lab Service BIOS						
ALFA1 ANTITRIPSINA	90.05.4	A1A	Giorni: 1	SSSSSN	Campione	SIERO SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 7 gg
Alfa-1-ANTITRIPSINA		U.M: mg/dl	Met: Turbidimetrico		78 - 200	
Eseguito c/o lab service Bios						
ALFA1 GLICOPROTEINA ACIDA	90.06.1	GLIC	Giorni: 1	SSSSSNN	Campione	SIERO
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA		U.M: mg/dl	Met: Turbidimetrico		50 - 120	
Eseguito c/o lab service BIOS						
ALFA2 MACROGLOBULINA Ematica	90.06.3	MAC	Giorni: 10		Campione	SIERO
Alfa2 MACROGLOBULINA Em.		U.M: mg/dl	Met: Nefelometrico		Uomo 120-270 Donna 140-320	M F
Eseguito c/o lab service Praxi						
ALFA2 MACROGLOBULINA Urinaria		MAU	Giorni: 12		Campione	SIERO
alfa2 MACROGLOBULINA Ur.			Met: eseguito c/o lab service		Assente	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
ALFA3 ANDROSTENEDIOLO		3AND	Giorni: 4	NNNSNNN	Campione	SIERO
ALFA 3 ANDROSTENEDIOLO		U.M: ng/ml	Met: R.I.A.		20-29 ANNI: 7,12 - 35,3 30-39 ANNI: 1,68 - 18,8 40-49 ANNI: 2,18 - 27,5 50-64 ANNI: 2,82 - 9,64	
Eseguito c/o lab service BIOS						
AlfaFETO PROTEINA Marker	90.05.5	AFPM	Giorni: 1	SSSSSNN	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
Alfa-FETO PROTEINA		U.M: ng/ml	Met: Immunometrico		0,89 - 8,78 Gravidanza: 15 sett: fino a 80,44 16 sett: fino a 92,16 17 sett: fino a 105,60 18 sett: fino a 120,99 19 sett: fino a 138,63 20 sett: fino a 158,84 21 sett: fino a 181,99	
Eseguito c/o lab service BIOS						
ALFA FETO PROTEINA		U.M: IU/ml	Met: ELFA		MARC. TUMORALE: < 10 VALORI DI MEDIANA IN GRAVIDANZA: 15° Settimana: 32,0 16° Settimana: 39,0 17° Settimana: 44,0 18° Settimana: 50,0 19° Settimana: 64,0 20° Settimana: 68,0 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
ALLEGATO per ALLERGENI		ALL	Giorni: 1			
ALLEGATO per ALLERGENI °					<0,5 = NEGATIVO 0,5 - 1.00 = I CLASSE 1.0 - 5.0 = II CLASSE 5.0 - 25 = III CLASSE 25 - 100 = IV CLASSE	
eseguito c/o lab service PRAXI						
Valori di riferimento						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
ALLEGATO per ALLERGENI		ALL	Giorni: 1		
IgE specifiche (RAST)					
risposta pervenuta:					
ALLUMINIO Sierico		ALLU	Giorni: 11	Campione	SIERO
ALLUMINIO sierico		U.M: mcg/l	Met: Assorbimento atomico	Inferiore a 30 mcg/l	
Eseguito c/o lab service Praxi					
ALT/GPT	90.04.5	GPT	Giorni: 1 *	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 12 h
GPT/ALT		U.M: U/l	Met: IFCC	9 - 50	M 18,0 999,0
				7 - 40	F 18,0 999,0
				7 - 43	M 13,0 18,0
				6 - 29	F 13,0 18,0
				7 - 30	2,0 13,0
				Nuovi valori dal 12/12/2024	
ALT/GPT		U.M: U/l	Met: IFCC	9 - 50	M 18,0 999,0
				7 - 40	F 18,0 999,0
				7 - 43	M 13,0 18,0
				6 - 29	F 13,0 18,0
				7 - 30	2,0 13,0
				Nuovi valori dal 07/01/2025	
				Eseguito c/o HUB IPERIONE	

Eseguito c/o lab service BIOS

Analisi Cliniche Trastevere

Vademecum del 17.05.25 Pag. 22/ 163

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
AMP Ciclico Ematico		AMP	Giorni: 9	Campione	Emocromo
AMP ciclico Ematico °		U.M: nMoli/l	Met: Immunometrico	12 - 23,3 nMoli/l	
Eseguito c/o lab service PRAXI					
AMP Ciclico Urinario		AMPU	Giorni: 9	Campione	Urine 24 ore
AMP ciclico Urinario °		U.M: mMoli/l	Met: eseguito c/o lab service	10 - 40 nMoli/l	
ANGIOTENSINA II		ANGIO2	Giorni: 20	Campione	EDTA3
ANGIOTENSINA II		U.M: ng/L	Met: R.I.A.	20 - 40 ng/L	
Eseguito c/o lab service BIOS					
ANTI DNasi B Ab.		DNAB	Giorni: 3 NSNNSNN	Campione	SIERO
Anti Dnasi B Abs		U.M: U/ml	Met: Nefelometrico	NEGATIVO < 75 POSITIVO DEBOLE 75 - 200 POSITIVO > 200	
Eseguito c/o Lab service BIOS					
ANTI ENA Profile		ENAP	Giorni: 3 SNNSNNN	Campione	SIERO
ANTI ENA - PROFILE		U.M: CU	Met: Immunoblot		
Eseguito c/o lab service Bios					
Nucleosomi				ASSENTI	
DsDNA				ASSENTI	
Histoni				ASSENTI	
Sm				ASSENTI	
RNP 68 KD/A/C				ASSENTI	
Sm/RNP				ASSENTI	
SSA/RO 60Kd				ASSENTI	
SSA/RO 52Kd				ASSENTI	
SSB				ASSENTI	
Scl-70				ASSENTI	
RNA-Polimerase III				ASSENTI	
Ku				ASSENTI	
PM-Scl 100				ASSENTI	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
ANTI ENA Profile		ENAP	Giorni: 3	SNNSNNN	Campione	SIERO
Mi-2					ASSENTI	
Jo-1					ASSENTI	
CENP-A/B					ASSENTI	
PCNA					ASSENTI	
Ribosomi PO					ASSENTI	
DSF70					ASSENTI	
ANTI ENA: RNP		RNP	Giorni: 0		Campione	SIERO
Anti ENA: Sm/RNP		U.M: U/ml	Met: ELIA		< 7 NEGATIVO	
					7- 10 DUBBIO	
					> 10 POSITIVO	
Eseguito c/o lab servoce Bios						
ANTI ENA: SCL-70		SCL	Giorni: 0		Campione	SIERO
Anti ENA : SCL-70		U.M: U/ml	Met: ELIA		<7 Negativo	
					7 - 10 Dubbio	
					> 10 Positivo	
Eseguito c/o lab service Bios						
ANTI ENA: SM		ESM	Giorni: 0		Campione	SIERO
Anti ENA: Smith		U.M: U/ml	Met: ELIA		< 7 Negativo	
					7 - 10 Dubbio	
					> 10 Positivo	
Eseguito c/o lab service Bios			Met: U/ml			
ANTI ENA: SSA (RO)		SSA	Giorni: 5		Campione	SIERO
ENA Antigene SS-A (Ro) - Abs		U.M: U/ml	Met: ELIA		<7 NEGATIVO	
					7-10 DUBBIO	
					>10 POSITIVO	
Eseguito c/o lab service BIOS						
ANTI ENA: SSB (LA)		SSB	Giorni: 5		Campione	SIERO
Anti Ena: Antigene SS-B (La)- Abs		U.M: U/ml	Met: ELIA		<7 NEGATIVO	
					7-10 DUBBIO	
					>10 POSITIVO	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
ANTI ENA: SSB (LA) Eseguito c/o lab service Bios		SSB	Giorni: 5	Campione	SIERO
ANTI HTLV I - II Eseguito c/o lab service Bios		HTLV	Giorni: 7	Campione	SIERO
ANTI HTLV I - II		U.M: cut off	Met: Chemiluminescenza	< 1 NEGATIVO >= 1 POSITIVO	
ANTI- JO1 Eseguito c/o lab service Bios		JO-1	Giorni: 0	Campione	SIERO
ANTI- JO1		U.M: U/ml	Met: ELIA	<7 Negativo 7 - 10 Dubbio > 10 Positivo	
Anti RECETTORE FOSFOLIPASI A2 Eseguito presso c/o lab service BIOS		PLA2	Giorni: 37 SSSSSNN	Campione	SIERO
Anti-Recettore Fosfolipasi A2		U.M: RU/ml	Met: ELISA	< 14 RU/ml = Negativo 14 - 20 = Borderline > 20 = Positivo	
ANTIBIOGRAMMA ANTIBIOGRAMMA: -ACIDO NALIDIXICO -AMOXICILLINA/AC.CLAVULANICO -CEFOTAXIME -TRIMETHOPRIM/SULFAN -CEFIXIME -CEFTAZIDIME -CIPROFLOXACINA -FOSFOMICINA -GENTAMICINA -IMIPENEM -LEVOFLOXACINA -NITROFURANTOINA	90.85.2	AB1	Giorni: 2 *	Met: Kirby Bauer	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
ANTIBIOGRAMMA	90.85.2	AB1	Giorni: 2 *	
-NORFLOXACINA				
COTRIMOSSAZOLO				
-ERITROMICINA				
-ALTRO				
-ALTRO				
ANTIBIOGRAMMA CON MIC	90.85.2	EPOS	Giorni: 3 SSSSSSN	

ESAME COLTURALE

Eseguito su:
Germe isolato:
Carica batterica
Leucociti (sedimento):

ANTIBIOGRAMMA

Met: Sistema VITEK- Biomerieux

LEGENDA ANTIBIOGRAMMA:
S = SENSIBILE
I = INTERMEDIO
R= RESISTENTE
IE = INSUFFICIENTE
EVIDENZA DI RISPOSTA

ABEKACINA
ACIDO FUSIDICO
ACIDO NALIDIXICO
ACIDO PIPEMIDICO
AMIKACINA

Esame / TestCod.SSNCod.Lab.

ANTIBIOGRAMMA CON MIC90.85.2EPOS

- AMOXICILLINA
- AMOXICILLINA (altro)
- AMOXICILLINA (meningite)
- AMOXICILLINA (polmonite)
- AMOXICILLINA /AC.CLAVULANICO (urine)
- AMOXICILLINA/AC.CLAVULANICO (altro)
- AMOXICILLINA/ACCLAVULANICO
- AMPICILLINA
- AMPICILLINA (ALTRO)
- AMPICILLINA (MENINGITE)
- AMPICILLINA (POLMONITE)
- AMPICILLINA/SULBACTAM
- ANFOTERICINA B
- AZITROMICINA
- AZLOCILLINA
- AZTREONAM
- BENZILPENICILLINA
- BENZILPENICILLINA (altro)
- BENZILPENICILLINA (meningite)
- BENZILPENICILLINA (orale)
- BENZILPENICILLINA (polmonite)
- CARBENICILLINA
- CASPOFUNGINA
- CEFACLOR
- CEFADROXIL
- CEFALEXINA
- CEFALOTINA
- CEFAMANDOLO
- CEFAPIRINA

Lavorazione / LMMGVSD

Giorni: 3SSSSSSN

Valori di controllo / sex / età

Esame / TestCod.SSNCod.Lab.

ANTIBIOGRAMMA CON MIC90.85.2EPOS

- CEFAZOLINA
- CEFAZOLINA (altro)
- CEFAZOLINA (urina)
- CEFCAPENE
- CEFDINIR
- CEFDITOREN
- CEFEPIME
- CEFETAMET
- CEFIXIME
- CEFMENOXIN
- CEFMETAZOLO
- CEFONICID
- CEFOPERAZONE
- CEFOPERAZONE/SULBACTAM
- CEFOTAXIME
- CEFOTAXIME (ALTRO)
- CETOTAXIME (MENINGITE)
- CEFOTETAN
- CEFOTIAM
- CEFOVECIN
- CEFOXITINA
- CEFOXITINA SCREENING
- CEFOZOPRAM
- CEFPIROME
- CEFPODOXIME
- CEFPROZIL
- CEFQUINOME
- CEFRADINA
- CEFSULODINA

Lavorazione / LMMGVSD

Giorni: 3SSSSSSN

Valori di controllo / sex / età

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età
ANTIBIOGRAMMA CON MIC	90.85.2	EPOS	Giorni: 3	SSSSSSN	
CEFTAROLINA					
CEFTAROLINA (ALTRO)					
CEFTAROLINA (POLMONITE)					
CEFTAZIDIME					
CEFTAZIDIME/AVIBACTAM					
CEFTERAM					
CEFTIBUTENE					
CEFTIOFUR					
CEFTIZOXIME					
CEFTOBIPROLE					
CEFTOLOZ/TAZOBACTAM					
CEFTRIAZONE					
CEFTRIAZONE (ALTRO)					
CEFTRIAZONE (MENINGITE)					
CEFUROXIME					
CEFUROXIME AXETIL					
CHINUPRISTINA/DALFOPRISTINA					
CINOXAXINA					
CIPROFLOXACINA					
CIPROFLOXACINA (MENINGITE)					
CIPROFLOXACINA (ALTRO)					
CLARITROMICINA					
CLINDAMICINA					
CLORAMFENICOLO					
CLOXACILLINA					
COLISTINA					
DALBAVANCIN					
DAPTOMICINA					
DELAFLORACINA					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.
--------------	---------	----------

ANTIBIOGRAMMA CON MIC	90.85.2	EPOS
-----------------------	---------	------

- DICLOXACILLINA
- DIRITROMICINA
- DORIPENEM
- DOXICICLINA
- ENOXACINA
- ENROFLOXACINA
- ERAVACICLINA
- ERITROMICINA
- ERTAPENEM
- ESBL
- FAROPENEM
- FLEROXACINA
- FLOMOXEF
- FLORFENICOLO
- FLUCITOSINA
- FLUCLOXACILLINA
- FLUCONAZOLO
- FLUMEQUINA
- FOSFOMICINA
- GARENOXACINA
- GATIFLOXACINA
- GEMIFLOXACINA
- GENTAMICINA
- GENTAMICINA AD ALTO DOSAGGIO
- IMIPENEM
- IMIPENEM/RELEBACTAM
- ISEPAMICINA
- KANAMICINA
- KANAMICINA AD ALTO DOSAGGIO

Lavorazione / LMMGVSD

Giorni: 3 SSSSSSN

Valori di controllo / sex / età

Esame / TestCod.SSNCod.Lab.

ANTIBIOGRAMMA CON MIC90.85.2EPOS

- LATAMOXEF
- LEFAMULIN
- LEVOFLOXACINA
- LINCOMICINA
- LINEZOLID
- LOMEFLOXACINA
- LORACARBEF
- MARBOFLOXACINA
- MECILLINAM
- MEROPENEM
- MEROPENEM (ALTRO)
- MEROPENEM (MENINGITE)
- MEROPENEM/VABORBACTAM
- METICILLINA
- METRONIDAZOLO
- MEZLOCILLINANA
- MIC OXACILLINA
- MICAFUNGINA
- MINOCICLINA
- MOXIFLOXACINA
- MUPIROCINA
- NAFCILLINA
- NEOMICINA
- NETILMICINA
- NITROFURANTOINA
- NORFLOXACINA
- OFLOXACINA
- ORITAVANCINA
- OXACILLINA

Lavorazione / LMMGVSD

Giorni: 3SSSSSSN

Valori di controllo / sex / età

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età
ANTIBIOGRAMMA CON MIC	90.85.2	EPOS	Giorni: 3	SSSSSSN	
OXACILLINA SCREENING					
PANIPENEM					
PEFLOXACINA					
PIPERACILLINA					
PIPERCILLINA/SULBACTAM					
PIPERACILLINA/TAZOBACTAM					
POLIMIXINA B					
PRADOXIFLOXACINA					
POSACONAZOLO					
PRISTINAMICINA					
PRULIFLOXACINA					
RESISTENZA INDUCIBILE ALLA CLINDAMICINA					
RIFAMPICINA					
ROXITROMICINA					
SCREENING VRSA					
SPARFLOXACINA					
STREPTOMICINA AD ALTO DOSAGGIO					
TEDIZOLID					
SULFONAMIDE					
TEICOPLANINA					
TELAVANCIN					
TELITROMICINA					
TEMOCILLINA					
TETRACICLINA					
TIAMFENICOLO					
TICARCILLINA					
TICARCILLINA/ACIDO CLAVULANICO					
TIGECICLINA					
TILMICOSINA					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
--------------	---------	----------	-----------------------	---------------------------------

ANTIBIOGRAMMA CON MIC	90.85.2	EPOS	Giorni: 3	SSSSSSN
-----------------------	---------	------	-----------	---------

TILOSINA
TOBRAMICINA
TOSUFLOXACINA
TRIMETOPRIM
TRIMETROPIM/SULFAMETOSSAZOLO
TULATROMICINA
VANCOMICINA
VORICONAZOLO

N.B. IL LABORATORIO FA RIFERIMENTO
ALLE REGOLE EUCAST 2023
PER L'INTERPRETAZIONE E
REFERTAZIONE DEGLI ANTIBIOGRAMMI

ANTIBIOGRAMMA DA ISOLATO	ABGISO	Giorni: 0
--------------------------	--------	-----------

ANTIBIOGRAMMA DA ISOLATO
Tipo di Campione:
Germe:

ANTIBIOGRAMMA
Eseguito c/o Lab Service BIOS

ANTIMICOGRAMMA	MICO	Giorni: 7	*	Campione	ESAME COLTURALE
----------------	------	-----------	---	----------	-----------------

ANTIMICOGRAMMA
Eseguito c/o lab service Bios

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età		
ANTITROMBINA III	90.57.5	AT3	Giorni: 4 * Met: Cromogenico	Campione	Coagulazione	
ANTITROMBINA III		U.M: %		83 - 128 Eseguito c/o HUB IPERIONE		
APO B Molecolare		APOB	Giorni: 0 Met: Amplificazione genica	Campione	EDTA	
APO B molecolare						
Eseguito c/o lab service Genoma						
APO E Molecolare		APOE	Giorni: 0 Met: Amplificazione genica	Campione	EDTA	
APO E molecolare						
Eseguito c/o Lab Service Genoma						
APO-LIPOPROTEINA A (APO-A1)	90.08.4	APA	Giorni: 6 Met: Nefelometrico	Campione	SIERO	
APOLIPOPROTEINA A1 (APO-A1)		U.M: mg/dl		115-190 115-220	M F	
Eseguito c/o lab service BIOS						
APO-LIPOPROTEINA B	90.08.5	APB	Giorni: 3 Met: Nefelometrico	Campione	SIERO	
APOLIPOPROTEINA B (APO-B)		U.M: mg/dl		55-140 55-125	M F	
Eseguito c/o lab service BIOS						
APTOGLOBINA	90.09.1	APT	Giorni: 2 SSSSSN Met: Turbidimetrico	Campione	SIERO	
APTOGLOBINA		U.M: mg/dl		0 - 300 3 - 270 14 - 258 40 - 268 0 -235 11 - 220 35 - 250 63 - 273	M 0,0 M 1,0 M 12,0 M 60,0 F 0,0 F 1,0 F 12,0 F 60,0	1,0 12,0 60,0 999,0 1,0 12,0 60,0 999,0
Eseguito c/o lab service Bios						
Arachis hypogaea (Rara H1)		F422	Giorni: 4 SSSSSN Met: Immunocap-FEIA	Campione	SIERO	
Arachis hypogaea (Rara H1)		U.M: kUa/L		< 0,1 kUa/L		
Eseguito c/o Lab Service BIOS						

<i>Esame / Test</i>	<i>Cod.SSN</i>	<i>Cod.Lab.</i>	<i>Lavorazione / LMMGVSD</i>	<i>Valori di controllo / sex / età</i>	
Arachis hypogaea (Rara H2)	F423		<i>Giorni:</i> 4 SSSSSNN	<i>Campione</i>	SIERO
Arachis hypogaea (Rara H2)	<i>U.M:</i> kUa/L		<i>Met:</i> Immunocap-FEIA	< 0,1 kUa/L	
Eseguito c/o Lab SErvice BIOS					
Arachis hypogaea (Rara H3)	F424		<i>Giorni:</i> 4 SSSSSNN	<i>Campione</i>	SIERO
Arachis hypogaea (Rara H3)	<i>U.M:</i> kUa/L		<i>Met:</i> Immunocap-FEIA	< 0,1 kUa/L	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
Aragosta IgE	F80		<i>Giorni:</i> 3 SSSSSNN	<i>Campione</i>	SIERO
ARAGOSTA IgE	<i>U.M:</i> IU/mL		<i>Met:</i> Chemiluminescenza	<0,34	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
ARGININA PLASMATICA	ARGI		<i>Giorni:</i> 17 SSSSSNN	<i>Campione</i>	Eparina
Arginina Plasmatica	<i>U.M:</i> nmol/ml		<i>Met:</i> HPLC-MS	32,0 - 120,0 nmol/ml	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
ARSENICO URINARIO	ARSE		<i>Giorni:</i> 7	<i>Campione</i>	Urine 24 ore
Arsenico Urinario				IBE= 50 mg/g di creatinina	
Artemisia absinthium (Assenzio m.)	W5		<i>Giorni:</i> 4 SSSSSNN	<i>Campione</i>	SIERO
Artemisia absinthium (Assenzio m.)	<i>U.M:</i> IU/mL		<i>Met:</i> Chemiluminescenza	< 0,34	
Eseguito c/o Lab Service Bios					
ARTEMISIA VULGAR. V1 W231	ARTV1		<i>Giorni:</i> 4 SSSSSNN	<i>Campione</i>	SIERO
ARTEMISIA VULGAR. V1 W231	<i>U.M:</i> kUa/L		<i>Met:</i> Immunocap-FEIA	< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
Artemisia Vulgaris (Assenzio v.)	W6		<i>Giorni:</i> 4 SSSSSNN	<i>Campione</i>	SIERO
ARTEMISIA VULGARIS	<i>U.M:</i> kUa/L		<i>Met:</i> Immunocap-FEIA	INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios					
ASCA IgA	ASCA		<i>Giorni:</i> 5	<i>Campione</i>	SIERO
ASCA IgA	<i>U.M:</i> EliaU/ml		<i>Met:</i> ELIA	< 7 NEGATIVO 7 - 10 DUBBIO > 10 POSITIVO	
Eseguito c/o lab service BIOS					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età		
ASCA IgG		ASCG	Giorni: 7		Campione	SIERO	
ASCA IgG		U.M: EliaU/ml	Met: ELIA		< 7 NEGATIVO 7 - 10 DUBBIO > 10 POSITIVO		
Eseguito c/o lab service BIOS							
Aspergillosi Ag. Galattomanano		GALAT	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	SIERO	
Aspergillosi Ag. Galattomanano		U.M: INDEX	Met: ELISA		NEGATIVO		
Eseguito c/o Lab Service BIOS							
ASPERGILLUS FLAVUS M228	90.68.1	M228	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO	
ASPERGILLUS FLAVUS M228		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1		
Eseguito c/o Lab Service BIOS							
ASPERGILLUS NIGER M207	90.68.1	M207	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO	
ASPERGILLUS NIGER M207		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1		
Eseguito c/o Lab Service BIOS							
ASPETTO DEL SIERO		ASP	Giorni: 0	*			
ASPETTO DEL SIERO							
AST/GOT	90.09.2	GOT	Giorni: 1	*	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 7 gg	
GOT/AST		U.M: U/I	Met: IFCC		15 - 40	M 18,0 999,0	
					13 - 35	F 18,0 999,0	
					12 - 37	M 13,0 18,0	
					10 - 31	F 13,0 18,0	
					14 - 44	2,0 13,0	
					Nuovi valori dal 12/12/2024		
AST/GOT		U.M: U/I	Met: IFCC		15 - 40	M 18,0 999,0	
					18 - 35	F 18,0 999,0	
					12 - 37	M 13,0 18,0	
					10 - 31	F 13,0 18,0	
					14 - 44	2,0 13,0	
					Nuovi valori dal 07/01/2025		
Eseguito c/o HUB IPERIONE							

Analisi Cliniche Trastevere

Vademecum del 17.05.25Pag. 36/ 163

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
Astice IgE		ASTIC	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
ASTICE IgE		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
ATROFIA MUSCOLARE SPINALE		SMA	Giorni: 16		Campione	EDTA3
Atrofia muscolare spinale						
ATTIVITA' ANTIOSSIDANTE/DETOSSIFIC		DETOX	Giorni: 10		Campione	EDTA
ATTIVITA' ANTIOSSIDANTE/DETOSSIFICAZIONE						
Eseguito c/o lab service GENOMA						
Banana IgE		IGEB	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SecrProstaticoGENOMA
Banana IgE		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza		< 0,34 IU/mL	
Eseguito c/o lab service Bios						
BAP Test (BARRIERA ANTIOSSIDANTE)		BAPT	Giorni: 3	NNSNNNN	Campione	SIERO
BAP Test (Barriera Antiossidante)		U.M: mcmoli/l	Met: Colorimetrico		Fortissima carenza <1400 Forte carenza 1400-1599 Carenza 1600-1799 Discreta carenza 1800-1999 Border line 2000-2200 Valore ottimale >2200	
Eseguito c/o lab service BIOS						
BARTONELLA Hensel. IgG		BAHG	Giorni: 8		Campione	SIERO
BARTONELLA HENSELAE IgG			Met: I.F.A.		ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO MAGGIORE O UGUALE A 1:64	
Eseguito c/o lab service Bios						
BARTONELLA Hensel. IgM		BAHM	Giorni: 8		Campione	SIERO
BARTONELLA HENSELAE IgM			Met: I.F.A.		ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO MAGGIORE O UGUALE A 1:64	
Eseguito c/o lab service Bios						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
BETA Fibrinogeno FGB (-445G-A)		BETAF	Giorni: 0	Campione	EDTA2
BETA FIBRINOGENO, FGB (-445G-A)			Met: Amplificazione genica		
Eseguito c/o Lab Service Genoma					
BETA1-SP1		SP1	Giorni: 5	Campione	SIERO
beta-1-SP1			Met: eseguito c/o lab service		
BETA2 MICROGLOBULINA Ematica	90.10.1	B2M	Giorni: 5	Campione	SIERO
BETA 2 MICROGLOBULINA SIERICA		U.M: mg/l	Met: Turbidimetrico	0,97 - 2,64	
Eseguito c/o lab service BIOS					
BETA2 MICROGLOBULINA Urinaria	90.10.1	B2MU	Giorni: 5	Campione	URINE
Beta2 MICROGLOBULINA URINARIA		U.M: mg/l	Met: Nefelometrico	Fino a 0,2	
Eseguito c/o lab service BIOS					
BettaLATTOGLOBULINA IgE		F77P	Giorni: 0	Campione	SIERO
BettaIattoglobulina IgE		U.M: IU/ml	Met: Chemiluminescenza	Inferiore o uguale a 0,34 IU/ml	
Eseguito c/o Lab Service Bios					
Betulla		BETU	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
Betulla		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	Inferiore a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios					
BETULLA VERRUCOSA V1 T215		BETV1	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
BETULLA VERRUCOSA V1 T215		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
BETULLA VERRUCOSA V2 T216		BETV2	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
BETULLA VERRUCOSA V2 T216		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
B-HCG Plasmatico	90.27.5	HCG	Giorni: 0 *	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 7 gg
B-HCG		U.M: mUI/ml	Met: ELFA	NEGATIVO:	F
				donne fertili: < 4	F
				menopausa: < 13	F
				IN GRAVIDANZA:	F
				2 settimana: 30-400	F
				3 settimana: 200-4.000	F
				4-5 sett.1.500 - 23.000	F
				5-6 sett.3.400 - 135.300	F
				6-7 sett. 10.500 - 161.000	F
				7-8 sett. 18.000 - 209.000	F
				8-9 sett. 37.500 - 219.000	F
				9-10 sett.42.800 - 218.000	F
				10-11 sett. 33.000 - 218.700	F
				11-12 sett.21.800 - 193.200	F
				12-13 sett. 20.300 - 166.100	F
				13-14 sett. 15.400 - 190.000	F
				4-26 sett: 2.800 - 144.400	F
				26-39 sett: 2.800 - 144.400	F
				UOMINI: < 3	M
BICARBONATI		BIC	Giorni: 6 SSSSSNN	Campione	Eparina
BICARBONATI SIERICI		U.M: mEq/l	Met: FOTOMETRICO	BAMBINI: 20 - 28	16,0
				ADULTI < 60 ANNI: 22 - 29	16,1 59,9
				ADULTI > 60 ANNI: 23 - 31	60,0 999,0
Eseguito c/o lab service Bios					
BILIRUBINA REFLEX	90.10.5	BITR	Giorni: 0	Campione	Chimica clinica
BILIRUBINA TOTALE REFLEX		U.M: mg/dL	Met: VOX	0,10 - 1,35	
BILIRUBINA TOTALE		BILT	Giorni: 0	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 24 h al buio
BILIRUBINA TOTALE		U.M: mg/dl	Met: VOX	0,10 - 1,35	
BILIRUBINA TOTALE		U.M: mg/dl	Met: VOX	0,10 - 1,20	
				Eseguito c/o HUB IPERIONE	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
BILIRUBINEMIA Frazionata	90.10.5	BID	Giorni: 1 * Met: Vox	Campione Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 24 h al buio < 0,45
BILIRUBINA DIRETTA		U.M: mg/dl	Met: Estrapolativo	< 0,90
BILIRUBINA INDIRETTA		U.M: mg/dl	Met: VOX	< 0,45 Eseguito c/o HUB IPERIONE
BILIRUBINA DIRETTA		U.M: mg/dl	Met: Estrapolativo	< 0,90 Eseguito c/o HUB IPERIONE
BILIRUBINEMIA Totale	90.10.4	BIL	Giorni: 1 * Met: VOX	Campione Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 24 h al buio 0,10 - 1,35
BILIRUBINA TOTALE		U.M: mg/dl	Met: VOX	0,10 - 1,35 Eseguito c/o HUB IPERIONE
BK COLTURALE		BKC	Giorni: 75 Met: Es.colturale per Mycobacterium sp.	Campione ESAME COLTURALE
ESAME COLTURALE PER BK				
Eseguito su:				
Eseguito c/o lab service BIOS				
BK Esame MICROSCOPICO DIRETTO		BKD	Giorni: 0 Met: Esame microscopico diretto	
Es. MISCROSCOPICO DIRETTO BK (A.A.R.)				
Esame miscroscopico diretto:				
Eseguito su:				
Eseguito c/o lab service BIOS				
BORDETELLA Pertussis Toxin IgG		BORD	Giorni: 6 SSSSSNN Met: CLIA	Campione SIERO < 62: NEGATIVO 62 - 125: DUBBIO > 125: POSITIVO
BORDETELLA PERTUSSIS TOXIN IgG		U.M: UI/ml		
Eseguito c/o Lab service Bios				
BORRELIA Burgdorferi Ab. IgG+IgM		BOBU	Giorni: 5 SSSSSNN Met: Clia	Campione SIERO
BORRELIA BURGDORFERI IgG-IgM				

Eseguito c/o lab service BIOS

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
BRUCELLA Ab. (Wright)		BRU	Giorni: 5		Campione	SIERO
BRUCELLA Anticorpi (Wright)			Met: Agglutinazione Diretta		Assenti	
					Titolo significativo	
					maggiore di 1:80	
Eseguito c/o lab Service BIOS						
C1 INIBITORE	90.60.1	C1I	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	SIERO
C1 INIBITORE (COMPLEMENTO)		U.M: mg/dl	Met: Nefelometrico		21 - 39 mg/dl	
Eseguito c/o lab service BIOS						
C1 PENICILLINA G		C1	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
C1 Penicillina G		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
C155 CORTISONE		C155	Giorni: 4	NNNSNNN	Campione	SIERO
C155 CORTISONE		U.M: UI/ml	Met: ELISA		INFERIORE A 0,34	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
C1Q COMPLEMENTO	90.60.2	C1Q	Giorni: 8	SSSSSNN	Campione	SIERO
C1q (COMPLEMENTO)		U.M: mg/l	Met: Immunoturbidimetrico		165 - 280	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
C2 PENICILLINA V		C2	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
C2 Penicillina V		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
C202 SUCCINILCOLINA		SUCCI	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
RAST SUCCINILCOLINA C202		U.M: kUa/L	Met: Immunocap_FEIA		INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
C260 MORFINA		MORFI	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
RAST MORFINA C260		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
C261 FOLCODINA		FOLCO	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
RAST FOLCODINA C261		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		INFERIORE A 0,1	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
C261 FOLCODINA Eseguito c/o Lab Service BIOS		FOLCO	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
C3 COMPLEMENTO C3 (COMPLEMENTO) Eseguito c/o lab. service Bios	90.60.2	C3C U.M: mg/dl	Giorni: 2	SSSSSSN	Campione	SIERO
C4 COMPLEMENTO C4 (COMPLEMENTO) Eseguito c/o lab. service Bios	90.60.2	C4C U.M: mg/dl	Giorni: 2	SSSSSSN	Campione	SIERO
C5 AMPICILLINA C5 Ampicillina Eseguito c/o Lab Service BIOS		C5 U.M: kUa/L	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
C6 AMOXICILLINA C6 Amoxicillina Eseguito c/o Lab Service BIOS		C6 U.M: kUa/L	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
C7 CEFACLOR C7 Cefaclor Eseguito c/o Lab Service BIOS		C7 U.M: kUa/L	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
C88 MEPIVACAINA C88 MEPIVACAINA Eseguito c/o Lab service Bios		C88 U.M: UI/ml	Giorni: 4	NNNSNNN	Campione	SIERO
CA 125 CA 125 Eseguito c/o Lab Service BIOS	90.55.1	C125 U.M: U/ml	Giorni: 1	*	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
CA 125		U.M: UI/ml	Met: Chemiluminescenza		Fino a 35	
CA 125		U.M: UI/ml	Met: Chemiluminescenza		fino a 35 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
CA 125						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
CA 125 (per indice ROMA)		CA125	Giorni: 0	Campione SIERO
CA 125 (per indice ROMA)		U.M: U/ml	Met: Chemiluminescenza	INFERIORE O UGUALE A 35,0
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
CA 15-3	90.55.2	C153	Giorni: 1 *	Campione Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
CA 15-3		U.M: U/ml	Met: Chemiluminescenza	FINO A 30
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
CA 15-3		U.M: U/ml	Met: Chemiluminescenza	< 32 Eseguito c/o HUB IPERIONE
CA 19-9 (GICA)	90.55.3	C199	Giorni: 1 *	Campione Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 2 gg
CA 19-9 (GICA)		U.M: U/ml	Met: ELFA	0 - 37 Eseguito c/o HUB IPERIONE
CA 19-9 (GICA)		U.M: U/ml	Met: Chemiluminescenza	FINO A 37
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
CA 50	90.55.5	C50	Giorni: 3	Campione SIERO
CA 50		U.M: U/ml	Met: Chemiluminescenza	fino a 25 U/ml
Eseguito c/o lab service BIOS				
CA 72-4 (TAG 72)	90.56.1	C724	Giorni: 5	Campione SIERO
CA 72-4 (TAG 72)		U.M: U/ml	Met: Chemiluminescenza	< a 6,0
Eseguito c/o lab service Bios				
CALCIO Ematico Ionizzato	90.11.4	CAI	Giorni: 4	Campione Chimica clinica
CALCIO IONIZZATO		U.M: mg/dl	Met: Estrapolativo	4,64 - 5,28
CALCIO Sierico	90.11.4	CAE	Giorni: 1 *	Campione Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 21 gg
CALCEMIA		U.M: mg/dl	Met: Arsenazo III	8,8 - 10,6
CALCEMIA		U.M: mg/dL	Met: spettrofotometrico	8,8 - 10,6 Eseguito c/o HUB IPERIONE

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
CALCIO Urinario	90.11.4	CAU	Giorni: 1 *	Campione	Urine 24 ore URINE 24 h 10 ml / 2-8° per 4 gg
CALCIO URINARIO		U.M: mg/24h	Met: Arsenazo III	100 - 300	
Calcio Urinario			Met: spettrofotometrico	100 - 300 mg/24h Eseguito c/o HUB IPERIONE	
CALCITONINA	90.11.5	CAL	Giorni: 3	Campione	Siero congelato
CALCITONINA (CT)		U.M: pg/ml	Met: Chemiluminescenza	< 11,8 < 4,8	M F
Eseguito c/o lab service BIOS					
CALCOLI URINARI	90.12.1	CALU	Giorni: 3 NSNSNNN	Campione	ID
CALCOLI URINARI			Met: Chimico-Fisico		
ESAME FISICO					
Quantità					
Consistenza					
Superficie					
Colore					
Forma					
Dimensione		U.M: mm			
ESAME CHIMICO					
Carbonati					
Cistina					
Fosfati					
Magnesio					
Calcio					
Ammonio					
Ac.Urico					
Ossalati					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
CALCOLI URINARI	90.12.1	CALU	Giorni: 3	NSNSNNN	Campione	ID
Trattasi di calcolo costituito						
Prevalentemente da:						
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
CALPROTECTINA FECALE		CALP	Giorni: 4	SNSNSNN	Campione	FECI
CALPROTECTINA		U.M: mg/Kg	Met: ELIA		INFERIORE O UGUALE A 50 Un trattamento con FANS potrebbe causare un incremento dei valori	
Eseguito c/o lab service BIOS						
CALPROTECTINA QUALITATIVA		CALP1	Giorni: 3	SNSNSNN	Campione	FECI
CALPROTECTINA		U.M: mg/Kg	Met: Immunocromatografico		< 50	
CAMPYLOBACTER Jejuni IgG		CAMPY	Giorni: 15		Campione	SIERO
Campylobacter Jejuni IgG		U.M: cut-off	Met: E.I.A.		Negativo	
Eseguito c/o lab service Praxi						
CANDIDA Albicans Ab IgA		IGAC	Giorni: 0		Campione	SIERO
Candida Albicans Ab IgA		U.M: U/ml	Met: I.F.A.		Assenti Titolo significativo: maggiore o uguale a 1:1000	
Eseguito c/o lab service Praxi						
CANDIDA Albicans Ab IgG		IGGC	Giorni: 0		Campione	SIERO
Candida Albicans Ab IgG		U.M: U/ml	Met: I.F.A.		Assenti Titolo significativo: maggiore o uguale a 1:3200	
Eseguito c/o lab service Praxi						
CANDIDA Albicans Ab IgM		IGMC	Giorni: 0		Campione	SIERO
Candida Albicans Ab IgM		U.M: U/ml	Met: I.F.A.		Assenti Titolo significativo: maggiore o uguale a 1:320	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
CANDIDA Albicans Ab IgM Eseguito c/o lab service Praxi		IGMC	Giorni: 0		Campione	SIERO
CAPACITA' Fe-LEGANTE CAPACITA' Fe-LEGANTE (TIBC)	90.42.4	CFL <i>U.M:</i> mcg/dl	Giorni: 4 <i>Met:</i> Estrapolativo		Campione	Chimica clinica 200 - 400
CARBAMAZEPINA CARBAMAZEPINA Eseguito c/o lab service BIOS	90.12.3	CARBA <i>U.M:</i> mcg/ml	Giorni: 3 <i>Met:</i> Chemiluminescenza		Campione	SIERO INTERV. TERAPEUTICO 4,0 - 12,0
CARBOSSIEMOGLOBINA Carbossiemoglobina Eseguito c/o lab service Praxi		CARBO	Giorni: 0 <i>Met:</i> Spettrofotometrico		Campione	Eparina Non fumatori minore del 5% Fumatori minore del 7%
CARIOTIPO CARIOTIPO Eseguito c/o lab service Genoma		CAT	Giorni: 23 NSSSSNN		Campione	Eparina
CATECOLAMINE Plasmatiche CATECOLAMINE PLASMATICHE Adrenalina: Noradrenalina: Eseguito c/o Lab Service BIOS	90.04.2	CATEP <i>U.M:</i> pg/ml <i>U.M:</i> pg/ml <i>U.M:</i> pg/ml	Giorni: 3 SNNNNNN <i>Met:</i> HPLC		Campione	Emocromo 20 - 190 70 - 480
CATECOLAMINE Urine Frazionate CATECOLAMINE UR. FRAZIONATE Adrenalina Urinaria Noradrenalina urinaria Catecolamine Totali Eseguito c/o lab service BIOS	90.12.4	CATEU <i>U.M:</i> mcg/24h <i>U.M:</i> mcg/24h <i>U.M:</i> mcg/24h	Giorni: 3 SNNNNNN <i>Met:</i> HPLC		Campione	Urine 24 ore 2 - 22 20 - 81 22 - 103 .
CATENE KAPPA (free) URINA CATENE KAPPA (free) URINA Eseguito c/o Lab service Bios		LKUF <i>U.M:</i> mg/l	Giorni: 2 SNNSNNN <i>Met:</i> Nefelometrico		Campione	URINE Fino a 25,8

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
CATENE KAPPA LIBERE (free)	90.28.4	LKEF	Giorni: 2	SNNSNNN	Campione	SIERO
CATENE KAPPA LIBERE SIERICHE		U.M: mg/l	Met: Nefelometrico		6,7 - 22,4	
Eseguito c/o lab service Bios						
CATENE KAPPA SIERICHE	90.28.4	LKE	Giorni: 5		Campione	SIERO
CATENE KAPPA SIERICHE		U.M: mg/dl	Met: Nefelometrico		170 - 370	
Eseguito c/o lab service BIOS						
CATENE KAPPA URINARIE	90.28.4	LKU	Giorni: 5		Campione	URINE
CATENE KAPPA URINARIE		U.M: mg/l	Met: Nefelometrico		ASSENTI	
Eseguito c/o lab service BIOS						
CATENE LAMBDA (free) URINA		LLUF	Giorni: 2	SNNSNNN	Campione	URINE
CATENE LAMBDA (free) URINA		U.M: mg/l	Met: Nefelometrico		Fino a 11,3	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
CATENE LAMBDA LIBERE (free)	90.28.4	LLEF	Giorni: 2	SNNSNNN	Campione	SIERO
CATENE LAMBDA LIBERE SIERICHE		U.M: mg/l	Met: Nefelometrico		8,3 - 27,0	
Eseguito c/o lab service Bios						
CATENE LAMBDA SIERICHE	90.28.4	LLE	Giorni: 2	SNNSNNN	Campione	SIERO
CATENE LAMBDA SIERICHE		U.M: mg/dl	Met: Nefelometrico		90 - 210	
Eseguito c/o lab service BIOS						
CATENE LAMBDA URINARIE	90.28.4	LLU	Giorni: 5		Campione	URINE
CATENE LAMBDA URINARIE		U.M: mg/l	Met: Nefelometrico		ASSENTI	
Eseguito c/o lab service BIOS						
CEA Ag.Carcino Embrionale	90.56.3	CEA	Giorni: 1	*	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
CEA (Ag Carcino-Embrionario)		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza		FINO A 8	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
CEA (Ag Carcinoembrionario)		U.M: ng/ml	Met: ELFA		NON FUMATORI: < 5 FUMATORI: < 10 Eseguito c/o HUB IPERIONE	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
CELLULE LE		CELL	Giorni: 0		
CELLULE LE					
CERULOPLASMINA	90.12.5	CER	Giorni: 3	Campione	SIERO
CERULOPLASMINA		U.M: mg/dl	Met: Nefelometrico	20 - 60	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
CH 50		CH50	Giorni: 5	Campione	SIERO
CH 50 (complemento totale) °		U.M: %	Met: eseguito c/o lab service	51 - 150 % della norma	
CHE Colinesterasi	90.14.4	CHE	Giorni: 1 *	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 7 gg
COLINESTERASI		U.M: U/l	Met: Cinetica-colorimetrica	U: 4620 - 11500 D: 3930 - 10800	M F
COLINESTERASI		U.M: U/l	Met: Cinetica-colorimetrica	4620 - 11500 3930 - 10800 Eseguito c/o HUB IPERIONE	M F
CHIMOTRIPSINA Fecale		CHIM	Giorni: 20	Campione	FECI
CHIMOTRIPSINA FECALE		U.M: U/g	Met: Colorimetrico	< 6,6 : Attività insufficiente 6,6 - 13,2 : Attività dubbia > 13,2 : Attività normale	
Eseguito c/o lab service Praxi					
CHINIDINA	90.20.3	CHI	Giorni: 5	Campione	SIERO
CHINIDINA °		U.M: µg/ml	Met: eseguito c/o lab service	interv.terap. 2 - 5 aeg/ml	
CHLAMYDIA (VARIE)	90.90.2	CLV	Giorni: 12	Campione	SIERO
CHLAMYDIA					
Antigene				Assente	
su vetrino				Assente	
su urine				Negativo	
su liquido seminale				Negativo	
Su siero					

<i>Esame / Test</i>	<i>Cod.SSN</i>	<i>Cod.Lab.</i>	<i>Lavorazione / LMMGVSD</i>		<i>Valori di controllo / sex / età</i>	
CHLAMYDIA Pneumoniae IgA	90.89.1	CLA	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA			Met: I.F.A.		ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO: MAGGIORE O UGUALE A 1:64	
Eseguito c/o lab service Bios						
CHLAMYDIA Pneumoniae IgG		CLG	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG			Met: I.F.A.		ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO: MAGGIORE O UGUALE A 1:64	
Eseguito c/o lab service Bios						
CHLAMYDIA Pneumoniae IgM		CLM	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM			Met: I.F.A.		ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO: MAGGIORE O UGUALE A 1:64	
Eseguito c/o lab service Bios						
CHLAMYDIA Psittaci IgG		PSITG	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
Chlamydia Psittaci Ab IgG			Met: I.F.A.		ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO: MAGGIORE O UGUALE A 1:64	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
CHLAMYDIA Psittaci IgM		PSITM	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
Chlamydia Psittaci Ab IgM			Met: I.F.A.		ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO: MAGGIORE O UGUALE A 1:64	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
CHLAMYDIA Trachomatis IgA		CLTA	Giorni: 5		Campione	SIERO
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA			Met: I.F.A.		ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO: MAGGIORE O UGUALE A 1:64	
Eseguito c/o lab service Bios						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
CHLAMYDIA Trachomatis IgG	90.89.1	CLTG	Giorni: 5	Campione SIERO
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG			Met: I.F.A.	ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO: MAGGIORE O UGUALE A 1:64
Eseguito c/o lab service Bios				
CHLAMYDIA Trachomatis IgM	90.89.1	CLTM	Giorni: 5	Campione SIERO
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM			Met: I.F.A.	ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO: MAGGIORE O UGUALE A 1:64
Eseguito c/o lab service Bios				
CHLAMYDIA Trachomatis su Urina		CHLUR	Giorni: 10	Campione Urina1°getto Genoma
Chlamydia trachomatis SU URINA			Met: Amplificazione genica	
Eseguito c/o Lab service Genoma				
CICLOSPORINA		CLO	Giorni: 1 SSSSNNN	Campione EDTA
CICLOSPORINA		U.M: ng/ml		Interv. terapeutico 100 - 300
CISTATINA C		CISC	Giorni: 2 SSSSSNN	Campione SIERO
CISTATINA C		U.M: mg/l	Met: Nefelometrico	0,62 - 1,11
GFR (filtrato glomerulare)				> di 90 ml/min/1,73m2 Lievemente diminuito 60-89
Eseguito c/o lab service Bios				
CISTINA Urinaria		CIST	Giorni: 25 SSSSSNN	Campione Urine 24 ore
CISTINA URINARIA		U.M: micr.mol//g Cre	Met: HPLC	< a 170
Eseguit c/o Lab Service BIOS				
CITOMEGALOVIRUS (PCR)		CYTPCR	Giorni: 7	Campione PlasmaEDTA
CITOMEGALOVIRUS (PCR)				Negativo
CITOMEGALOVIRUS Avidity IgG		CITAV	Giorni: 7	Campione SIERO
Citomegalovirus IgG avidity		U.M: %		<50 bassa avidità 50 - 59,9 media avidità > = a 60 alta avidità
Eseguito c/o lab service Bios				

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
CK-MB (Massa)		CKMB	Giorni: 1	Campione	SIERO
CK-MB (massa)		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza	< 5,2	M
				< 3,1	F
Eseguito c/o lab service BIOS					
COLORO Ematico	90.13.3	CLE	Giorni: 1 *	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 24 h
COLORO		U.M: mEq/l	Met: ISE	97 - 108	
COLORO		U.M: mEq/L	Met: ISE	99 - 110	
Eseguito c/o HUB IPERIONE					
COLORO Urinario	90.13.3	CLU	Giorni: 1 *	Campione	Urine 24 ore URINE 24 h 10 ml / 2-8°C per 24 h
Cloro Urinario		U.M: mEq/24h	Met: Chimico	140 - 280 mEq/24h	
Cloro Urinario			Met: ISE	70 - 250 mmol/24h	
Eseguito c/o HUB IPERIONE					
CMV Quantitativa		CMVQ	Giorni: 0	Campione	EDTA2
CMV quantitativa			Met: PCR		
Eseguito c/o lab Service Genoma					
CMV QUANTITATIVO		CYTO	Giorni: 10	Campione	PlasmaEDTA
CMV quantitativo			Met: Amplificazione genica		
Eseguito c/o lab service Genoma			Met: PCR		
CMV Ricerca Qualitativa		CYTQ	Giorni: 12 SSSSSNN	Campione	EDTA2
CMV - RICERCA QUALITATIVA			Met: PCR		
Eseguito c/o Lab Service GENOMA					
CMV Ricerca Quantitativa		CYTU	Giorni: 12 SSSSSNN	Campione	Urina1°getto Genoma
CMV Ricerca Quantitativa			Met: PCR		
Eseguito su Urina					
Eseguito c/o Lab Service Genoma					
COBALTO Sierico		COBAL	Giorni: 0	Campione	Eparina
COBALTO sierico		U.M: mcg/l	Met: Assorbimento atomico	Soggetti non esposti fino a 1	
Esposti non proposto					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
COBALTO Sierico Eseguito c/o lab service Praxi		COBAL	Giorni: 0	Campione	Eparina
COENZIMA Q10 COENZIMA Q10 Eseguito c/o Lab Service Bios		Q10 U.M: mcg/l	Giorni: 0 Met: HPLC	Campione	EDTA2 750 - 1000
Cognome Nome Cognome Nome		ID	Giorni: 0	Campione	ID
COLESTEROLO Esterificato COLESTEROLO Esterificato °		COE U.M: mg/dl	Giorni: 5 Met: eseguito c/o lab ser vice	Campione	SIERO 70- 150 mg/dl
COLESTEROLO HDL COLESTEROLO HDL COLESTEROLO HDL	90.14.1	HDL U.M: mg/dl	Giorni: 1 * Met: Enzimatico Diretto	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 4 gg U: > 35 M D: > 45 F
		U.M: mg/dl	Met: Enzimatico diretto		U: > 35 M D: > 45 F Eseguito c/o HUB IPERIONE
COLESTEROLO LDL COLESTEROLO LDL COLESTEROLO LDL	90.14.2	LDL U.M: mg/dl	Giorni: 1 * Met: Diretto	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 4 gg <130
		U.M: mg/dl	Met: Immunoenzimatico metodo diretto		Ottimale: < 100 Quasi ottimale: 100 - 129 Alto borderline: 130 - 159 Alto: 160 - 189 Molto alto: > 190 Eseguito c/o HUB IPERIONE
COLESTEROLO Libero COLESTEROLO Libero °		COI U.M: mg/dl	Giorni: 1 *	Campione	SIERO 40 - 80 mg/dl
COLESTEROLO Totale COLESTEROLO TOTALE	90.14.3	COL U.M: mg/dl	Giorni: 1 *	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 5-7 gg OTTIMALE: < 200 RISCHIO LIEVE: 200 - 239 RISCHIO ELEVATO: > 240

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
COLESTEROLO Totale	90.14.3	COL	Giorni: 1 *	Campione Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 5-7 gg
COLESTEROLO TOTALE		U.M: mg/dl	Met: CHOD-POD	OTTIMALE: < 200 RISCHIO LIEVE: 200 - 239 RISCHIO ELEVATO: > 240 Eseguito c/o HUB IPERIONE
COLESTEROLO VLDL		VLDL	Giorni: 5	Campione SIERO
COLESTEROLO VLDL °		U.M: mg/dl	Met: chimico- enzimatico	10- 40 mg/dl
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
COLINESTERASI ERITROCITARIA		CHEE	Giorni: 0	Campione EDTA2
COLINESTERASI ERITROCITARIA		U.M: UI/l	Met: Colorimetrico	5400 - 11000 UI/l
Eseguito c/o lab service Praxi				
Colt. Urine per TRICHOMONAS V.	91.11.2	TRICO	Giorni: 5 SSSSSNN	Campione Trichomonas a FRESCO
Colt. Urine per TRICHOMONAS V.			Met: Esame a fresco	
L'esame colturale pre la ricerca di				
TRICHOMONAS VAGINALIS				
Eseguito su terreni selettivi				
Ha dato esito:				
Ha evidenziato:				
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
Colt.Urine per Gonococco		CURGO	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione UrineCOPAN
RICERCA GONOCOCCO			Met: Esame colturale	
Ha dato esito:				
Eseguito su: Urine 1° getto.				
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
COLTURA ESPETTORATO		ESPE	Giorni: 5	Campione ESPETTORATO
ESPETTORATO: ES. CULTURALE			Met: Es. colturale germi comuni e miceti	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
COLTURA LISTERIA SPP		LISTF	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	FECI
COLTURA LISTERIA SPP			Met: Colturale			
L'esame colturale per						
La ricerca di Listeria spp						
Eseguito su terreni selettivi						
Ha dato esito:						
Ha evidenziato:						
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
COLTURALE PER DIFTERICO		CDIFT	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	Tamp naso faringeo
COLTURALE PER DIFTERICO			Met: Colturale			
Eseguito c/o Lab Service Bios						
CONTA DI ADDIS		ADD	Giorni: 0			
CONTA DI ADDIS						
Eseguito c/o lab service Bios						
COOMBS INDIRETTO TITOLO		TITCI	Giorni: 0	SSSSSNN	Campione	SIERO
Coombs indiretto Titolo			Met: Eritrosedimentazione		Negativo	
Eseguito c/o lab Service Bios						
COPROCOLTURA CAMPYLOBACTER SP		CAMP	Giorni: 6	SSSSSNN	Campione	PARAPACK FECI
COPROCOLTURA CAMPYLOBACTER SPP			Met: Esame colturale			
ANTIBIOGRAMMA:			Met: Kirby Bauer			
- AZITROMICINA						
- CIPROFLOXACINA						
- CLARITROMICINA						
- DOXICICLINA						
- ERITROMICINA						
- TETRACICLINA						
Eseguito c/o lab service Bios						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
COPROCOLTURA SALMONELLA SPP	90.94.3	COPR	Giorni: 6	SSSSSNN	Campione	PARAPACK FECI
COPROCOLTURA SALMONELLA SPP			Met: Esame colturale			
Eseguito c/o Lab Service Bios						
COPROCOLTURA SHIGELLA SPP		COPRSH	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	PARAPACK FECI
COPROCOLTURA SHIGELLA SPP			Met: Esame colturale			
Eseguito c/o Lab Service Bios						
CORTISOLO Sierico	90.15.3	COR	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	SIERO
CORTISOLO		U.M: mcg/dl	Met: CMIA		PRIMA DELLE 10: 3,7 - 19,4 DOPO LE 17: 2,9 - 17,3	
Eseguito c/o lab service BIOS						
CORTISOLO SALIVARE CIRCADIANO		CORSAL	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	Saliva
CORTISOLO SALIVARE CIRCADIANO		U.M: microg/dl	Met: ECLIA			
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
CORTISOLO SALIVARE CIRCADIANO		CSC	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	Saliva
CORTISOLO SALIVARE CIRCADIANO		U.M: micro/dl	Met: ECLIA		Inferiore a 0,11	
Eseguito C7o Lab Service BIOS			Met: ECLIA			
CORTISOLO Urinario 24h	90.15.3	COU	Giorni: 4		Campione	Urine 24 ore
CORTISOLO URINARIO			Met: CMIA			
Diuresi dell 24h		U.M: ml/24h				
Cortisolo urinario 24h		U.M: mcg/24h			4,3 - 176	
Cortisolo urinario		U.M: mcg/dl				
Eseguito c/o Lab Service Bios						
COTININA Plasmatica		COT	Giorni: 25		Campione	SIERO
COTININA plasmatica		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza		<25 ng/ml non fumatore >25 ng/ml fumatore	
Eseguito c/o lab service BIOS						
COXSACKIE Virus (varie)	91.16.2	COX	Giorni: 11		Campione	SIERO
COXSACKIE Virus			Met: I.F.A.		Assenti	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età		
COXSACKIE Virus (varie)	91.16.2	COX	Giorni: 11	Campione	SIERO	
Eseguito c/o lab service Praxi						
CPK Creatina Fosfochinasi	90.15.4	CPK	Giorni: 1 *	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 7 gg	
CREATINFOSFOCHINASI (CPK)		U.M: U/l	Met: IFCC	5 - 171	M	
				5 - 145	F	
CREATINFOSFOCHINASI (CPK)		U.M: U/l	Met: Cinetico-spettrofotometrico	50 - 310	M	
				40 - 200	F	
				Eseguito c/o HUB IPERIONE Nuovi valori dal 07/01/2025		
CPK per ISOENZIMI		CPKI	Giorni: 4 SNNSNNN	Campione	SIERO	
Creatinfosfochinasi CPK		U.M: U/l	Met: NAC	29 - 168		
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
CREATINEMIA	90.16.3	CRE	Giorni: 1 *	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 7 gg	
CREATININEMIA		U.M: mg/dl	Met: Sarcosina ossidasi	0,80 - 1,30	M	
				0,50 - 0,90	F	
CREATININEMIA		U.M: mg/dl	Met: Sarcosina ossidasi	0,26 - 0,42	3,0	5,0
				0,29 - 0,50	5,0	7,0
				0,34 - 0,60	7,0	9,0
				0,33 - 0,75	9,0	11,0
				0,44 - 0,80	M 11,0	13,0
				0,46 - 1,00	M 13,0	16,0
				0,40 - 0,90	F 11,0	16,0
				0,70 - 1,20	M 16,0	60,0
				0,50 - 0,90	F 16,0	60,0
				0,65 - 1,30	M 60,0	999,0
				0,50 - 0,95	F 60,0	999,0
				Eseguito c/o HUB IPERIONE		
CREATININA Clearance	90.16.4	CRC	Giorni: 2	Campione	Urine 24 ore	
CREATININA Clearance						
Met: superf.corp. standard 1,73 mq						
Raccolta delle 24 ore						
Diuresi		U.M: cc				
Creatinina Ematica		U.M: mg/dl		0,5 - 0,9	F	
				0,8 - 1,3	M	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
CREATININA Clearance	90.16.4	CRC	Giorni: 2	Campione Urine 24 ore
Creatinina Urinaria		U.M: mg/dl		80-180
Volume al minuto		U.M: ml/m'		
Filtrato glomerulare		U.M: ml/minuto		70 - 140
.				
Tempo della raccolta				eseguito c/o HUB IPERIONE
Diuresi		U.M: ml		800 - 2500 ml
Creatinina ematica		U.M: mg/dl		U: 0,80 - 1,30 M D: 0,50 - 0,90 F
Creatinina urinaria		U.M: mg/dl		mg/dl
Volume al minuto		U.M: ml/min		0,50 - 1,50 ml/min
Clearance		U.M: ml/min		70 - 140 ml/min
CREATININA Urinaria	90.16.3	CRU	Giorni: 1 *	Campione Urine 24 ore URINE 24 h 10 ml / 2-8°per 5 gg
CREATININA URINARIA		U.M: mg/24	Met: Sarcosina ossidasi	800 - 1800
Creatinina Urinaria				Eseguito c/o HUB IPERIONE
Diuresi				
Creatinuria 24 h				0,98 - 2,20 g/24h Eseguito c/o HUB IPERIONE
CREATININA Urinaria Spot		CRU2	Giorni: 0	Campione URINE URINE SPOT 10 ml / 2-8°per 5 gg
CREATININA URINARIA SPOT		U.M: mg/dl	Met: enzimatico cinetico	80 - 180
CREATININA URINARIA SPOT		U.M: mg/dl	Met: Enzimatico-colorimetrico	80 - 180 Eseguito c/o HUB IPERIONE
CRIOAGGLUTININE	90.46.3	CRA	Giorni: 9	Campione SIERO
CRIOAGGLUTININE °			Met: eseguito c/o lab service	Assenti
CRIOFIBRINOGENO		CFI	Giorni: 5	Campione PlasmaEDTA
CRIOFIBRINOGENO			Met: eseguito c/o lab service	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
CRIOGLOBULINE	90.41.1	CRG	Giorni: 7		Campione	Criogl.SIERO 37°
CRIOGLOBULINE			Met: Chimico		ASSENTI	
Eseguito c/o lab service BIOS						
CROMO Sierico		CROM	Giorni: 9		Campione	SIERO
CROMO sierico		U.M: mcg/l	Met: Assorbimento atomico		INFERIORE A 1	
Eseguito c/o lab service Bios		U.M: mcg/l	Met: Assorbimento atomico			
CROMOGRANINA A		CRO	Giorni: 4		Campione	SIERO
CROMOGRANINA A		U.M: ng/ml	Met: E.I.A.		<100 Un trattamento con PPI può alterare i risultati.	
Eseguito c/o lab service BIOS						
CROSS LAPS (CTX)		LAPS	Giorni: 3	SNNSNN	Campione	Siero congelato
CROSS LAPS SIERICI (CTX)		U.M: ng/ml	Met: CLIA		DONNA PRE MENOPAUSA F < 0,575 F DONNA POST MENOPAUSA F < 1,017 F UOMO: 0,11 - 0,75 M	
Eseguito c/o lab service BIOS						
CROSSLINKS Urinari		CRL	Giorni: 2	NNNSNNN	Campione	Urine 24 ore
CROSSLINKS Urinari			Met: HPLC			
PIRIDINOLINA (PYD)		U.M: pmol/μmol crt			20 - 61	
DESOSSIPIRIDINOLINA (DPD)		U.M: pmol/μmol crt			1 - 19	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
CURVA GLICEMICA	90.26.5	CGL	Giorni: 1	*	Campione	Chimica clinica
CURVA GLICEMICA			Met: enzimatico-spettofotometrico			
75 gr di glucosio						
CURVA GLICEMICA	90.26.4	CUG	Giorni: 1	*	Campione	Chimica clinica
CURVA GLICEMICA						
75 gr di glucosio						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
CURVA INSULINEMICA	90.28.5	INC	Giorni: 3		Campione	Siero Iperione
CURVA INSULINEMICA			Met: Chemiluminescenza			
75 gr si glucosio		U.M: mcU/ml				
CYFRA 21-1	90.61.3	C211	Giorni: 2	SNNSNNN	Campione	SIERO
CYFRA (21-1)		U.M: ng/mL	Met: Chemiluminescenza		Fino a 2,08	
Eseguito c/o lab service BIOS						
CYTOMEGALOVIRUS IgM	91.14.3	CYM	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
CYTOMEGALOVIRUS IgM		U.M: Index	Met: ELFA		NEGATIVO: < o UGUALE A 0,70 DUBBIO: 0,70 - 0,90 POSITIVO: > o UGUALE A 0,90	
CYTOMEGALOVIRUS IgG	91.14.1	CYG.	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
CYTOMEGALOVIRUS IgG		U.M: UA/ml	Met: ELFA		NEGATIVO: < o UGUALE A 3,99 DUBBIO: 4 - 5,9 POSITIVO: > o UGUALE A 6,0	
D1 DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSI		D1	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
D1 DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
D2 DERMATOPHAGOIDES FARINAE		D2	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
D2 DERMATOPHAGOIDES FARINAE		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
D73 GLYCYPHAGUS DOMESTICUS (Aca)		D73	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	SIERO
D73 GLYCYPHAGUS DOMESTICUS (Acaro)		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
DAO Test (Diaminossidasi)		DAO	Giorni: 16	SSSSSNNH	Campione	Siero CONGELATO2
DAO TEST (Diaminossidasi)		U.M: U/ml	Met: ELISA		<3 INTOLLERANZA ELEVATA 3,0-10,0 INTOL. MODERATA >10 INTOLLERANZA ASSENTE	
Eseguita c/o lab service BIOS						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età		
D-DIMERO	90.61.4	DIM	Giorni: 2		Campione	Coagulazione	
D-DIMERO		U.M: ng/ml	Met: Immunologico		< 255		
					Eseguito c/o HUB IPERIONE		
D-DIMERO		U.M: ng FEU/ml	Met: Immunoturbidimetrico		Soggetti normali		
					fino a 500		
Eseguito c/o lab service BIOS							
DELTA4 ANDROSTENEDIONE	90.17.3	D4A	Giorni: 3		Campione	SIERO	
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza		0,02 - 0,29	M	2,0 7,0
					0,07 - 0,74	M	7,0 12,0
					0,25 - 2,21	M	12,0 17,0
					0,44 - 2,65	M	17,0 22,0
					0,5 - 3,5	M	22,0 100,0
					0,00 - 0,34	F	2,0 7,0
					0,12 - 2,41	F	7,0 12,0
					0,42 - 3,41	F	12,0 17,0
					0,70 - 4,31	F	17,0 22,0
					PREMENOPAUSA: 0,4-3,4	F	22,0 999,0
					POSTMENOPAUSA:0,24-2,1	F	22,0 999,0
Eseguito c/o lab service BIOS		U.M: ng/ml					
DENGUE IgG		DNGG	Giorni: 12		Campione	SIERO	
Dengue Virus IgG			Met: IFA		Valori significativi		
					maggiore o uguale a 1:100		
Eseguito c/o Lab Service Praxi					Valori significativi		
					maggiore o uguale a 1:100		
DENGUE IgM		DNGM	Giorni: 12		Campione	SIERO	
Dengue Virus IgM			Met: IFA		Valori significativi		
					maggiore o uguale a 1:10		
Eseguito c/o Lab Service Praxi							
DERMATOFITI		DERM	Giorni: 30	SSSSNNN	Campione	ESAME COLTURALE	
RICERCA DERMATOFITI							
Eseguito su:							
Esame microscopico:			Met: (chiarificazione con Koh 20%)				

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
DERMATOFITI		DERM	Giorni: 30	SSSSNNN	Campione	ESAME COLTURALE
Esame colturale:						
Eseguito c/o lab service Bios						
Dermatophagoides Pteronyssinus rDer F		D205	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
Dermatophagoides Pteronyssinus rDer P10		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< 0,1 kUa/L	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
DESMETHYL CLOZAPINA		CLOZA	Giorni: 13	SSSSSNN	Campione	Siero congelato
DESMETHYL-CLOZAPINA			Met: HPLC-MS/MS			
Clozapina		U.M: mg/L			0,35 - 0,60	
Norclozapina		U.M: mg/L				
Rapporto Clozapina/Norclozapina		U.M: Ratio			1,0 - 2,5	
Eseguito c/o Lab Sevice BIOS						
DESMOGLEINA 1		DESM1	Giorni: 7		Campione	SIERO
DESMOGLEINA 1					Assenti Titoli significativi maggiori o uguali a 1.10	
Eseguito c/o Lab Service Praxi			Met: I.F.A.			
DESMOGLEINA 3		DESM3	Giorni: 7		Campione	SIERO
DESMOGLEINA 3					Assenti Titoli significativi maggiori o uguali a 1:10	
Eseguito c/o Lab Service Praxi			Met: I.F.A.			
Determinazione dei T-REG		DTRE	Giorni: 0		Campione	EDTA2
Determinazione dei T-REG						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età		
Determinazione dei T-REG		DTRE	Giorni: 0		Campione	EDTA2	
Eseguito c/o lab service Praxi							
DHEA Dehydroepiandrosterone	90.17.1	DHE	Giorni: 3	NSNNSNN	Campione	SIERO	
DHEA Dehydroepiandrosterone		U.M: ng/ml	Met: RIA		UOMO < o = 50anni: 2,4 - 19,5	M	50,0
					UOMO > 50anni: 1,2 - 10,8	M	50,0 999,0
					DONNA < o = 50anni: 1,7 - 20,0	F	50,0
					DONNA > 50anni: 1,3 - 11,0	F	50,0 999,0
Eseguito c/o lab service BIOS							
DHEA'S (DHEA-solfato)	90.17.2	DHS	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	SIERO	
DHEA-S (DHEA - SOLFATO)		U.M: mg/l	Met: Chemiluminescenza		UOMO: 0,9 - 5,0	M	
					DONNA: 0,5 - 4,0	F	
					MENOPAUSA: 0,3 - 2,0	F	
Eseguito c/o lab service BIOS							
DHT DIIDROTESTOSTERONE	90.17.5	DHT	Giorni: 8		Campione	SIERO	
DIHYDROTESTOSTERONE (DHT)		U.M: pg/ml	Met: Immunometrico		17 - 85,7	M	1,0 10,0
					11,1 - 875,6	M	10,0 15,0
					70,3 - 1260,9	M	15,0 18,0
					143 - 842	M	18,0 999,0
					17 - 88,9	F	2,0 10,0
					22,5 - 280,6	F	10,0 15,0
					62,6 - 760,3	F	15,0 18,0
					17 - 596	F	18,0 50,0
					17 - 431	F	50,0 999,0
Eseguito c/o lab Service BIOS							
DIGOSSINA	90.21.1	DIG	Giorni: 1	SSSSSNN	Campione	SIERO	
DIGOSSINA		U.M: ng/ml	Met: Petinia		0,8 - 2,0		
Eseguito c/o lab service Bios							
DISBIOSI Test		DISB	Giorni: 4	NNNSNNN	Campione	URINE	
DISBIOSI TEST			Met: HPLC				
Scatolo		U.M: mcg/l			<10 ASSENZA DI DISBIOSI		
					10 - 20 DISBIOSI LIEVE		
					20 - 40 DISBIOSI MEDIA		
					>40 DISBIOSI GRAVE		

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
DISBIOSI Test		DISB	Giorni: 4	NNNSNNN	Campione	URINE
Indicano		U.M: mg/l			<20 ASSENZA DI DISBIOSI 20 - 40 DISBIOSI LIEVE 40 - 80 DISBIOSI MEDIA >80 DISBIOSI GRAVE	
Eseguito c/o lab service Bios						
DOPAMINA PLASMATICA		DOPA	Giorni: 3	NSNNNNN	Campione	PlasmaEDTA
Dopamina Plasmatica		U.M: pg/ml	Met: HPLC		Fino a 52	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
E.COLI ENTEROPATOGENI su Feci		COLI	Giorni: 0		Campione	PARAPACK FECI
COPROCOLT.Coli Enteropatogeni			Met: Esame colturale			
Eseguito c/o lab service BIOS						
E1 EPITELIO DI GATTO		E1	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
E1 EPITELIO DI GATTO		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
E2 17-beta ESTRADIOLO	90.19.2	E2E	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 3 gg
17 BETA ESTRADIOLO (E2)		U.M: pg/ml	Met: ELFA		fase follicolare: 18- 147 picco pre-ovulatorio: 93- 575 fase luteinica: 43- 214 menopausa : < 58 UOMINI: < 62	
17 beta Estradiolo (E2)		U.M: pg/ml	Met: Chemiluminescenza		fase follicolare 20 - 138 fase ovulatoria 100 - 440 fase luteinica 31 - 317 menopausa < 84 uomini < 84 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
E5 EPITELIO DI CANE		E5	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
E5 EPITELIO DI CANE		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
E71 EPITELIO DI TOPO		E71	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
E71 EPITELIO DI TOPO		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza		INFERIORE A 0,34	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
E72 PROTEINE URINARIE DI TOPO		E72	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
E72 PROTEINE URINARIE DI TOPO		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza		INFERIORE A 0,34	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
E73 EPITELIO DI RATTO		E73	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
E73 EPITELIO DI RATTO		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza		INFERIORE A 0,34	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
E74 PROTEINE URINARIA DI RATTO		E74	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
E74 PROTEINE URINARIA DI RATTO		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza		INFERIORE A 0,34	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
E82 EPITELIO CONIGLIO		E82	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
E82 EPITELIO CONIGLIO		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
E94 rFel d1Felis domesticus		E94	Giorni: 0		Campione	SIERO
E94 rFel d1Felis domesticus		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		Inferiore a 0,1	
Eseguito c/o Lab service BIOS						
EBNA	91.21.1	EBNA	Giorni: 3	SNSNSNN	Campione	SIERO
EPSTEIN BARR V. IgG (EBNA)		U.M: U.A.	Met: Chemiluminescenza		NEGATIVO: < 5 DUBBIO: 5 - 20 POSITIVO: > 20	
Eseguito c/o lab service BIOS						
EBV QUALITATIVO		EBVQ	Giorni: 0		Campione	PlasmaEDTA
EBV QUALITATIVO			Met: Amplificazione genica			
Eseguito c/o Lab Service GENOMA						
EBV QUANTITATIVO		EBV	Giorni: 5		Campione	PlasmaEDTA
EBV QUANTITATIVO						
Met: Amplificazione genica						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
EBV QUANTITATIVO Eseguito c/o lab service GENOMA		EBV	Giorni: 5	Campione	PlasmaEDTA
ELASTASI Fecale ELASTASI FECALE (1 PANCREATICA) Eseguito c/o labservice BIOS		ELAF U.M: mcg/l	Giorni: 3 NSNNSNN Met: Chemiluminescenza	Campione	FECI < 100: GRAVE INSUFFICIENZA ESOCRINA. 100 -199: INSUFFICIENZA DA LIEVE A MODERATA > o = 200: NORMALE
ELETTROFORESI PROTEICA Urinaria ELETTROFORESI PROTEICA URINARIA Eseguito c/o lab service Praxi		ELETRU	Giorni: 6 Met: Elettroforetico	Campione	Urine 24 ore Assenza di frazioni proteiche o presenza della frazione albuminica con proteinuria < 80 mg/24h
EMATOCRITO EMATOCRITO EMATOCRITO	90.82.4	HTE U.M: %	Giorni: 1 *	Campione	Emocromo 42 - 54 % 36 - 48 % 36 - 45 % Eseguito c/o HUB IPERIONE M 14,0 999,0 F 14,0 999,0 14,0
EMOCROMATOSI (HFE) 12 mutazioni Emacromatosi (HFE) 12 mutazioni Eseguito c/o lab Service Genoma		HFE12	Giorni: 15 Met: PCR	Campione	EDTA
EMOCROMATOSI (HFE) 3 mutazioni Emocromatosi (HFE) 3 mutazioni Eseguito c/o Lab service Genoma		HFE3	Giorni: 15 Met: PCR	Campione	EDTA
EMOCROMATOSI CLASSICA 3 mutazion EMOCROMATOSI CLASSICA 3 mut.		EMAC	Giorni: 0	Campione	Emocromo

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
EMOCROMATOSI CLASSICA 3 mutazion		EMAC	Giorni: 0	Campione	Emocromo
Eseguito c/o lab Service Genoma					
EMOCROMO	90.62.2	EMO	Giorni: 0 *	Campione	Emocromo
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO			Met: Impedenziometrico	ATTENZIONE: NUOVI VALORI DI RIFERIMENTO.	
-GLOBULI ROSSI		U.M: 10^6/ μ L		4,50 - 6,20	M 14,1 999,0
				4,00 - 5,50	F 14,1 999,0
				3,50 - 5,20	14,0
-Hb: EMOGLOBINA		U.M: g/dl		13,5 - 18,0	M 14,1 999,0
				12,0 - 16,0	F 14,1 999,0
				12,0 - 16,0	14,0
-Ht: EMATOCRITO		U.M: %		40 - 54	M 14,1 999,0
				37 - 47	F 14,1 999,0
				35 - 49	14,0
-MCV: VOL. CORPUSCOLARE MEDIO		U.M: fL		80 - 100	
-MCH: Hb CORPUSCOLARE MEDIA		U.M: pg		27,0 - 34,0	
-MCHC: CONCENTRAZIONE Hb MEDIA		U.M: g/dl		32,0 - 36,0	14,1 999,0
				31,0 - 37,0	14,0
-GLOBULI BIANCHI		U.M: 10^3/ μ L		4,0 -10,0	14,1 999,0
				4,00 - 12,00	14,1
-PIASTRINE		U.M: 10^3/ μ L		150 - 450	
-NEUTROFILI%		U.M: %		40,00 - 75,00	
-EOSINOFILI%		U.M: %		0,00 - 7,50	
-BASOFILI%		U.M: %		0,00 - 1,50	
-LINFOCITI%		U.M: %		20,00 - 45,00	
-MONOCITI%		U.M: %		2,00 - 10,0	
-NEUTROFILI#		U.M: 10^3/ μ L		2,00- 7,50	
-EOSINOFILI#		U.M: 10^3/ μ L		0,00- 0,70	
-BASOFILI#		U.M: 10^3/ μ L		0,00 - 0,15	
-LINFOCITI#		U.M: 10^3/ μ L		1,00 - 4,50	
-MONOCITI#		U.M: 10^3/ μ L		0,20 - 1,00	
-MPV		U.M: fL		6,5 - 15,0	
-RDW-CV		U.M: %		11 - 16	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
EMOCROMO	90.62.2	EMO	Giorni: 0 *	Campione Emocromo
-RDW-SD		U.M: fL		35 - 56
-ANNOTAZIONI:				
EMOGLOBINA GLICOSILATA	90.28.1	EGL	Giorni: 3	Campione EDTA3
EMOGLOBINA GLICOSILATA		U.M: %	Met: HPLC	4,0 - 6,0
		U.M: mmoli/mol		20 - 42
EMOGLOBINE VARIANTI	90.66.5	EVAR	Giorni: 2 SNSNSNN	Campione EDTA4
EMOGLOBINE VARIANTI			Met: HPLC	
Hb A2		U.M: %		2,5 - 3,2
Hb F		U.M: %		< 1,0
				IN GRAVIDANZA: < 2,0
Hb S		U.M: %		ASSENTE
Hb C		U.M: %		ASSENTE
Eseguito c/o lab Service Bios				
ENA anti-RNA Polimerase III		POLI3	Giorni: 9 SSSSSNN	Campione SIERO
Ena anti-RNA Polimerase III		U.M: Ku/L	Met: ELIA	Minore di 7: Negativo
				7 - 10 : Dubbio
				Maggiore di 10: Positivo
Eseguito c/o Lab service BIOS				
Enterotossina A staph. M80		M80	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione SIERO
ENTEROTOSSINA A		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	Inferiore a 0,1
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
Enterotossina B staph. M81		M81	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione SIERO
ENTEROTOSSINA B		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	Inferiora a 0,1
Eseguito c/o Lab service BIOS				
Enterotossina C staph. M223		M223	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione SIERO
ENTEROTOSSINA C		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	Inferiore a 0,1

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
Enterotossina C staph. M223		M223	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
Enterotossina TSST staph. M226		M226	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
ENTEROTOSSINA TSST						
		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		Inferiore a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
EOSINOFILI Fecali		EOS	Giorni: 0			
Eosinofili fecali						
EPARINA Anti-Fattore Xa		EPAX	Giorni: 7	SSSSSNN	Campione	Plasma Congelato
EPARINA Anti-Fattore Xa						
		U.M: U/I	Met: Cromogenico		1 somm/die: 1000 - 2000 2 somm/die: 600 - 1000	
Eseguiro c/o Lab Service BIOS						
EPSTEIN BARR IgG (EA)	91.21.1	EA	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
EPSTEIN BARR V. IgG (EA)						
			Met: I.F.A		ASSENTI POSITIVO: MAGGIORE O UGUALE A 1:10	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
ERITROPOIETINA (EPO)		ERI	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
ERITROPOIETINA (EPO)						
		U.M: mIU/ml	Met: Chemiluminescenza		4,3 - 29	
Eseguita c/o lab service BIOS						
Es. Culturale ESPETTORATO	90.93.6	ESP	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	Espettorato BIOS
Coltura ESPETTORATO:						
L'esame colturale						
Eseguito su terreni selettivi						
Ha evidenziato:						
Eseguito c/o Lab Service BIOS						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
ESAME CITODIAGNOSTICO		CIT	Giorni: 8SSSSSNN	Campione	CITOLOGICO
CITOLOGIA URINARIA			Met: Eseguito c/o lab service BIOS		

U.M: UFC/ml

ESAME CULTURALE	ECOL	Giorni: 3	Campione	ESAME CULTURALE
ESAME CULTURALE		Met: Ricerca germi comuni e miceti		

Eseguito su:

ESAME CULTURALE BATTERI ANAEROBI	ECOLA	Giorni: 7	Campione	ESAME CULTURALE
ESAME CULTURALE BATTERI ANAEROBI				
ESEGUITO SU:				

Eseguito su:

Eseguito c/o Lab Service BIOS

ESAME delle FECI	90.21.3	EFE	<i>Giorni: 1</i>	<i>*</i>	<i>Campione</i>	FECI
-------------------------	----------------	------------	------------------	----------	-----------------	-------------

Eseguito c/o Lab Service BIOS

- ASPETTO
- CONFORMAZIONE
- COLORE
- CONSISTENZA
- REAZIONE
- SANGUE
- RESIDUI ALIMENTARI

a 400 ingrandimenti

-LEUCOCITI

-EMAZIE

-CELLULE EPITELIALI

-SPORE MICELIALI

-FILAMENTI DI MUCO

-CRISTALLI DI ACIDI GRASSI

-GRASSI NEUTRI

-SAPONI

-GRANULI DI AMIDO INDIGERITO

-GRANULI DI AMIDO PARZ.DIGERITO

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
ESAME delle FECI	90.21.3	EFE	Giorni: 1 *	Campione FECI
-GRANULI DI AMIDO DIGERITO				
-RES. FIB. CARNEE INDIGERITE				
-RES. FIB. CARNEE PARZ.DIGERITE				
-RES. FIB. CARNEE DIGERITE				
-CELLULE VEGETALI				
-FIBRE VEGETALI				
-DETRITO AMORFO				
-CRISTALLI DI OSSALATO DI CALCIO				
ESAME delle URINE	90.44.3	EUR	Giorni: 0 *	Campione URINE
ESAME CHIMICO-FISICO URINE				
-Aspetto				
-Colore				
-Densità				1005 - 1030
-Reazione (PH)				5,0 - 7,0
-Proteine				TRACCE MINIME
-Glucosio				ASSENTE
-Corpi chetonici				ASSENTI
-Urobilinogeno				ASSENTE
-Bilirubina				ASSENTE
-Sangue				ASSENTE
-Nitriti				ASSENTI
ESAME MICROSCOPICO		MICRO	Giorni: 0	Campione ESAME COLTURALE
ESAME MICROSCOPICO				

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
ESAME MICROSCOPICO		MICRO	Giorni: 0	Campione	ESAME CULTURALE
ESAME PARASSITOLOGICO (I CAMP.)	91.04.6	EPA	Giorni: 1 *	Campione	FECI
ES.PARASSITOLOGICO FECI (1)					
Esito dell'esame:					
per la presenza di:					
ESAME PARASSITOLOGICO (II CAMP.)	91.04.6	EPA2	Giorni: 1	Campione	FECI 2
ES.PARASSITOLOGICO FECI (2)					
Esito dell'esame:					
Per la presenza di:					
ESAME PARASSITOLOGICO (III CAMP.)	91.04.6	EPA3	Giorni: 1	Campione	FECI 3
ES.PARASSITOLOGICO FECI (3)					
Esito dell'esame:					
Per la presenza di:					
ESAME PARASSITOLOGICO Urine		EPAU	Giorni: 0	Campione	URINE
Esame Parassitologico Urine			Met: Microscopico		
Esito dell'esame:					
Per la presenza di:					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
ESTRIOLO (E3)	90.19.3	E3	Giorni: 12	SSSSSNN	Campione	SIERO
Estriolo Sierico (E3)		U.M: ng/ml	Met: R.I.A.		Donne non in gravidanza: 0,63 - 4,56 ng/ml Donne in gravidanza: Settimana Valori 17° - 20° 5,49 - 25,30 21° - 24° 6,73 - 41,14 25° - 28° 13,40 - 50,28 29° - 32° 17,49 - 54,91 33° - 36° 18,52 - 61,62 37° - 41° 21,97 - 84,83 Uomini. <0,375 - 4,25	
Eseguito c/o lab service BIOS						M
ESTRONE (E1)	90.19.5	ESTR	Giorni: 5	SNSNNNN	Campione	SIERO
ESTRONE (E1)		U.M: pg/ml	Met: R.I.A.		30,92 - 99,82 F.FOLLICOLARE: 36,13-156,5 F.LUTEINICA: 47,29-198,1 P.PERIOVULAT.:57,92-255,9 POST MENOPAUSA CON TERAP. ESTROGENICA: 50,94-487,5 POST MENOPAUSA SENZA TERAP. ESTROGENICA: 30,92-99,82 GRAV. 1 TRIM.: 155,0-3077,0 GRAV. 2 TRIM.: 408,3-6215,0	
Eseguito c/o lab service BIOS						M F F F F F F F F
Etil Glicuronide		ETG	Giorni: 20		Campione	URINE
Etil Glicuronide		U.M: ng/ml	Met: E.I.A.		0 - 1000	
Eseguito c/o lab service Praxi						
ETOSUCCIMIDE (Zarotin)		ETOS	Giorni: 7		Campione	SIERO
Etosuccimide (Zarotin)			Met: Immunoenzimatica		40 - 100 microgrammi/ml	
Eseguito c/o lab service Praxi						
F1 BIANCO D'UOVO (Albume)		F1	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
F1 BIANCO D'UOVO (Albume)		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
F13 ARACHIDI		F13	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
ARACHIDI F13		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab service BIOS		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA			
F17 NOCCIOLE		F17	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
NOCCIOLE F17		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
F20 MANDORLE		F20	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
MANDORLE F20		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
F207 VONGOLA		VONGB	Giorni: 0		Campione	SIERO
F207 VONGOLA		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		Inferiore a 0,1 kUa/L	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
F23 GRANCHIO COMUNE		F23	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
F23 GRANCHIO COMUNE		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza		< 0,34	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
F24 GAMBERO		F24	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
F24 GAMBERO		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
F25 POMODORI		F25	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
F25 POMODORI		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza		<0,34 IU/ml	
Eseguito c/o lab service Bios						
F256 NOCI		F256	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
NOCI F256		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
F3 PESCE (Merluzzo)		F3	Giorni: 0		Campione	SIERO
F3 PESCE (Merluzzo)		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
F420 PRUNUS PERSICA		F420	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
F420 PRUNUS PERSICA		U.M: kUa/l	Met: Immunocap-FEIA		INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab service Bios						
F44 FRAGOLE		F44	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
FRAGOLE F44		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
F45 LIEVITO		F45	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Lievito F45 IgE		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		Inferiore a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
F49 MELA		F49	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
MELA F49		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
F75 ROSSO D'UOVO (Tuorlo)		F75	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
F75 ROSSO D'UOVO (Tuorlo)		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
F76 AlfaLATTOALBUMINA D4		F76P	Giorni: 0		Campione	SIERO
F76 Alfa Lattoalbumina D4		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		Inferiore a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
F77 BetaLATTOGLOBULINA D5		F77	Giorni: 0		Campione	SIERO
F77 Beta Lattoglobulina D5		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		Inferiore a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios					Inferiore a 0,1 kUa/L	
F78 CASEINA D8 (latte)		F78	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
F78 CASEINA D8 (latte)		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		Inferiore a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
F79 GLUTINE		F79	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
F79 GLUTINE		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios		U.M: IU/mL				

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
F95 PESCA		F95	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
F95 PESCA		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
Fatt. Von Willebrand Ristocetina		FVWR	Giorni: 16		Campione	Coagulazione
Fatt. Von Willebrand Ristocetina		U.M: %	Met: Immunoturbidimetrico		47,8 - 173,2	
					Unità di misura: %	
Eseguito c/o lab service PRAXI						
FATTORE COAGULAZIONE IX		FIX	Giorni: 9	NSNNNNN	Campione	Coagulazione
Fattore IX Coagulazione		U.M: %	Met: Coagulativo		70 - 140 %	
					Valori diminuiti possono essere riscontrati in corso di terapia anticoagulante orale con farmaci anti Vit. K (Coumadin/Sintrom)	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
FATTORE COAGULAZIONE VII		FVII	Giorni: 20		Campione	Coagulazione 2
FATTORE VII COAGULAZIONE		U.M: %	Met: Coagulativo		50 - 129	
Eseguito c/o lab service Bios		U.M: %			50 - 129 %	
FATTORE COAGULAZIONE VIII		FVIII	Giorni: 3	SNNSNNN	Campione	Coagulazione 2
FATTORE VIIIc COAGULAZIONE		U.M: %	Met: Coagulativo		50 - 150	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
FATTORE COAGULAZIONE X		FX	Giorni: 12		Campione	Coagulazione
FATTORE X coagulazione		U.M: %	Met: Coagulativo		70 - 131 %	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
FATTORE COAGULAZIONE XII		FXII	Giorni: 0		Campione	Coagulazione 2
Fattore Coagulazione XII		U.M: %	Met: Coagulativo			
FATTORE II (Protrombina)		FII	Giorni: 10		Campione	Coagulazione
Fattore II (protrombina)		U.M: %	Met: Coagulativo		79% - 131%	
Eseguito c/o lab service Bios						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
FATTORE V (Y1702C)		FVY	Giorni: 0	Campione	EDTA
FATTORE V (Y1702C)					
Eseguito c/o Lab Service Genoma					
FATTORE V (His1299Arg/A4070G)		FVH	Giorni: 15 SSSSSNN	Campione	EDTA
FATTORE V (His1299Arg/A4070G)			Met: Amplificazione genica		
Eseguito c/o Lab Service GENOMA					
FATTORE V di LEIDEN		FVLEID	Giorni: 12	Campione	EDTA
Fatt.V DI LEIDEN (mut. G1691A)			Met: Amplificazione genica		
Eseguito c/o lab service GENOMA					
FATTORE Von Willebrand (Ag)		FVW	Giorni: 15	Campione	Coagulazione
Fattore Von Willebrand (Ag)		U.M: %	Met: Immunoturbidimetrico	50% - 160%	
Eseguito c/o lab service Praxi					
FENITOINA		FENI	Giorni: 2 NNNSNN	Campione	SIERO
Fenitoina		U.M: mcg/ml	Met: Chemiluminescenza	Unità di misura: mcg/ml Intervallo terapeutico: 10 - 20 Concentrazione tossica: > 20 Limite di rilevabilità: 1	
Eseguito c/o Lab Service Bios					
FENOBARBITAL		FEN	Giorni: 3	Campione	SIERO
FENOBARBITAL		U.M: mcg/ml	Met: Chemiluminescenza	INTERV. TERAPEUTICO 15 - 40	
Eseguito presso c/o service Bios					
FERRITINA	90.22.3	FER	Giorni: 3 *	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
FERRITINA		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza	UOMO: 27 - 375 DONNA: 12 - 135 Eseguito c/o HUB IPERIONE	M F
FERRO Urinario		FEUR	Giorni: 13 SSSSSNN	Campione	Urine 24 ore
Ferro Urinario		U.M: mcg/24h	Met: Assorbimento atomico	100 - 400 mcg/24h	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
FERRO Urinario		FEUR	Giorni: 13	SSSSSNN	Campione	Urine 24 ore
Eseguito c/o Lab Service Bios						
FGB		FGB	Giorni: 0			
FGB						
FIBRINOGENO	90.64.6	FIB	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	Coagulazione
FIBRINOGENO		U.M: mg/dl	Met: Coagulometrico		200 - 393	
Eseguito c/o lab service BIOS						
FIBRINOGENO		U.M: mg/dl	Met: Clauss automatizzato		175 - 400	
					Eseguito c/o HUB IPERIONE	
FIBROSI CISTICA 139 mutazioni		FC139	Giorni: 15	SSSSSNN	Campione	EDTA3
Fibrosi Cistica 139 mutazioni						
Eseguito c/o Lab Service GENOMA						
FIBROSI CISTICA 152 mutazioni		FC152	Giorni: 15	SSSSSNN	Campione	EDTA3
FIBROSI CISTICA 152 MUTAZIONI						
Eseguito c/o lab service Genoma						
FILTRATO GLOMERULARE		GFR	Giorni: 0			
FILTRATO GLOMERULARE		U.M: ml/min			Uomo: 70-130	M
					Donna: 60-120	F
Formula di Cockroft - Gault						
Filtrato glomerulare					> 90 ml/min/1,73 mq2	
Velocità di Filtrazione Glomerulare						
Stimata					lieve riduzione GFR:	
					60 - 89 ml/min/1,73 mq2	
					moderata riduzione GFR:	
					30 - 59 ml/min/1,73 mq2	
					grave riduzione GFR:	
					< 15 - 29 ml/min/1,73 mq2	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
FILTRATO GLOMERULARE		GFR	Giorni: 0	
FORMULA LEUCOCITARIA		FOLEUC	Giorni: 0	
FORMULA LEUCOCITARIA				

FORMULA LEUCOCITARIA

Esequito c/o lab service BIOS

FOSEFATASI AL C. Termolabile *Met:* (frazione inattivata)

ESITO dell'ESAME: // M: % tot

U.M: % tot.

descrizione risultato:

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età		
FOSFATASI ALCALINA	90.23.5	FAL	Giorni: 1 *	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 7 gg	
FOSFATASI ALCALINA		U.M: U/l	Met: IFCC modificato	45 - 125	M	18,0 999,0
				35 - 100	F	18,0 50,0
				50 - 135	F	50,0 999,0
				51 - 202	M	17,0 18,0
				43 - 130	F	17,0 18,0
				64 - 443	M	15,0 17,0
				52 - 215	F	15,0 17,0
				82 - 603	M	14,0 15,0
				63 - 327	F	14,0 15,0
				160 - 610	M	12,0 14,0
				81 - 454	F	12,0 14,0
				146 - 500		9,0 12,0
				143 - 406		2,0 9,0
				Nuovi valori dal 14/12/2024		
FOSFATASI ALCALINA		U.M: U/l	Met: IFCC	45 - 125	M	18,0 999,0
				35 - 100	F	18,0 50,0
				50 - 135	F	50,0 999,0
				51- 202	M	17,0 18,0
				43 - 130	F	17,0 18,0
				64 - 443	M	15,0 17,0
				52 - 215	F	15,0 17,0
				82 - 603	M	14,0 15,0
				63 - 327	F	14,0 15,0
				160 - 610	M	12,0 14,0
				81 - 454	F	12,0 14,0
				146 - 500		9,0 12,0
				143 - 406		2,0 9,0
				Eseguito c/o HUB IPERIONE		
FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMI		ISOFAL	Giorni: 4 NSSSSNN	Campione	SIERO	
FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMI			Met: Elettroforetico			
FRAZIONE EPATICA 1:		U.M: %		16 - 70		
FRAZIONE EPATICA 2:		U.M: %		< 10		
FRAZIONI INTESTINALI:		U.M: %		< 14 (I1+I2+I3)		
INTESTINALE 1 (I1):		U.M: %				
INTESTINALE 2 (I2):		U.M: %				
INTESTINALE 3 (I3):		U.M: %				

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età		
FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMI		ISOFAL	Giorni: 4	NSSSSNN	Campione	SIERO	
FRAZIONE PLACENTARE:		U.M: %				PRESENTE IN GRAVIDANZA E IN ALCUNE PATOLOGIE.	
FRAZIONE OSSEA:		U.M: %				23 - 74	
Eseguito c/o Lab Service BIOS							
FOSFATASI ALCALINA OSSEA (Ostase)	90.24.1	EBAP	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	SIERO	
FOSFATASI ALCALINA OSSEA (ostase)		U.M: mcg/l	Met: Chemiluminescenza		5,5 - 24,6		F
Eseguito c/o Lab Service BIOS							
FOSFATASI ALCALINA per ISOENZIMI		FAL1	Giorni: 0		Campione	SIERO	
FOSFATASI ALCALINA per ISOENZIMI		U.M: U/L	Met: Cinetico IFCC		156 - 369	M	1,0 4,0
					144 - 327	M	4,0 6,0
					153 - 367	M	6,0 11,0
					113 - 438	M	11,0 15,9
					56 - 167	M	16,0 21,9
					50 - 116	M	22,0 999,0
					156 - 369	F	0,0 4,0
					144 - 327	F	4,0 6,0
					153 - 367	F	6,0 11,0
					64 - 359	F	11,0 15,9
					44 - 107	F	16,0 29,9
					46 - 122	F	30,0 999,0
Eseguito c/o Lab Service BIOS							
FOSFORO Sierico	90.24.3	PHE	Giorni: 1	*	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 24 h	
FOSFORO		U.M: mg/dl	Met: Fosfomolibdato		BAMBINI: 4,0 - 7,0		16,0
					ADULTI: 2,5 - 4,5		16,1 999,0
FOSFORO		U.M: mg/dl	Met: Spettrofotometrico		BAMBINI: 4,0 - 7,0		16,0
					ADULTI: 2,5 - 4,5		16,1 999,0
Eseguito c/o HUB IPERIONE							
FOSFORO Urinario	90.24.3	PHU	Giorni: 1	*	Campione	Urine 24 ore	
FOSFORO URINARIO		U.M: mg/24h	Met: Fosfomolibdato		400 - 1300		
Fosforo Urinario		U.M: mg/24h	Met: ISE		0,4 - 1,3 g/24h		
Eseguito c/o HUB IPERIONE							

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
Free-BHCG		FBHCG	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	SIERO
Free-BHCG		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza		Unità di Misura: ng/ml. In funzione dell'età materna, dei valori ormonali della gestante, della traslucenza nucale. ATTENZIONE: la sensibilità del metodo non permette di rilevare valori inferiori a 2 ng/ml. Pertanto il test non è utilizzabile per monitoraggi o screening tumorali. Limite di Quantificazione: < 2,0 ng/ml	
Eseguito c/o Lab. Service BIOS						
FRUTTOSAMINA	90.25.1	FRU	Giorni: 4		Campione	SIERO
FRUTTOSAMINA		U.M: mcmoli/l	Met: Colorimetrico NBT		205 - 285	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
FSH Ematico	90.23.3	FSH	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 2 gg
FSH		U.M: mUI/ml	Met: ELFA		fase follicolare : 2,9 - 12,0 F picco ovulatorio : 6,3 - 24,0 F fase luteinica : 1,5- 7,0 F in menopausa : 17,0 - 95,0 F UOMINI : 1,7 - 12,0 M	
FT3 T3 libero	90.43.3	FT3	Giorni: 3	*	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 3 gg
FT3		U.M: pg/ml	Met: Chemiluminescenza		1,58 - 3,91	
Eseguito c/o Lab service Bios						
FT3		U.M: pg/ml	Met: Chemiluminescenza		1,80 - 4,20 IN GRAVIDANZA: I TRIMESTRE: 2,10 - 3,20 II TRIMESTRE: 1,90 - 3,10 III TRIMESTRE: 1,90 - 2,80 Eseguito c/o HUB IPERIONE	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
FT4 T4 libero	90.42.3	FT4	Giorni: 3	*	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 3 gg
FT4		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza			0,70 - 1,48
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
FT4		U.M: ng/dl	Met: Chemiluminescenza			0,87 - 1,85 IN GRAVIDANZA: I TRIMESTRE: 0,83 - 1,54 II TRIMESTRE: 0,56 - 1,32 III TRIMESTRE: 0,54 - 1,05 Eseguito c/o HUB IPERIONE NUOVI VALORI DA: 8/04/2024
FT4						
FTA Ab. IgG	91.10.3	FTA	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	SIERO
FTA Abs, IgG			Met: I.F.A.			ASSENTI Titolo significativo maggiore o uguale a 1:5
Eseguito c/o lab service BIOS						
FTA Ab. IgM	91.10.3	FTAI	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	SIERO
FTA, Anticorpi IgM			Met: I.F.A.			Assenti Titolo significativo maggiore o uguale a 1:5
Eseguito c/o lab service BIOS						
G10 SORGUM HALPENSE		G10	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
G10 SORGUM HALPENSE		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA			Inferiore a 0,1
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
G15 GRANO		G15	Giorni: 4	NNNSNNN	Campione	SIERO
GRANO (F4)		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA			Inferiore a 0,1
Eseguito c/o Lab Service Bios						
G17 PASPALUM NOTATUM		G17	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
G17 PASPALUM NOTATUM		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA			Inferiore a 0,1
Eseguito c/o Lab Service BIOS						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
G2 CYNODON DACTYLON (Erba Canina)	G2		Giorni: 4 SSSSSNN	Campione SIERO
G2 CYNODON DACTYLON (Erba Canina)	U.M: kUa/l		Met: Immunocap-FEIA	INFERIORE A 0,1
Eseguito c/o Lab Service Bios				
G216 Ncyn D1 Bermuda grass	G216		Giorni: 0	Campione SIERO
G216 Ncyn D1 Bermuda grass	U.M: kUa/L		Met: Immunocap-FEIA	Inferiore a 0,1
Eseguito c/o Lab service BIOS				
G5 LOLIUM PERENNE (Loglierella)	G5		Giorni: 3 SSSSSNN	Campione SIERO
G5 LOLIUM PERENNE (Loglierella)	U.M: kUa/L		Met: Immunocap-FEIA	INFERIORE A 0,1
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
G6 PHLEUM PRATENSE (Codolina)	COD		Giorni: 4 SSSSSNN	Campione SIERO
G6 PHLEUM PRATENSE (Codolina)	U.M: kUa/L		Met: Immunocap-FEIA	INFERIORE A 0,1
Eseguit c/o Lab Service BIOS				
G6PDH Gluc.6-P-Deidrog.	90.27.2	G6P	Giorni: 6	Campione EDTA4
G6P DEIDRO. ERITROCITARIA	U.M: Ratio		Met: Cinetico-Enzimatico U.V.	SOGGETTI NORMALI: Carenza Tot.: 1,00 - 0,10 Eterozigote: 0,10 - 0,85 Normale: > 0,85 MICROCITEMIA, RETICOLOCITOSI, LEUCOCITOSI: Carenza Tot.: 0,00 - 0,10 Eterozigote: 0,10 - 0,95 Normale: > 0,95
G6PDH %	U.M: % A. Enz.			SOGGETTI NORMALI: Carenza Tot.: < 10% Eterozigote: 10 - 85% Normale: > 85% MICROCITEMIA, RETICOLOCITOSI, LEUCOCITOSI: Carenza Tot.: < 10% Eterozigote: 10 - 95% Normale: > 95%
Eseguito c/o lab service BIOS				

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
G8 POA PRATENSIS		G8	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	SIERO
G8 POA PRATENSIS		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza		< 0,34	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
GAMMA INTERFERONE		INTE	Giorni: 0		Campione	SIERO
GAMMA INTERFERONE		U.M: pg/ml	Met: Citofluorimetrico		<10	
Eseguito c/o lab service Bios		U.M: pg/ml	Met: Citofluorimetrico		< 10	
GANGLIOSIDI Profilo Abs IgG		GANGI	Giorni: 6	SSSSSNN	Campione	SIERO
GANGLIOSIDI Profilo Abs IgG			Met: Immunoblot			
SULFATIDE					ASSENTI	
GM1					ASSENTI	
GM2					ASSENTI	
GM3					ASSENTI	
GD1a					ASSENTI	
GD1b					ASSENTI	
GD2					ASSENTI	
GD3					ASSENTI	
GT1a						
GT1b						
GQ1b					ASSENTI	
Eseguito c/o Lab service BIOS						
GANGLIOSIDI Profilo Abs IgM		GANMI	Giorni: 6	SSSSSNN	Campione	SIERO
GANGLIOSIDI Profilo Abs IgM			Met: Immunoblot			
SULFATIDE					ASSENTI	
GM1					ASSENTI	
GM2					ASSENTI	
GM3					ASSENTI	
GD1a					ASSENTI	
GD1b					ASSENTI	
GD2					ASSENTI	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
GANGLIOSIDI Profilo Abs IgM		GANMI	Giorni: 6	SSSSSNN	Campione	SIERO
GD3					ASSENTI	
GT1a						
GT1b						
GQ1b					ASSENTI	
Eseguito c/o Lab service BIOS						
GARDNERELLA su Urina		GARD	Giorni: 0		Campione	UrineCOPAN
GARDNERELLA su urina					Assente	
Eseguito c/o lab service Praxi						
GASTRINA	90.26.1	GAS	Giorni: 3	NSNSNNN	Campione	SIERO
GASTRINA		U.M: pmol/l	Met: RIA		INFERIORE O UGUALE A 60	
Eseguito c/o lab service BIOS						
GASTRINA dopo pasto	90.26.1	GASP	Giorni: 7		Campione	SIERO
GASTRINA dopo pasto			Met: eseguito c/o lab service			
GASTRO PANEL		GASTRO	Giorni: 8	NSNNNNN	Campione	SIERO
GASTRO PANEL			Met: CLIA			
Pepsinogeno 1		U.M: ng/ml			70 - 240	
Pepsinogeno 2		U.M: ng/ml			< a 13	
Rapporto Pepsinogeno 1/2					> o = a 3	
Gastrina 17		U.M: pmoli/L			1,7 - 7,6	
Ab. Anti Helicobacter Pylori		U.M: U/ml			< a 30	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
GGT gamma-GT	90.25.5	GGT	Giorni: 1	*	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 7 gg
GAMMA GLUT. TRANSFERASI (GGT)		U.M: UI/l	Met: Cinetica-spettrofotometrica		10 - 60	
					7 - 45	
					8 - 40	
					6 - 26	
					5 - 19	
					Nuovi valori dal 29/01/2025	
					M 18,0 999,0	
					F 18,0 999,0	
					M 13,0 18,0	
					F 13,0 18,0	
					1,0 13,0	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
GGT gamma-GT	90.25.5	GGT	Giorni: 1 *	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 7 gg
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASI (GGT)		U.M: U/l	Met: Szasz	10 - 60	M 18,0 999,0
				7 - 45	F 18,0 999,0
				8 - 40	M 13,0 18,0
				6 - 26	F 13,0 18,0
				5 - 19	1,0 13,0
				Nuovi valori dal 07/01/2025	
				Eseguito c/o HUB IPERIONE	
GH Orm.Somatotropo	90.35.1	HGH	Giorni: 3	Campione	SIERO
HGH (ORMONE SOMATOTROPO)		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza	0,05 - 1,23	M
				0,06 - 6,88	F
Eseguito c/o lab. service Bios					
GLICEMIA	90.27.1	GLI	Giorni: 1 SSSSSSN	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 3 gg
GLICEMIA		U.M: mg/dl	Met: GOD-POD	65 - 100	
GLICEMIA		U.M: mg/dl	Met: GOD-POD	65 - 100	
				Eseguito c/o HUB IPERIONE	
GLICEMIA 120 MINUTI		GLI120	Giorni: 0	Campione	Siero 120'
GLICEMIA 120 MINUTI		U.M: mg/dl	Met: GOD-POD	<120	
GLICEMIA 120 MINUTI			Met: Enzimatico-spettrofotometrico	<120 mg/dl	
				Eseguito c/o HUB IPERIONE	
GLICEMIA 150 MINUTI		GLI150	Giorni: 1	Campione	Siero 150'
GLICEMIA 150 MINUTI		U.M: mg/dl	Met: GOD-POD	<120	
GLICEMIA 150 MINUTI				Eseguito c/o HUB IPERIONE	
GLICEMIA 180 MINUTI		GLI180	Giorni: 1	Campione	Siero 180'
GLICEMIA 180 MINUTI		U.M: mg/dl	Met: GOD-POD	<120	
GLICEMIA 180 MINUTI				Eseguito c/o HUB IPERIONE	
GLICEMIA 30 MINUTI		GLI30	Giorni: 0	Campione	Siero 30'
GLICEMIA 30 MINUTI		U.M: mg/dl	Met: GOD-POD	<180	
GLICEMIA 30 MINUTI				Eseguito c/o HUB IPERIONE	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
GLICEMIA 60 MINUTI		GLI60	Giorni: 0	Campione	Siero 60'
GLICEMIA 60 MINUTI		U.M: mg/dl	Met: GOD-POD	<180	
GLICEMIA 60 MINUTI				<180 mg/dl Eseguito c/o HUB IPERIONE	
GLICEMIA 90 MINUTI		GLI90	Giorni: 0	Campione	Siero 90'
GLICEMIA 90 MINUTI		U.M: mg/dl	Met: GOD-POD	<180	
GLICEMIA 90 MINUTI				Eseguito c/o HUB IPERIONE	
GLICEMIA Post Prandiale 1H		GL1	Giorni: 1	Campione	Siero post prand 1 ora
GLICEMIA POST PRANDIALE (1 ORA)		U.M: mg/dl	Met: GOD-POD	< 180	
GLICEMIA POST PRANDIALE (1 ORA)		U.M: mg/dl	Met: GOD-POD	< 180 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
GLICEMIA Post Prandiale 2H	90.27.1	GL2	Giorni: 1 *	Campione	Siero post prand 2 ore
GLICEMIA POST PRANDIALE (2 ORE)		U.M: mg/dl	Met: GOD-POD	65 - 120	
Glicemia post prandiale 2 ore				Eseguito c/o HUB IPERIONE	
GLICOSURIA	90.27.1	GLU	Giorni: 1	Campione	Urine 24 ore
GLICOSURIA		U.M: gr/24h	Met: Enzimatico-spettrofotometrico	Assente (mg/24h)	
GLICOSURIA				Assente Eseguito c/o HUB IPERIONE	
GLICOSURIA FRAZIONATA		GUF	Giorni: 1	Campione	URINE
GLICOSURIA FRAZIONATA		U.M: g/l		assente	
GLICOSURIA FRAZIONATA		U.M: g/l		Assente Eseguito c/o HUB IPERIONE	
GLOBULI BIANCHI	90.70.5	GLB	Giorni: 1 *	Campione	Emocromo
GLOBULI BIANCHI		U.M: migliaia		4 - 10 migliaia	
GLOBULI BIANCHI		U.M: migliaia		4 - 10 migliaia Eseguito c/o HUB IPERIONE	
GLUCAGONE	90.26.3	GLUC	Giorni: 12	Campione	GLUCAGONE
GLUCAGONE		U.M: pg/ml	Met: R.I.A.	30 - 210	
Eseguito c/o lab service BIOS					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
GLUTATIONE Totale		GLUT	Giorni: 18	SSSSSNN	Campione	EDTA5
GLUTATIONE Totale		U.M: umol/l	Met: HPLC			
GLUTATIONE Libero		U.M: micrmol/L			500 - 1500	
GLUTATIONE Ossidato		U.M: micrmol/L			25 - 150	
GLUTATIONE Libero/Ossidato					10 - 15	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
Grano (frumento) IgE		IGEG	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Grano (frumento) IgE		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza		< 0,34 IU/mL	
Eseguit c/o Lab service Bios						
GRUPPO SANGUE + Rh	90.65.3	GRS	Giorni: 1	*	Campione	Emocromo
GRUPPO SANGUIGNO						
Gruppo						
Fattore Rh (anti D)						
CDE						
Gruppo						
Fattore Rh (anti D)						
H. PYLORI IgA screening	90.94.4	ELA	Giorni: 3	NNSNNN	Campione	SIERO
HELICOBACTER PYLORI IgA screening		U.M: cut off	Met: CHEMILUMINESCENZA		NEGATIVO: < 1 POSITIVO: > O = A 1	
Eseguito c/o lab. service Bios						
H. PYLORI IgG	90.94.4	ELG	Giorni: 2	NSNNSNN	Campione	SIERO
HELICOBACTER PYLORI IgG		U.M: Index	Met: Chemiluminescenza		NEGATIVO: < 0,80 DUBBIO: 0,80 - 0,90 POSITIVO: > 0,90	
Eseguito c/o lab. service Bios						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
HAV (IgG+IgM)	91.17.1	HAG	Giorni: 2	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 3 gg
HAV (IgG + IgM)		U.M: mUI/ml	Met: ELFA	< 15 : NEGATIVO 15 - 20: DUBBIO > 20: POSITIVO Eseguito c/o HUB IPERIONE	
HAV IgM		U.M: Index	Met: ELFA	< 0,40: NEGATIVO 0,40 - 0,50: DUBBIO > 0,50: POSITIVO Eseguito c/o HUB IPERIONE	
HBcore Ab IgM	91.18.1	HCM	Giorni: 3	Campione	SIERO SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 3 gg
HBcore Ab IgM		U.M: cut-off	Met: Chemiluminescenza	NEGATIVO: < 1,0	
Eseguito c/o lab service BIOS					
HBcore Ab Ig Totali	91.17.5	HCB	Giorni: 2	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 3 gg
HBcore Ab Ig TOTALI			Met: ELFA	NEGATIVO Eseguito c/o HUB IPERIONE	
HBDH Ó-Ildr.Butirr.Deidrogenasi		HBD	Giorni: 5	Campione	SIERO
HBDH Ó-Ildr.ButirrDeidrogenasi°		U.M: U/I	Met: eseguito c/o lab s ervice	55 - 140 U/I	
HBe Ab	91.18.2	HEB	Giorni: 2	Campione	SIERO SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 3 gg
HBe Ab		U.M: cut-off	Met: Chemiluminescenza	NEGATIVO	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
HBe Ag	91.18.4	HEG	Giorni: 2	Campione	SIERO SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 24 h
HBe Ag		U.M: cut-off	Met: Chemiluminescenza	Negativo: inferiore a 1,0	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
HBs Ab quantitativo	91.18.3	HSB	Giorni: 3		Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 24 h
HBs Ab, TITOLO		U.M: mIU/ml	Met: CLIA		NEGATIVO: < 10 POSITIVO: > 10 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
HBs Ag	91.18.5	HSG	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
HBs Ag			Met: ELFA		NEGATIVO	
HBV DNA qualitativo		HBVDQ	Giorni: 10		Campione	EDTA3
HBV DNA qualitativo						
HBV DNA Quantitativa		HBVDNA	Giorni: 10		Campione	EDTA3
HBV DNA Quantitativa		U.M: UI/ml	Met: Amplificazione genica		LIMITE DI SENSIBILITA': 6,2 UI/ml	
Eseguito c/o Lab service Genoma						
HBV REFLEX		HBVR	Giorni: 0		Campione	ImmTRAST
HBV REFLEX						
HBs Ag			Met: ELFA		NEGATIVO	
HCV - RIBA	91.20.1	HCVR	Giorni: 14		Campione	SIERO
HCV - RIBA °			Met: eseguito c/o lab service		Negativo	
HCV Ab IgG	91.19.5	HCV	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 7 gg
HCV Ab IgG			Met: ELFA		NEGATIVO Se Positivo si consiglia: HCV-Test di conferma RIBA o HCV-RNA	
HCV Ab IgM		HCVM	Giorni: 6	NNNSNNN	Campione	SIERO
HCV Ab IgM			Met: Elisa		NEGATIVO	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
HCV RNA qualitativo		HCVPC	Giorni: 10		Campione	EDTA2
HCV RNA qualitativo						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
HCV RNA qualitativo Eseguito c/o lab service Genoma		HCVPC	Giorni: 10	Campione EDTA2
HCV RNA quantitativa HCV RNA quantitativa Eseguito c/o lab service Genoma		HCVQ U.M: UI/ml	Giorni: 10 Met: Amplificazione genica	Campione EDTA2 LIMITE INFERIORE DI SENSIBILITA': 8,0 UI/ml
HDV Ab IgG HDV Ab IgG Eseguito c/o lab service Bios	91.20.3	HDG	Giorni: 10 NNNNSNN Met: Immunometrico	Campione SIERO ASSENTI
HDV Ab IgM HDV Ab IgM Eseguito c/o lab service Bios	91.20.4	HDM	Giorni: 10 Met: Immunometrico	Campione SIERO ASSENTI
HDV Ag DELTA HDV Ag DELTA Eseguito c/o Lab Service BIOS	91.20.5	HDVAG U.M: Titolo	Giorni: 9 NNNNSNN Met: ELISA	Campione SIERO ASSENTE
HE4 HE4 Eseguito c/o lab service BIOS		HE4 U.M: pmol/l	Giorni: 3 SSSSSNN Met: Chemiluminescenza	Campione SIERO PREMENOPAUSA: MINORE O UGUALE A 70 POSTMENOPAUSA: MINORE O UGUALE A 140
HELICOBACTER PILORY Feci Helicobacter pylori (SU FECI)		HPF	Giorni: 1 SSSSSNN Met: Immunogromatografico	Campione FECI
Helicobacter pilory feci PCR Helicobacter pylori PCR (su FECI) Eseguito c/o Lab Service Genoma		HPFPCR	Giorni: 8 Met: Amplificazione genica	Campione FECI
HERPES 1 IgG HERPES VIRUS 1 IgG	91.22.1	H1G U.M: Index	Giorni: 5 Met: Chemiluminescenza	Campione SIERO < 1

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
HERPES 1 IgG Eseguito c/o lab service BIOS	91.22.1	H1G	Giorni: 5		Campione	SIERO
Herpes 1/2 IgM HERPES VIRUS (1+2) IgM Eseguito c/o lab service BIOS		H12M	Giorni: 0		Campione	SIERO
		U.M: Index	Met: Chemiiluminescenza		< 1	
HERPES 2 IgG HERPES VIRUS 2 IgG Eseguito c/o lab service BIOS	91.22.1	H2G	Giorni: 5		Campione	SIERO
		U.M: Index	Met: Chemiluminescenza		<1	
Herpes Virus-6 Human IgG Herpes Virus-6 Human IgG Eseguito c/o lab service Praxi		HHV6G	Giorni: 7		Campione	SIERO
			Met: I.F.A.		Assenti Titolo significativo > o = 1:10	
Herpes Virus-6 Human IgM Herpes Virus-6 Human IgM Eseguito c/o lab service Praxi		HHV6M	Giorni: 7		Campione	SIERO
			Met: I.F.A.		Assenti Titolo significativo > o = 1:10	
HEV IgG EPATITE E IgG (HEV) Eseguito c/o Lab Service Bios		HEVG	Giorni: 4	SNNSNNN	Campione	SIERO
			Met: Elisa		NEGATIVO: < o = a 0,90 DUBBIO: 0,91 - 1,09 POSITIVO: > o = a 1,10	
HEV IgM EPATITE E IgM (HEV) Eseguito c/o Lab Service Bios		HEVM	Giorni: 4	SNNSNNN	Campione	SIERO
			Met: Elisa		NEGATIVO: < o = a 0,90 DUBBIO: 0,91 - 1,09 POSITIVO: > o = a 1,10	
HIV 1 / HIV 2 HIV (1+2) Ab / P24 Ag	91.22.4	HIV	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	HIV SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 2 gg
			Met: ELFA/ IV° generazione		NEGATIVO	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
HIV 1 DNA		HIVD	Giorni: 8		Campione	EDTA2
HIV 1 DNA						
Eseguito c/o lab service Genoma						
HIV 1 RNA Quantitativo		HIVR	Giorni: 10		Campione	EDTA2
HIV RNA Quantitativo						
Eseguito c/o lab service Genoma						
HIV(1+2) Ab Test di Conferma		WEST	Giorni: 5		Campione	HIV
HIV(1+2) Ab Test di Conferma			Met: Immunoblotting			
Ha dato Esito:			NEGATIVO			
Gp 120			ASSENTE			
Gp 41			ASSENTE			
P 31			ASSENTE			
P 24			ASSENTE			
GP 105			ASSENTE			
GP 36			ASSENTE			
P 17			ASSENTE			
Eseguito c/o lab service BIOS						
HLA B27		B27	Giorni: 10		Campione	EDTA
RICERCA ALLELE HLA-B*27			Met: Amplificazione genica			
Eseguito c/o lab service Genoma						
HLA B51		B51	Giorni: 0		Campione	EDTA2
RICERCA ALLELE HLA-B*51			Met: Amplificazione genica			
Eseguito c/o Lab Service Genoma						
HLA DQ2-DQ8		HLAD	Giorni: 15		Campione	EDTA2
HLA DQ2-DQ8						
Eseguito c/o lab service Genoma						
HLA I CLASSE (A,B,C)		HLAI	Giorni: 20	SSSSSNN	Campione	EDTA
HLA I CLASSE (A,B,C)						

<i>Esame / Test</i>	<i>Cod.SSN</i>	<i>Cod.Lab.</i>	<i>Lavorazione / LMMGVSD</i>	<i>Valori di controllo / sex / età</i>	
HLA I CLASSE (A,B,C)		HLAI	<i>Giorni:</i> 20 SSSSSNN	<i>Campione</i>	EDTA
Eseguito c/o Lab Service Genoma					
HLA II CLASSE (DQB1, DRB1)		HLAII	<i>Giorni:</i> 20 SSSSSNN	<i>Campione</i>	EDTA
HLA II CLASSE (DQB1, DRB1)					
Eseguito c/o Lab Service Genoma					
HOLCUS LANATUS (BAMBAGIONA)		G13	<i>Giorni:</i> 0	<i>Campione</i>	SIERO
HOLCUS LANATUS (BAMBAGIONA)IgE		<i>U.M:</i> IU/mL	<i>Met:</i> Chemiluminescenza	< 0,34	
Eseguito c/o Lab Service Bios					
HOMA index		HOMA	<i>Giorni:</i> 0	<i>Campione</i>	Siero Iperione
HOMA index			<i>Met:</i> Modello omeostatico matematico	Soggetti non insulino-resistenti < 2,5	
HPA		HPA	<i>Giorni:</i> 0	<i>Campione</i>	EDTA
HPA					
Eseguito c/o Lab service Genoma					
HPL Orm.Latt.Placent.	90.34.5	HPL	<i>Giorni:</i> 5	<i>Campione</i>	SIERO
HPL Orm.Latt.Placent.			<i>Met:</i> eseguito c/o lab service		
HPV Estensione a Tipizzazione		HPVT	<i>Giorni:</i> 0	<i>Campione</i>	Tamp. HPV Genoma
HPV:TIPIZZAZIONE GENOTIPI VIRALI			<i>Met:</i> Amplificazione Genica		
Eseguito c/o Lab. Service GENOMA					
HPV SU LIQUIDO SEMINALE		HPVLS	<i>Giorni:</i> 8	<i>Campione</i>	LS Genoma
HPV SU LIQUIDO SEMINALE			<i>Met:</i> Amplificazione genica		
GENOTIPO HR: 16,18,26,31,33,35,39					
45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82					
GENOTIPO LR:6,11,40,42,43,44,54,61,					
70					
Eseguito c/o Lab Service GENOMA					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
HPV su Urine		HPVU	Giorni: 8		Campione	URINE
HPV su Urine						
Met: Amplificazione Genica						
Genotipo HR:16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82						
Genitipo LR:6,11,40,42,43,44,54,61,70						
Eseguito c/o lab service Genoma						
HSV TIPO 1 e 2 su Urina		HSV1/2	Giorni: 0		Campione	URINE
HSV TIPO 1/2 su urina						
Eseguito c/o Lab Service Genoma						
HTG TIREOGLOBULINA	90.41.5	TIR	Giorni: 3		Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 24 h
TIREOGLOBULINA						
		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza		1,28 - 50,0 La presenza di AbTg potrebbe causare interferenze nel dosaggio. Eseguito c/o HUB IPERIONE	
I208 Rapi M1 APIS MELLIFERA		I208	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
I208 Rapi M1 APIS MELLIFERA						
		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
I209 Rves V5 VESPULA VULGARIS		I209	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
I209 Rves V5 VESPULA VULGARIS						
		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
I210 Rpol D5 EUR.POLISTES DOMINULU		I210	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
I210 Rpol D5 EUR.POLISTES DOMINULUS						
		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguio c/o Lab Service BIOS						
I211 Rves V1 VESPULA VULGARIS		I211	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
I211 Rves V1 VESPULA VULGARIS						
		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
I211 Rves V1 VESPULA VULGARIS		I211	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
I4 VELENO POLISTES		I4	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
I4 VELENO POLISTES		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
I5 VELENO CALABRONE		I5	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
I5 VELENO CALABRONE		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
I75 VELENO CALABRONE EUROPEO		I75	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
I75 VELENO CALABRONE EUROPEO		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
IDENT. BIOCHIMICA DA CULTURA		IDEN	Giorni: 0			
IDENT. BIOCHIMICA DA CULTURA						
Risultato:						
IDROSSIPROLINA (OHP) Urine		IDP	Giorni: 8		Campione	Urine 24 ore
Idrossiprolina (OHP) urine		U.M: mg/24h	Met: Chimico		Fino a 1 anno 55-220 mg/24h Da 1 a 13 aa 25-80 mg/24h Adulti: 6-22 mg/24h Adulti > 65: 5-17 mg/24 h	
Eseguito c/o lab service Praxi		U.M: mg/24h/m				
IgA SALIVARI	90.67.5	IAS	Giorni: 11	SSSSSNN	Campione	Saliva
IgA SALIVARI		U.M: microgr/ml	Met: Immunoenzimatico-colorimetrico		40 - 170	
Eseguito c/o lab service BIOS		U.M: micr/ml	Met: Immunoenzimatico-colorimetrico			

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età		
IGF-BP3		IGFBP	Giorni: 6		Campione	Siero congelato	
IGF-BP3		U.M: mg/L	Met: Chemiluminescenza		Unità di misura: mg/L		
					<5 anni: 0,7 - 5,2 5,0 5,0		
					5 - 8 anni: 1,1 - 6,5 5,0 8,0		
					8 - 10 anni: 1,6 - 7,7 8,0 10,0		
					10 - 12 anni: 2,1 - 8,9 10,0 12,0		
					12 - 20 anni: 2,9 - 10,0 12,0 20,0		
					> 20 anni: 2,2 - 7,8 20,0 999,0		
Eseguito c/o lab. Service Praxi							
IgG sottoclasse 1		IGG1	Giorni: 0		Campione	SIERO	
IgG SOTTOCLASSE 1		U.M: mg/dl			Oltre i 18 anni:490-1140		
Eseguito c/o lab service BIOS			Met: Nefelometrico				
IgG sottoclasse 2		IGG2	Giorni: 0		Campione	SIERO	
IgG SOTTOCLASSE 2		U.M: mg/dl			Oltre i 18 anni:150-640		
Eseguito c/o lab service BIOS			Met: Nefelometrico				
IgG sottoclasse 3		IGG3	Giorni: 0		Campione	SIERO	
IgG SOTTOCLASSE 3		U.M: mg/dl			Oltre i 18 anni:11-85		
Eseguito c/o lab service BIOS			Met: Nefelometrico				
IgG sottoclasse 4		IGG4	Giorni: 2		Campione	SIERO	
IgG SOTTOCLASSE 4		U.M: mg/dl			3 - 200 18,0 999,0		
					6 - 186 12,0 18,0		
					3 - 156 2,0 12,0		
Eseguito c/o lab service BIOS			Met: Nefelometrico				
IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI		ICC	Giorni: 7		Campione	SIERO	
IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI		U.M: mcgEq/ml	Met: Elisa		NEGATIVO: < 16		
					DUBBIO: 16 - 18		
					POSITIVO: >18		
Eseguito c/o lab service BIOS							
IMMUNOFISSAZIONE Sierica	90.69.2	IMM	Giorni: 7	SSSSSNN	Campione	SIERO	
IMMUNOFISSAZIONE SIERICA			Met: Elettroforetico		ASSENZA DI COMPONENTI MONOCLONALI		

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
IMMUNOFISSAZIONE Sierica	90.69.2	IMM	Giorni: 7	SSSSSNN	Campione	SIERO

Ha evidenziato:

Eseguito c/o lab service BIOS

IMMUNOFISSAZIONE Urinaria	90.69.2	IMU	Giorni: 7	SSSSSNN	Campione	URINE
IMMUNOFISSAZIONE URINARIA			Met: Elettroforetico	ASSENZA PROTEINURIA DI BENCE JONES		

Ha evidenziato:

Eseguito c/o lab service BIOS

Immunoglobuline IgA	90.69.4	IGA	Giorni: 2	Campione	Chimica Iperione	
IMMUNOGLOBULINE IgA		U.M: mg/dl	Met: Turbidimetrico	20 - 100	1,0	4,0
				27 - 195	4,0	7,0
				34 - 305	7,0	10,0
				53 - 204	10,0	12,0
				58 - 358	12,0	14,0
				47 - 249	14,0	16,0
				61 - 348	16,0	19,0
				70 - 400	19,0	999,0
				Eseguito c/o HUB IPERIONE		

Immunoglobuline IgD	IGD	Giorni: 6	Campione	SIERO
Immunoglobuline IgD	U.M: U/ml	Met: Immunodiffusione radiale	40 - 100 U/ml	

Eseguito c/o lab service Praxi

Virus influenza B

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età		
Influenza A, influenza B		INAB1	Giorni: 3	Campione	Tamp naso faringeo	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
INIBINA A		INIA	Giorni: 11	Campione	SIERO	
INIBINA A		U.M: ng/l	Met: Chemiluminescenza	0 - 2,0	M	
				fase follicolare 3,5 - 31,7	F	
				fase ovulatoria 16,9 - 91,8	F	
				fase luteale 3,9 - 87,7	F	
				Menopausa < 2,1	F	
Eseguito c/o lab service BIOS						
INIBINA B		INIB	Giorni: 4 SSSSNNN	Campione	SIERO	
INIBINA B		U.M: pg/ml	Met: Elisa	UOMO fino 15 anni: 5,88 - 352,00	M	15,0
				UOMO oltre 15 anni: 25,00 - 325,00	M	15,0 999,0
				5,88 - 83,00	F	15,0
				5,88- 341,00	F	15,0 999,0
				3° gg ciclo: 5,88 - 273,00	F	
				post menopausa: < di 5,88	F	
Eseguita c/o lab service BIOS						
INSULINA 120 MINUTI		INS120	Giorni: 0	Campione	Siero 120' SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg	
INSULINA 120 MINUTI		U.M: UI/ml	Met: Chemiluminescenza	Eseguito c/o HUB IPERIONE		
INSULINA 150 MINUTI		INS150	Giorni: 0	Campione	Siero 150' SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg	
INSULINA 150 MINUTI		U.M: UI/ml	Met: Chemiluminescenza	Eseguito c/o HUB IPERIONE		
INSULINA 180 MINUTI		INS180	Giorni: 0	Campione	Siero 180' SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg	
INSULINA 180 MINUTI		U.M: UI/ml	Met: Chemiluminescenza	Eseguito c/o HUB IPERIONE		
INSULINA 30 MINUTI		INS30	Giorni: 0	Campione	Siero 30' SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg	
INSULINA 30 MINUTI		U.M: UI/ml	Met: Chemiluminescenza	Eseguito c/o HUB IPERIONE		

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
INSULINA 60 MINUTI		INS60	Giorni: 0	Campione	Siero 60' SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
INSULINA 60 MINUTI		U.M: UI/ml	Met: Chemiluminescenza	Eseguito c/o HUB IPERIONE	
INSULINA 90 MINUTI		INS90	Giorni: 0	Campione	Siero 90' SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
INSULINA 90 MINUTI		U.M: UI/ml	Met: Chemiluminescenza	Eseguito c/o HUB IPERIONE	
INSULINA Post Prandiale 1H		INS1	Giorni: 3	Campione	Siero post prand 1 ora SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
INSULINA POST PRANDIALE (1 ORA)		U.M: uUI/ml	Met: Chemiluminescenza	Eseguito c/o HUB IPERIONE	
INSULINA Post Prandiale 2H	90.29.1	INS2	Giorni: 3	Campione	Siero post prand 2 ore SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
INSULINA POST PRANDIALE (2 ORE)		U.M: uUI/ml		Eseguito c/o HUB IPERIONE	
INSULINEMIA	90.29.1	INS	Giorni: 3	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
INSULINA (BASEALE)		U.M: UI/ml	Met: Chemiluminescenza	2,2 - 25,0 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
INTERLEUCHINA 1 Alfa		IL1A	Giorni: 33 SSSSSNN	Campione	Siero congelato
Interleuchina 1 Alfa		U.M: ng/l	Met: Immunoenzimatico		
Eseguito c/o Service BIOS			Met: Immunoenzimatico		
INTERLEUCHINA 1 Beta		IL1B	Giorni: 21 SSSSSNN	Campione	Siero congelato
Interleuchina 1 Beta		U.M: pg/ml	Met: E.I.A.	inferiore a 5,0	
Eseguito c/o Service BIOS					
INTERLEUCHINA 6		IL6	Giorni: 2 SSSSSNN	Campione	SIERO
INTERLEUCHINA 6		U.M: pg/ml	Met: Chemiluminescenza	FINO A 5,9	
Eseguito c/o lab Service BIOS					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
INTERLEUCHINA 8		IL8	Giorni: 33 SSSSSNN	Campione	Siero CONGELATO2
INTERLEUCHINA 8		U.M: ng/l	Met: Immunoenzimatico		
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
INTOLL. LATTOSIO 13910 T-C 22018 A-G		LTCLA	Giorni: 0	Campione	EDTA2
INTOLL. LATTOSIO 13910 T-C 22018 A-G					
ESEGUITO C/O LAB SERVICE GENOMA					
INTOLLERANZA CAFFEINA		CYP	Giorni: 0		
INTOLLERANZA CAFFEINA			Met: eseguito c/o lab service Genoma		
INTOLLERANZA LATTOSIO		LTC	Giorni: 16 SSSSSNN	Campione	EDTA
INTOLLERANZA LATTOSIO			Met: eseguito c/lo lab service Genoma		
Eseguito c/o Lab service Genoma					
INTOLLERANZA NICHEL		NICHEL	Giorni: 17 SSSSSNN	Campione	EDTA2
INTOLLERANZA AL NICHEL			Met: PCR		
Eseguito c/o Lab Service GENOMA					
INTOLLERANZA SOLFITI		SOL	Giorni: 0		
INTOLLERANZA SOLFITI			Met: eseguito c/o lab service Genoma		
Intolleranze aliment. 287 alimenti		INT287	Giorni: 4 NSNNSNN	Campione	SIERO
INTOLL.ALIMENTARI (287 ALIMENTI)			Met: Macroarray		
Eseguito c/o Lab Service Bios					
IODIO Sierico		IOD	Giorni: 18	Campione	SIERO
IODIO SIERICO		U.M: mcg/l	Met: E.I.A.	46 - 70	
Eseguito c/o lab service Bios					
IODIO Urinario		IODU	Giorni: 12 SSSSSNN	Campione	URINE
IODIO URINARIO		U.M: mcg/l	Met: Colorimetrico	50 - 150	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
ISAC test (esami Allergologici)		ISAC	Giorni: 14 SSSSSNN	Campione	SIERO
ISAC test (esami Allergologici)					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
ISAC test (esami Allergologici)		ISAC	Giorni: 14	SSSSSNN	Campione	SIERO
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
ISOENZIMI AMILASI		AMYSO	Giorni: 2	SSSSSSN	Campione	SIERO
ISOENZIMI AMILASI		U.M: U/l	Met: IFCC			
- Alfa Amilasi					25 - 101	
- Amilasi Pancreatica					8 - 51	
- Amilasi Salivare					INFERIORE A 50	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
ISOENZIMI CPK	90.16.1	CPKISO	Giorni: 5	SSSSNNN	Campione	SIERO
ISOENZIMI CPK		U.M: %	Met: Elettroforetico			
CPK - MM:					97 - 100%	
CPK - MB:					0 - 3%	
CPK - BB:					0%	
Eseguito c/o lab service BIOS						
ISOENZIMI LDH		LDHI	Giorni: 10	SSSSSNN	Campione	SIERO
LDH ISOENZIMI		U.M: U/l	Met: Cinetico			
ATTIVITA' TOTALE		U.M: U/l	Met: Elettroforetico/Cinetico		125 - 220	
Isoenzima 1 (cardiaco, muscol.)		U.M: %	Met: Elettroforetico/Cinetico		14 - 28 %	
Isoenzima 2 (cardiaco, muscol.)		U.M: %	Met: Elettroforetico/Cinetico		30 - 44 %	
Isoenzima 3		U.M: %	Met: Elettroforetico/Cinetico		16 - 28 %	
Isoenzima 4		U.M: %	Met: Elettroforetico/Cinetico		3 - 15 %	
Isoenzima 5 (epatico, muscol.)		U.M: %	Met: Elettroforetico/Cinetico		4 - 18 %	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
ISTAMINA		ISTA	Giorni: 12	SSSSSNN	Campione	EDTA2
ISTAMINA		U.M: nmoli/l	Met: RIA		< a 10,0	
Eseguito c/o lab service BIOS						
ISTAMINA Urinaria		ISTAU	Giorni: 12	SSSSSNN	Campione	URINE
Istamina Urinaria		U.M: mcg/g cre u.	Met: RIA		10 - 35	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
ISTAMINA Urinaria Eseguito c/o Lab Service BIOS		ISTAU	Giorni: 12	SSSSSNN	Campione	URINE
K82 LATTICE K82 LATTICE Eseguito c/o Lab Service Bios		K82 U.M: kUa/L	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO INFERIORE A 0,1
KIR + HLA-C Affinitymap KIR + HLA-C Eseguito c/o Lab Service Genoma		HLAKIR	Giorni: 21	SSSSSNN	Campione	PlasmaEDTA Met: Amplificazione Genica
KLEBSIELLA su Feci KLEBSIELLA su feci		KLE	Giorni: 0		Campione	FECI
LAC LupusAntiCoagulante LAC (LUPUS ANTI COAGULANT) - Drvvt Screen - Test di Miscela - Confirm - Razio normalizzata Eseguito c/o lab service BIOS	90.46.5	LAC U.M: Ratio U.M: Ratio U.M: Ratio U.M: Ratio	Giorni: 4		Campione	Coagulazione 2 Met: Coagulativo <1,2 <1,2 <1,2 <1,2
LACOSAMIDE LACOSAMIDE Eseguito c/o Lab service Bios		LACO U.M: mg/l	Giorni: 14	SSSSSNN	Campione	SIERO 1,0 - 10,0
LAMOTRIGINA LAMOTRIGINA Eseguito c/o lab service BIOS		LAMO U.M: mg/l	Giorni: 10		Campione	SIERO INTERVALLO TERAPEUTICO: 3 - 14
LATTE LATTE (F2) Eseguito c/o lab service Bios		IGEL U.M: kUa/L	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO Met: Immunocap-FEIA < 0,1

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
LATTE MULIEBRE	90.29.3	LAT	Giorni: 5	
LATTE MULIEBRE °			Met: eseguito c/o lab. service	
LATTOFERRINA Fecale		LATF	Giorni: 16	Campione FECI
LATTOFERRINA Fecale		U.M: mcg/g	Met: Immunoenzimatico	Inferiore a 7,2
Eseguito c/o lab service BIOS		U.M: mcg/g	Met: Immunoenzimatico	Inferiore a 7,2 mcg/g
LDH Lattico Deidrogenasi	90.29.2	LDH	Giorni: 1 *	Campione Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 4 gg
LATTICO DEIDROGENASI (LDH)		U.M: U/l	Met: Enzimatico	0 - 450
LATTICO DEIDROGENASI (LDH)		U.M: U/l	Met: Enzimatico	120 - 250 Eseguito c/o HUB IPERIONE
LDL OSSIDATE		LDLO	Giorni: 22 SSSSSNN	Campione Siero congelato
LDL OSSIDATE		U.M: mcg/ml	Met: Immunoenzimatico	Inferiore od uguale a 133,2
Eseguito c/o lab service BIOS				
LEGIONELLA Pneumophila IgG		LEG	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione SIERO
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG			Met: I.F.A.	ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO: MAGGIORE O UGUALE A 1:128
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
LEGIONELLA Pneumophila IgM		LEM	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione SIERO
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM			Met: I.F.A.	ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO: MAGGIORE O UGUALE A 1:128
Eseguito c/o lab Service BIOS				
LEISHMANIA IgG		LEISG	Giorni: 7 SSSSSNN	Campione SIERO
Leishmania, Ab IgG			Met: IFA	Valori Significativi: > o = 1:40
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
LEISHMANIA IgM		LEISM	Giorni: 7 SSSSSNN	Campione SIERO
Leishmania, Ab IgM			Met: IFA	ASSENTI Valori Significativi: > o = 1:40
Eseguito c/o Lab Service BIOS				

Analisi Cliniche Trastevere

Vademecum del 17.05.25 Pag. 108/ 163

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
LEPTINA		LEPTI	Giorni: 10	Campione	SIERO
LEPTINA		U.M: ng/ml	Met: Immunoenzimatico	2,0 - 5,7	M
				3,6 - 11,0	F
Eseguito c/o lab service BIOS					
LEPTOSPIRA IgG		LEPTOG	Giorni: 0	Campione	SIERO
LEPTOSPIRA IgG					
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
LEPTOSPIRA IgM		LEPTO	Giorni: 14	Campione	SIERO
LEPTOSPIRA IgM			Met: Fissazione complemento	<1:8 Negativo	
				da 1:8 a 1:16 Dubbio	
				>1:16 Positivo	
Eseguito c/o lab service BIOS					
LEVETIRACETAM (Keppra)		LEVE	Giorni: 2 NNNNSNNN	Campione	Siero congelato
LEVETIRACETAM (KEPPRA)		U.M: mg/l	Met: HPLC	10 - 37	
				SOGLIA TOSSICA: > 0 = A 400	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
LH Ematico	90.32.3	LHE	Giorni: 2 SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 2 gg
LH		U.M: mUI/ml	Met: ELFA	fase follicolare : 1,5 -8,0	F
				picco ovulatorio : 9,6- 80,0	F
				fase luteinica : 0,2- 6,5	F
				in menopausa : 8,0- 33,0	F
				UOMO: 1,1 - 7,0	M
LIPASI Ematica	90.30.2	LIE	Giorni: 3 *	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 7 gg
LIPASI		U.M: U/l	Met: Enzimatico colorimetrico	< 60	
LIPASI		U.M: U/l	Met: Enzimatico colorimetrico	0,0 - 60,0	
				Eseguito c/o HUB IPERIONE	
LIPASURIA		LIU	Giorni: 0	Campione	Urine 24 ore
LIPASURIA		U.M: U/l	Met: Enzimatico	0 - 50	
Eseguito c/o HUB IPERIONE					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
LIPIDI Totali		LIP	Giorni: 2		Campione	SIERO
LIPIDI Totali		U.M: mg/dl	Met: cinetico-spettrofotometrico		450 - 900 mg/dl	
Eseguito c/o lab service PRAXI						
LIPIDOGRAMMA		LPG	Giorni: 5		Campione	SIERO
LIPIDOGRAMMA			Met: esame eseguito service LUISA			
Eseguito c/o lab service Praxi						
Lipoproteina (a) - Lp(a)		LIPOPA	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
LIPOPROTEINA (A) - Lp(a)		U.M: mg/dl	Met: Nefelometrico		FINO A 30	
Eseguito c/o lab. service BIOS						
LISTERIA IgG		LIG	Giorni: 7		Campione	SIERO
LISTERIA MONOCYTOGENES IgG			Met: I.F.A.		ASSENTI VAL. SIGNIFICATIVI >=1:100	
Eseguito c/o lab service Bios						
LISTERIA IgM		LIM	Giorni: 7		Campione	SIERO
LISTERIA MONOCYTOGENES IgM			Met: I.F.A.		ASSENTI VAL.SIGNIFICATIVI >=1:100	
Eseguito c/o lab. service Bios						
LISTERIA Monocytogenes PCR		LISPCR	Giorni: 9	SSSSSNN	Campione	EDTA2
LISTERIA MONOCYTOGENES PCR			Met: REAL TIME PCR		NEGATIVO	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
LITIO	90.32.2	LIT	Giorni: 2		Campione	SIERO
LITIO SIERICO (LITIEMIA)		U.M: mmol/l	Met: Colorimetrico		0,5 - 1,2 Concentrazione minima a 12 ore dalla somministrazione	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
LS CHLAMYDIA Trachomatis		SPECL	Giorni: 7		Campione	LS Genoma
CHLAMYDIA TRACHOMATIS			Met: Amplificazione genica			
Ricerca su: Liquido Seminale						
Eseguito c/o lab service Genoma						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
LS GARDNERELLA		LSG	Giorni: 7	Campione	LS Copan
LS GARDNERELLA				NON RILEVATA	
Eseguito su: Liquido Seminale					
Eseguito c/o lab service Bios					
LS MYCOPLASMA Genitalium		SPEMG	Giorni: 7	Campione	LS Genoma
MYCOPLASMA GENITALIUM			Met: Amplificazione genica		
Ricerca su: Liquido Seminale					
Eseguito c/o lab service Genoma					
LS MYCOPLASMA Hominis		SPEMH	Giorni: 7	Campione	LS Genoma
MYCOPLASMA HOMINIS			Met: Amplificazione genica		
Ricerca su: Liquido Seminale					
Eseguito c/o lab service Genoma					
LS NEISSERIA Gonorrhoeae		LSGO	Giorni: 5	Campione	LScolturale
GONOCOCCO SU L.SEMINALE			Met: Colturale		
Eseguito c/o Lab Service Bios					
LS Streptococco B emolitico		LSSA	Giorni: 0	Campione	LScolturale
Streptococco B emol. su Liquido Sem.			Met: Esame colturale		
LS UREAPLASMA Urealyticum		LSU	Giorni: 7	Campione	LS Genoma
UREAPLASMA UREALYTICUM			Met: Amplificazione genica		
Ricerca su: Liquido Seminale					
Eseguito c/o lab service Genoma					
M2 CLADOSPORIUM HERBARUM		M2	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
M2 CLADOSPORIUM HERBARUM		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	Inferiore a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
M229 rAlt A1 ALTERNARIA ALTERNATA		M229X	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
M229 rAlt a1 ALTERNARIA ALTERNATA		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	INFERIORE A 0,1	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
M229 rAlt A1 ALTERNARIA ALTERNATA Eseguito c/o Lab Service BIOS		M229X	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
M3 ASPERGILLUS FUMIGATUS M3 ASPERGILLUS FUMIGATUS Eseguito c/o Lab Service Bios	90.68.1	M3 <i>U.M:</i> kUa/L	Giorni: 0	<i>Met:</i> Immunocap-FEIA	Campione	SIERO INFERIORE A 0,1
M6 ALTERNARIA TENUIS M6 ALTERNARIA TENUIS Eseguito c/o Lab Service Bios		M6 <i>U.M:</i> kUa/L	Giorni: 3	SSSSSNN <i>Met:</i> Immunocap-FEIA	Campione	SIERO INFERIORE A 0,1
MACROPROLATTINA MACROPROLATTINA PROLATTINA BASALE PROLATTINA DOPO PRECIPITAZIONE RECUPERO % Eseguito c/o lab service Bios		MPRL <i>U.M:</i> ng/ml <i>U.M:</i> ng/ml <i>U.M:</i> %	Giorni: 3	<i>Met:</i> CMIA <i>Met:</i> CMIA	Campione	SIERO 5,18 - 26,53 MACROPROLATTINA PRESENTE: < 60% MACROPROLATTINA ASSENTE: > 60%
MAGNESIO Sierico MAGNESIO MAGNESIO	90.32.5	MGE <i>U.M:</i> mg/dl <i>U.M:</i> mg/dl	Giorni: 1	* <i>Met:</i> Xilidil - Blu <i>Met:</i> Xilidil - Blu	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 7 gg 1,5 - 2,6 1,5 - 2,6 Eseguito c/o HUB IPERIONE
MAGNESIO Urinario MAGNESIO URINARIO MAGNESIO URINARIO Diuresi delle 24 h	90.32.5	MGU <i>U.M:</i> mg/24h	Giorni: 1	* <i>Met:</i> Xilidil - Blu <i>Met:</i> Xilidil - Blu	Campione	Urine 24 ore SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 7 gg 75-125 50 - 150 mg/24h Eseguito c/o HUB IPERIONE
MELATONINA MELATONINA		MEL <i>U.M:</i> ng/L	Giorni: 5	<i>Met:</i> eseguito c/o lab. service		GIORNO <30 NOTTE 30-150

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
MELATONINA		MEL	Giorni: 5		
Eseguito c/o Lab service BIOS					
MELITENSE		MELI	Giorni: 0		
Melitense					
MENINGOCOCCO IgG		MENG	Giorni: 10	Campione	SIERO
MENINGOCOCCO IgG (A,C,Y,W135)		U.M: Index	Met: Elisa	INFERIORE A 1	
Eseguito c/o lab service BIOS					
MERCURIO Ematico		MER	Giorni: 12	Campione	EDTA2
MERCURIO ematico		U.M: mcg/l	Met: Assorbimento atomico	Soggetti non esposti: Inferiore a 5,0 Soggetti esposti: IBE fino a 15	
Eseguito c/o lab service BIOS					
MERCURIO Urinario		MERC	Giorni: 13 SSSSSNN	Campione	URINE
MERCURIO URINARIO		U.M: mcg/gr	Met: Assorbimento atomico	IBE finoa 35 mcg/gr di creatinina	
Eseguito c/o lab service BIOS					
META/NORMETANEFRINE Urinarie 24h		MNU	Giorni: 4 NNSNNNN	Campione	Urine 24 ore
META/NORMETANEFRINE urinarie 24h		U.M: mcg/24h	Met: HPLC		
METANEFRINE		U.M: mcg/24h		52 - 341	
NORMETANEFRINE		U.M: mcg/24h		88 - 444	
Eseguito c/o lab service BIOS					
METANEFRINE Plasmatiche		MNP	Giorni: 11 SSSSSNN	Campione	EDTA3
METANEFRINE PLASMATICHE			Met: LC-MS		
Metanefrine		U.M: pg/ml		< 90	
Normetanefrine		U.M: pg/ml		< 180	
Eseguito c/o lab service Bios					
METANFETAMINE Urinarie		META	Giorni: 0	Campione	URINE
METANFETAMINE ur.				Assenti	
Eseguito c/o lab service Praxi					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
METINALIDANTOINA		MID	Giorni: 5	Campione	SIERO
METINALIDANTOINA °			Met: eseguito c/o lab service		
MICROALBUMINURIA	90.33.4_2	ABU	Giorni: 2	Campione	Urine 24 ore URINE 24 h 10ml / 2-8° C per 30 gg
MICROALBUMINURIA 24 ORE		U.M: mg/24h	Met: turbidimetria	0 - 30	
MICROALBUMINURIA Spot	90.33.4	MCAS	Giorni: 3	Campione	URINE URINE SPOT 10 ml / 2-8° C per 30 gg
MICROALBUMINURIA SPOT		U.M: mg/l	Met: Turbidimetria	< 25,0	
MICROBIOTA INTESTINALE		MICROB	Giorni: 15 SSSSSNN	Campione	FeciGENOMA
MICROBIOTA INTESTINALE EubiomeGut			Met: Amplificazione Genica		
Eseguito c/o Lab Service GENOMA					
MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y		CRY	Giorni: 11	Campione	EDTA
MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y					
MIOGLOBINA	90.33.5	MIO	Giorni: 2	Campione	SIERO
MIOGLOBINA		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza	INFERIORE A 106 INFERIORE A 154,9	F M
Eseguito c/o lab service BIOS					
MIOGLOBINURIA		MIOU	Giorni: 0	Campione	URINE
Mioglobinuria		U.M: mcg/L	Met: CLIA	Inferiore a 21	
Eseguito c/o lab service BIOS		U.M: mcg/L	Met: CLIA		
MIX GRAMINACEE 1		MIXG1	Giorni: 3 SSSSSNN	Campione	SIERO
MIX GRAMINACEE 1 G3-G4-G5-G6-G8 (G3-G4-G5-G6-G8)		U.M: IU/ml	Met: Chemiluminescenza	< 0,34	
Eseguito c/o lab service BIOS					
MIX GRAMINACEE 2		MIXG2	Giorni: 3 SSSSSNN	Campione	SIERO
MIX GRAMIN 2 G2-G5-G6-G8-G10-G17 (G2-G5-G6-G8-G10-G17)		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza	< 0,34	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
MONONUCLEOSI Test Rapido		MTE	Giorni: 1 *	Campione ImmTRAST
MONONUCLEOSI TEST RAPIDO			Met: Immunocromatografico	NEGATIVO
MORBILLO IgG	91.24.3	MOG	Giorni: 5	Campione SIERO
MORBILLO IgG		U.M: AU/ml	Met: Chemiluminescenza	NEGATIVO: < 13,5 DUBBIO: 13,5 - 16,5 POSITIVO: > 16,5
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
MORBILLO IgM	91.24.3	MOM	Giorni: 5	Campione SIERO
MORBILLO IgM		U.M: Index	Met: Chemiluminescenza	NEGATIVO: < 0,9 DUBBIO: 0,9 - 1,1 POSITIVO: > 1,1
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
MTHFR A1298C		MTHF	Giorni: 12	Campione EDTA
MTHFR A1298C			Met: Amplificazione genica	
Eseguito c/o lab service Genoma				
MTHFR C677T		MTHFR	Giorni: 12	Campione EDTA
MTHFR C677T			Met: Amplificazione genica	
Eseguito c/o lab service Genoma				
MUTAZIONE FATTORE II		FA2	Giorni: 10 SSSSSNN	Campione EDTA
FATTORE II (mut. G20210A)			Met: Amplificazione genica	
Eseguito c/o lab service GENOMA				
MUTAZIONE FATTORE XIII		FAX	Giorni: 7	Campione EDTA
FATTORE XIII (F13A1)			Met: Amplificazione genica	
Eseguito c/o lab Service Genoma				
MUTAZIONE FIBRINOGENO		FIBM	Giorni: 0	
MUTAZIONE FIBRINOGENO				
MUTAZIONE FIBRINOGENO		MFIB	Giorni: 0	
MUTAZIONE FIBRINOGENO				

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
MUTAZIONE JAK2 (V617F)		JAK2	Giorni: 12		Campione	EDTA2
Mutazione JAK2 (V617F)						
Eseguito c/o lab service Genoma						
MYCOPLASMA Genitalium su Urina		MYUR	Giorni: 10		Campione	Urina1°getto Genoma
Mycoplasma genitalium SU URINA			Met: Amplificazione genica			
Eseguito c/o lab Service Genoma						
MYCOPLASMA Hominis su Urina		MYHUR	Giorni: 0		Campione	Urina1°getto Genoma
Mycoplasma hominis SU URINA			Met: Amplificazione genica			
Eseguito c/o lab service GENOMA						
MYCOPLASMA Pneumoniae IgG	91.02.5	MIG	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
Mycoplasma pneumoniae IgG		U.M: UA	Met: ELISA		DUBBIO: 0,9 - 1,1 NEGATIVO: < 0,9 POSITIVO: > 1,1	
Eseguito c/o lab service BIOS						
MYCOPLASMA Pneumoniae IgM	91.02.5	MIM	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
Mycoplasma pneumoniae IgM		U.M: UA	Met: ELISA		DUBBIO: 0,9 - 1,1 NEGATIVO: < 0,9 POSITIVO: > 1,1	
Eseguito c/o lab service BIOS						
NICHEL Ematico		NICH	Giorni: 12		Campione	SIERO
NICHEL ematico		U.M: mcg/l	Met: Assorbimento atomico		Soggetti non esposti 0,23-1,1 mcg/l	
Eseguito c/o lab service Praxi						
NICHEL Urinario		NICHU	Giorni: 11		Campione	Urine 24 ore
NICHEL urinario		U.M: mcg/gr	Met: Assorbimento atomico		Soggetti non esposti: 0 - 5 creatinina Soggetti esposti: 0 - 22,5 creatinina	
Eseguito c/o lab service Praxi						
Nocciolo (Corylus avellana) IgE		T4	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Nocciolo (Corylus avellana) IgE		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza		< 0,34 IU/mL	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
Nocciolo (Corylus avellana) IgE Eseguito c/o Lab service BIOS	T4		Giorni: 3 SSSSSNN	Campione SIERO
NORMETANEFRINE Plasmatiche NORMETANEFRINE plasmatiche Eseguito c/o lab service BIOS	NOR	U.M: pg/ml	Giorni: 0 Met: R.I.A.	Campione EDTA3 Inferiore a 180 pg/ml
NOROVIRUS su Feci NOROVIRUS SU FECI Eseguito c/o lab service Praxi	NORO		Giorni: 5 Met: RT-PCR	Campione FECI
NOTA NOTA	NOTA		Giorni: 0	

NOTA FARMACI E IMENOTTERI NOTA PER FARMACI E VELENI DI IMENOTTERO: Risultati negativi nel dosaggio Delle IgE specifiche per farmaci, Veleni di imenottero, Non escludono una possibile Ipersensibilità clinica a tali allergeni Poichè la concentrazione delle IgE specifiche può Negativizzarsi dopo circa 5 - 6 mesi dal contatto Con questi allergeni.	FARM	Giorni: 0
--	-------------	-----------

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
NOTA TEST COVID		NT	Giorni: 0	
NOTA TEST COVID In caso di esito dubbio o positivo L'utente deve contattare immediatamente Il Medico di medicina Generale.				
NOTA TEST LAC		NTLAC	Giorni: 0	
Nota Test LAC Si raccomanda controllo tra 6-12 Settimane. La positività del test deve Essere interpretata valutando anche il Dosaggio di Ab anti-cardiolipine e anti- Beta2 glicoproteine.				
NSE EnolasiNeuroneSpecif.	90.18.4	NSE	Giorni: 3	Campione SIERO
ENOLASI (NSE)		U.M: mcg/l	Met: Chemiluminescenza	< 18,3
Eseguito c/o lab.service BIOS				
NT-proBNP	90.36.6	BNP	Giorni: 2 SSSSSNN	Campione SIERO
NT -proBNP		U.M: pg/ml	Met: ELFA	Soggetti normali:<300 Probabile danno cardiaco: fino a 50 anni:>450 tra 50 -75 anni:>900 oltre 75 anni:>1800 Danno card severo : >10000
Eseguito c/o lab service BIOS				
OCT OrnitilCarbamilTrans.		OCT	Giorni: 5	
OCT OrnitilCarbamilTrans. °		U.M: µU/ml	Met: eseguito c/o lab service	fino a 19 aeU/ml
OLANZAPINA		OLAN	Giorni: 12 SSSSSNN	Campione SIERO
OLANZAPINA		U.M: ug/l	Met: HPLC-MS/MS	20 - 80
Eseguito c/o Lab Service BIOS				

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
OLIVE E7 T227		OLE7	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
OLIVE E7 T227		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
OLMO AMERICANO		OLMO	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
OLMO AMERICANO IgE		U.M: IU/ml	Met: Chemiluminescenza		< 0,34	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
OMOCISTEINA	90.34.6	OMO	Giorni: 3		Campione	SIERO SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 24 h
OMOCISTEINA		U.M: mcmoli/l	Met: Nefelometrico		6 - 15	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
OSMOLARITA' Sierica		OSMO	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	SIERO
OSMOLARITA' SIERICA		U.M: mOsm/l	Met: Estrapolativo		VAL. MEDIO: 287 mOsm/KgH2O	
Eseguito c/o lab. service BIOS						
OSMOLARITA' Urinaria		OSMU	Giorni: 6		Campione	URINE
OSMOLARITA' URINARIA		U.M: mOsm/l	Met: Estrapolativo		500 - 1200	
Eseguito c/o lab service BioS						
OSSALATI URINARI (OSSALURIA)	90.35.3	OSS	Giorni: 3	NSNNNNN	Campione	Urine 24 ore
OSSALATI URINARI (OSSALURIA)		U.M: mg/24h	Met: Cromatografia ionica		10 - 50	
Eseguito c/o lab service BIOS						
OSTEOCALCINA	90.35.4	OST	Giorni: 4		Campione	SIERO
OSTEOCALCINA (BGP)		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza		DONNA FERTILE: 6,5 - 42	F
					MENOPAUSA: 5,4 - 59	F
					12 - 52	M
Eseguito c/o lab. service BIOS						
OXCARBAMAZEPINA		OXC	Giorni: 3		Campione	SIERO
OXCARBAMAZEPINA		U.M: mg/l	Met: HPLC		3 - 40	
(Monoidrossicarbamazepina)						
Eseguito c/o lab Service BIOS		U.M: mg/L				

Vademecum del 17.05.25 Pag. 119/ 163

Analisi Cliniche Trastevere					
Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
P4 ANISAKIS		P4	Giorni: 0	Campione	SIERO
P4 ANISAKIS		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios					
PAI-1		PAI	Giorni: 10	Campione	EDTA
PAI-1			Met: Amplificazione genica		
Eseguito c/o lab service Genoma					
PANELLO EPATOPATIE AUTOIMMUNI		EPAUT	Giorni: 8SSSSSNN	Campione	SIERO
PANELLO EPATOPATIE AUTOIMMUNI		U.M: UI/ml	Met: Immunoblotting		
Eseguito c/o Lab Service Bios					
PANNELLO MORBO CELIACO		CELI	Giorni: 15	Campione	PlasmaEDTA
Pannello morbo celiaco					
PANNELLO OSTEOPOROSI		OSTE	Giorni: 10	Campione	PlasmaEDTA
Pannello OSTEOPOROSI			Met: eseguito c/o Service Genoma		
PANNELLO TROMBOFILIA 15 mutazioni		TROM	Giorni: 16	Campione	EDTA
TROMBOFILIA 15mut.			Met: Amplificazione genica		
Eseguito c/o Lab Service GENOMA					
PANNELLO TROMBOFILIA 4 mutazioni		TROM4	Giorni: 12	Campione	EDTA
Pannello TROMBOFILIA (4 Mutaz.)			Met: Amplificazione genica		
Fattore V di LEIDEN (G1691A):					
Fattore II (G20210A):					
MTHFR C677T:					
MTHFR A1298C:					
Eseguito c/o lab service Genoma					
PANNELLO TROMBOFILIA 5 mutazioni		TROM5	Giorni: 0	Campione	EDTA
PAN.TROMBOFILIA 5 Mut.					
Eseguito c/o lab service GENOMA					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
PAP Fosfatasi Prostatica	90.24.2	PAP	Giorni: 3		Campione	Siero congelato
FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (PAP)		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza		FINO A 3,5	
Eseguito c/o lab service BIOS						
PAP TEST	91.38.5	PAPT	Giorni: 15		Campione	ESAME CULTURALE
PAP TEST						
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
PAPP-A		PAPPA	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
PAPP-A		U.M: mIU/ml	Met: Chemiluminescenza			
Eseguito c/o Lab. Service BIOS						
PARIET. JUDAICA J2 W211		PARJ2	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
PARIET. JUDAICA J2 W211		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
PAROTITE IgG	91.25.1	PAG	Giorni: 5		Campione	SIERO
PAROTITE IgG		U.M: AU/ml	Met: Chemiluminescenza		NEGATIVO: < 9 DUBBIO: 9 - 11 POSITIVO: > 11	
Eseguito c/o lab. service BIOS						
PAROTITE IgM	91.25.1	PAM	Giorni: 5		Campione	SIERO
PAROTITE IgM		U.M: Index	Met: Chemiluminescenza		NEGATIVO: < 0,9 DUBBIO: 0,9 - 1,1 POSITIVO: > 1,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
PARVOVIRUS B19 IgG		PARVG	Giorni: 3	NNSNNNN	Campione	SIERO
PARVOVIRUS B19 IgG		U.M: IU/ml	Met: Chemiluminescenza		NEGATIVO: Inferiore a 2 DUBBIO: 2,0 - 2,49 POSITIVO: Maggiore o = 2,50	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
PARVOVIRUS B19 IgM		PARVM	Giorni: 3	NNSNNNN	Campione	SIERO
PARVOVIRUS B19 IgM		U.M: Index	Met: Chemiluminescenza		NEGATIVO: Inferiore a 0,9 DUBBIO: 0,9 - 1,1 POSITIVO: Maggiore di 1,1	
Eseguito c/o lab service BIOS						
PEPSINOGENO 1		PEP1	Giorni: 10	NSNNNNN	Campione	PlasmaEDTA
PEPSINOGENO 1		U.M: microg/l	Met: ELISA		30 - 160 microg/l	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
PEPSINOGENO 1/2 RAPPORTO		PEPS	Giorni: 10		Campione	PlasmaEDTA
Pepsinogeno 1/2 rapporto					30 - 160	
Eseguito c/o lab service Praxi						
PEPTIDE C	90.11.1	PTC	Giorni: 3		Campione	SIERO
PEPTIDE C		U.M: ng/ml	Met: CMIA		0,78 - 5,19	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
PERTOSSE IgG	90.87.4	PEG	Giorni: 7		Campione	SIERO
PERTOSSE IgG		U.M: UI/ml	Met: CLIA		NEGATIVO: < 62 DUBBIO: 62 - 125 POSITIVO: > 125	
Eseguito c/o lab service Bios						
PHLEUM PRATENSE P1 G205		PLP1	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
PHLEUM PRATENSE P1 G205		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
PHLEUM PRATENSE P12 G212		PLP12	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
PHLEUM PRATENSE P12 G212		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
PHLEUM PRATENSE P5B G215		PLP5B	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
PHLEUM PRATENSE P5B G215		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
PHLEUM PRATENSE P7 G210		PLP7	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione SIERO
PHLEUM PRATENSE P7 G210		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	< a 0,1
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
PIOMBO Ematico	90.36.3	PIO	Giorni: 7	Campione Eparina
PIOMBO EMATICO		U.M: mcg/l	Met: Assorbimento atomico	SOGGETTI NON ESPOSTI: <35 SOGGETTI ESPOSTI: <60
Eseguito c/o lab service BIOS				
PIOMBO Urinario	90.36.3	PBU	Giorni: 7	Campione URINE
PIOMBO Urinario °		U.M: µg/g cre	Met: eseguito c/o lab service	fino a 80 µg/g creatin.
PIOMBO Urinario		PIOM	Giorni: 7	Campione Urine 24 ore
Piombo urinario				0 - 80 mcg/g di creatinina
PIRUVATO CHINASI ERITROCITARIA	90.36.4	PCH	Giorni: 11	Campione EDTA2
Piruvato Chinasi Eritrocitaria		U.M: U/gHb	Met: Cinetico	41,0 - 152,0 U/g Hb
Eseguito c/o lab service Praxi				
PLAC Test		PLAC	Giorni: 17 SSSSSNN	Campione SIERO
PLAC Test		U.M: U/l	Met: E.I.A.	BASSO RISCHIO: < o = 560 MEDIO RISCHIO: 560 - 617 RISCHIO AUMENTATO: 618 - 634 ALTO RISCHIO: > o = 635
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
Placental Growth Factor (PLGF e sFLT)		PLGF	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione SIERO
Placental Growth Factor (PLGF e sFLT)		U.M: pg/ml	Met: TRACE	EPOCA GESTAZIONALE: 8 settimane: 9,3 - 28,9 9 settimane: 11,7 - 37,8 10 settimane: 16,2 - 55,0 11 settimane: 19,0 - 61,0 12 settimane: 21,3 - 96,7 13 settimane: 25,2 - 100,4 14 settimane: 34,3 - 132,0
Eseguito c/o Lab. Service BIOS				

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
PLASMINOGENO	90.71.5	PLA	Giorni: 6		Campione	Coagulazione
PLASMINOGENO		U.M: %	Met: Cromogenico		80,2 - 132,5%	
Eseguito c/o lab service Praxi						
PNEUMOCOCCO IgG		PNEG	Giorni: 30		Campione	SIERO
Pneumococco IgG		U.M: mg/l	Met: E.I.A.		inferiore a 3,3	
Eseguito c/o lab service BIOS						
POLIOVIRUS Tipo 1 IgG		POLIO1	Giorni: 20	SSSSSNN	Campione	SIERO
POLIOVIRUS IgG (Tipo 1)		U.M: Titolo	Met: VTN		Livello Protettivo > o = 1:8 La ricerca degli anticorpi di tipo 2 e 3 non viene eseguita, come da indicazione delle Circolari Ministeriali n. 13695 del 09/05/18 e n. 34338 del 25/11/19.	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
Polvere di casa (Greer Labs) IgE		H1	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
POLVERE DI CASA (GREER LABS) IgE		U.M: IU/ml	Met: Chemiluminescenza		< 0,34	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
Populus Deltoides (Pioppo) IgE		PIOP	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
Populus Deltoides (Pioppo) IgE		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza		< 0,34 IU/mL	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
PORFIRINE Totali	90.37.1	POR	Giorni: 7		Campione	Urine 24 ore
PORFIRINE totali °		U.M: mcg/24 h	Met: eseguito c/o lab service		50 - 200 mcg/24h	
POTASSIO Ematico	90.37.4	KKE	Giorni: 1	*	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 24 h
POTASSIO		U.M: mEq/l	Met: ISE		3,5 - 5,1	
POTASSIO		U.M: mEq/L	Met: ISE		3,5 - 5,1 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
POTASSIO Urinario	90.37.4	KKU	Giorni: 3	*	Campione	Urine 24 ore URINE 24 h 10 ml / 2-8°C per 24 h
POTASSIO URINARIO		U.M: mmol/24h	Met: ISE		26 - 123	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età		
POTASSIO Urinario	90.37.4	KKU	Giorni: 3 *	Campione	Urine 24 ore URINE 24 h 10 ml / 2-8°C per 24 h	
POTASSIO URINARIO		U.M: mmol/24h	Met: ISE	26 - 123	Eseguito c/o HUB IPERIONE	
PREALBUMINA		PREALB	Giorni: 3 SSSSSNN	Campione	SIERO	
PREALBUMINA		U.M: mg/dl	Met: Nefelometrico	20 - 40		
Eseguito c/o lab service Bios						
PREGNENOLONE		PREGNE	Giorni: 19	Campione	SIERO	
PREGNENOLONE SOLFATO		U.M: mcg/l	Met: LC - MS	10 - 15	9,0	15,0
				20 - 70	15,0	20,0
				45 - 155	20,0	25,0
				45 - 140	F 25,0	40,0
				33 - 120	F 40,0	50,0
				30 - 60	F 50,0	60,0
				24 - 50	F 60,0	999,0
				45 - 150	M 25,0	35,0
				60 - 140	M 35,0	40,0
				47 - 120	M 40,0	50,0
				40 - 80	M 50,0	60,0
				24 - 60	M 60,0	999,0
Eseguito c/o Lab service BIOS		U.M: mcg/l				
PRIME Test		PTE	Giorni: 7	Campione	SIERO	
PRIME TEST				PRIME TEST		
PRIMIDONE		PRI	Giorni: 2	Campione	SIERO	
PRIMIDONE °		U.M: µg/ml	Met: eseguito c/o lab service	interv.terap. 5 - 15 aeg/ml		
Eseguito c/o lab service BIOS						
PRIST: IgE totali	90.68.3	IGE	Giorni: 2 SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg	
IgE TOTALI (PRIST)		U.M: KIU/l	Met: ELFA	< 100	4,0	
				< 150	4,0	999,0

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
PRL Prolattina	90.38.2	PRL	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 2 gg
PROLATTINA		U.M: ng/ml	Met: ELFA		3 - 25 5 - 35 In caso di iperprolattinemia asintomatica si consiglia dosaggio Macroprolattina.	M F
Prolattina (PRL)		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza		5 - 35 3 - 25 Eseguito c/o HUB IPERIONE In caso di iperprolattinemia asintomatica si consiglia dosaggio Macroprolattina.	F M
PROCALCITONINA		PCAL	Giorni: 2		Campione	SIERO
PROCALCITONINA		U.M: ng/ml	Met: ELFA		<0,10 <0,50 Basso rischio di SEPSI 0,5-2,0 Aumentato rischio di SEPSI >2,0 Elevato rischio di SEPSI	
Eseguito c/o lab service BIOS						
PROFILIN PEACH P4 F421		F421	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
PROFILIN PEACH P4 F421		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab service BIOS						
PROGESTERONE	90.38.1	PROG	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 2 gg
PROGESTERONE		U.M: ng/ml	Met: ELFA		F follicolare 0,25-0,54 F luteinica 1,50-20,00 Uomo: 0,25 - 0,56 menopausa <0,41 ovulazione 0,25 - 6,22	
Propeptide Aminot. PROCOLLAGENE TIPO 1		P1NP	Giorni: 23	SSSSSNN	Campione	SIERO
Propeptide Aminot. PROCOLLAGENE TIPO 1		U.M: ug/L	Met: Immunochemiluminescenza		Dopo i 10 Anni: 28 - 128	10,0 999,0
Eseguito c/o Lab Service BIOS						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
Prostate Health Index - 2ProPsa		PHI	Giorni: 6	SSSSSNN	Campione	SIERO
PROSTATE HEALTH INDEX-2PRO PSA			Met: Chemiluminescenza			
PSA		U.M: ng/mL				
PSA Free		U.M: ng/mL				
- 2proPSA		U.M: pg/mL				
Indice PHI		U.M: %	Basso Rischio =< 21% Medio Rischio = 21% - 40% Alto Rischio => 40%			
Eseguito c/o Lab Service Bios						
PROTEINA C COAGULATIVA	90.72.2	PRC	Giorni: 4		Campione	Coagulazione 2
PROTEINA C COAGULATIVA			U.M: %	Met: Cromogenico	70 - 140	
Eseguito c/o lab service BIOS						
PROTEINA C REATTIVA	90.72.3	PCR	Giorni: 1	*	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 60 gg
PROTEINA C REATTIVA			U.M: mg/dl	Met: Turbidimetrico	< 0,80 Nuovi valori dal 12/11/2024	
PROTEINA C REATTIVA			U.M: mg/dl	Met: Turbidimetrico	< 0,80 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
PROTEINA CATIONICA EOSINOFILI		PROC	Giorni: 3	NNNSNNN	Campione	Siero SENZA gel
PROT. CATIONICA EOSINOFILI (ECP)			U.M: mcg/l	Met: F.E.I.A.	< 15	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
PROTEINA S COAGULATIVA	90.72.4	PRS	Giorni: 4		Campione	Coagulazione 2
PROTEINA S COAG. (FREE)			U.M: %	Met: Immunturbidimetrico	74 - 146 54 - 123	
Eseguito c/o lab service BIOS						
PROTEINA S-100		S100	Giorni: 2	NSNNSNN	Campione	SIERO
PROTEINA S-100			U.M: mcg/l	Met: Chemiluminescenza	Inferiora a 0,200	
Eseguito c/o lab service BIOS						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
PROTEINE Totali		PRT	Giorni: 1	Campione	Chimica Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 30 gg
PROTIDEMIA		U.M: g/dl	Met: Biureto	6,3 - 8,5	Eseguito c/o HUB IPERIONE
PROTEINE Urinarie	90.38.5	PRU	Giorni: 4	Campione	Urine 24 ore
PROTEINURIA		U.M: mg/24 ore	Met: Rosso Pirogallo		
Diuresi 24 h		U.M: ml			
Proteinuria 24 h		U.M: mg/24 h		0 - 150	Eseguito c/o HUB IPERIONE
PROTEINURIA Spot		PRUS	Giorni: 1	Campione	URINE
PROTEINURIA SPOT		U.M: mg/dl		<50	
PROTEINURIA SPOT		U.M: mg/l	Met: Spettrofotometrico	0 - 200	Eseguito c/o HUB IPERIONE
PROTIDEMIA	90.38.5	PRO	Giorni: 1 *	Campione	Chimica clinica
PROTIDEMIA		U.M: g/dl	Met: Biureto	6,3 - 8,5	
PROTIDEMIA		U.M: g/dl	Met: Biureto	6,3 - 8,5	Eseguito c/o HUB IPERIONE
PROTIDOGRAMMA	90.38.4	PRGM	Giorni: 3	Campione	Chimica Iperione
PROTIDOGRAMMA			Met: Capillarys Sebia	Eseguito c/o HUB IPERIONE	
ALBUMINA		U.M: %		55,1 - 65,6	
ALFA 1		U.M: %		3,0 - 5,2	
ALFA 2		U.M: %		7,6 - 12,1	
BETA 1		U.M: %		4,9 - 7,2	
BETA 2		U.M: %		3,3 - 6,1	
GAMMA		U.M: %		10,9 - 19,0	
A/G				1,2 - 1,9	
ALBUMINA		U.M: g/dl		3,20 - 5,40	
ALFA 1		U.M: g/dl		0,17 - 0,43	
ALFA 2		U.M: g/dl		0,43 - 0,99	
BETA 1		U.M: g/dl		0,28 - 0,59	
BETA 2		U.M: g/dl		0,19 - 0,50	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
PROTIDOGRAMMA	90.38.4	PRGM	Giorni: 3	Campione	Chimica Iperione
GAMMA		U.M: g/dl		0,62 - 1,56	
Grafico					
PROTROMBINA Frammento 1 - 2		FRAM	Giorni: 16 SSSSSNN	Campione	Coagulazione 2
Protrombina Frammento 1 - 2		U.M: pmoli/lt	Met: E.I.A.	69 - 229 pmoli/lt	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
Prova CONCENTRAZIONE Urinaria		PCU	Giorni: 5		
Prova di CONCENTRAZIONE Urin.°			Met: dopo pasto secco		
a 3 ore quantita'		U.M: cc			
densita'a 15°C					
a 6 ore quantita'		U.M: cc			
densita'a 15°C					
a 9 ore quantita'		U.M: cc			
densita'a 15°C					
a 12 ore quantita'		U.M: cc			
densita'a 15°C					
PROVA di WALDENSTROM		WAL	Giorni: 5		
PROVA di WALDENSTROM °			Met: eseguito c/o lab service	Negativa	
PROVA DILUIZIONE Urinaria		PDU	Giorni: 5		
Prova di DILUIZIONE Urinaria °			Met: dopo carico idrico		
a 30' quantita'		U.M: cc			
densita'a 15°C					
a 60' quantita'		U.M: cc			

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
PROVA DILUIZIONE Urinaria		PDU	Giorni: 5		
densita'a 15°C					
a 90' quantita'		U.M: cc			
densita'a 15°C					
a 120' quantita'		U.M: cc			
densita'a 15°C					
a 150' quantita'		U.M: cc			
densita'a 15°C					
a 180' quantita'		U.M: cc			
densita'a 15°C					
PROVE FUNZION. EPATICA		PFE	Giorni: 1		
Prove FUNZIONALITA' EPATICA °			Met: eseguito c/o lab.service		
Takata-Dohmoto		U.M: UT			oltre 50
Mc Lagan		U.M: UT			fino a 4
Kunkel		U.M: UT			1 - 6
PRUNUS PERSICA P1 F419		F419	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
PRUNUS PERSICA P1 F419		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
PSA Ag Specif.Prost.	90.56.5	PSA	Giorni: 2 SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 24 h
PSA TOTALE		U.M: ng/ml	Met: ELFA		<4,0
PSA Free	90.56.5	PSF	Giorni: 2 SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 24 h
PSA FREE		U.M: ng/ml	Met: ELFA		
PSA REFLEX	90.56.9	PSAR	Giorni: 0	Campione	ImmTRAST
PSA REFLEX		U.M: ng/mL	Met: ELFA		< 4,0 Il dosaggio di PSA Free viene eseguito solo per valori di PSA totale compresi tra 2,5 e 10.

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
PTH Intatto	90.35.5	PTI	Giorni: 3	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 2 gg
PTH Intatto		U.M: pg/ml	Met: Chemiluminescenza	12 - 88	Eseguito c/o HUB IPERIONE
RADICALI LIBERI (D-ROMS)		DROMS	Giorni: 3 NNSNNNN	Campione	SIERO
RADICALI LIBERI (D-ROMS)		U.M: U/CARR	Met: Colorimetrico	Valori normali : 250 - 300 Border line : 300 - 320 Stress. oss. lieve : 321 - 340 Stress oss. medio : 341 - 400 Stress oss. elevato : 401 - 500 Stress oss. elevatissimo : > 500	
Eseguito c/o lab Service BIOS					
RAME Sierico	90.39.4	CUP	Giorni: 6	Campione	SIERO
RAME SIERICO (CUPREMIA)		U.M: mcg/dl	Met: Assorbimento atomico	65 - 165	
Eseguito c/o lab service BIOS					
RAME Urinario		RAU	Giorni: 3 SNNSNNN	Campione	Urine 24 ore
RAME URINARIO		U.M: µg/24h	Met: Assorbimento atomico	17,0 - 70,0	
Eseguito c/o lab service Bios					
RANGE RAST		RASTR	Giorni: 0		
RANGE RAST					
Classe 0: da < 0,10 a 0,34 UI/ml					
Assenza di IgE specifiche					
Classe I: da 0,35 a 0,69 UI/ml					
Livelli molto bassi di IgE specifiche					
Classe II: da 0,70 a 3,49 UI/ml					
Livelli bassi di IgE specifiche					
Classe III: da 3,50 a 17,4 UI/ml					
Livelli alti di IgE specifiche					
Classe IV: da 17,50 a 52,4 UI/ml					
Livelli molto alti di IgE specifiche					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
RANGE RAST		RASTR	Giorni: 0	
Classe V: da 52,50 a 99,9 UI/ml				
Livelli molto alti di IgE specifiche				
Classe VI: maggiore di 100 UI/ml				
Livelli molto alti di IgE specifiche				
Rapp. Calciuria/Creatinuria		RCC	Giorni: 0	
RAPP. CALCIURIA/CREATINURIA			Met: Fotometrico	0,05 - 0,33 ADULTI
Rapporto Albuminuria/Creatinuria		ACR	Giorni: 0	Campione URINE
ACR		U.M: mg/g		NORMOALBUMINURIA: 0 - 30 MICROALBUMINURIA: 30-300 MACROALBUMINURIA: > 300
Rapporto albuminuria/creatinuria				
Rapporto Apo-B/Apo-A1		RBA1	Giorni: 0	
RAPPORTO APO-B/APO-A1				0,30 - 0,90
Eseguito c/o LabService BIOS				
Rapporto Kappa/Labda Free Urina		RKLF	Giorni: 0	
Rapporto Kappa/Labda Free Urina				1,4 - 6,2
Eseguito c/o Lab Service Bios				1,4 - 6,2
Rapporto Kappa/Lambda Free		RKL	Giorni: 0	
RAPPORTO KAPPA/LAMBDA LIBERE				0,31 - 1,56
Eseguito c/o lab service Bios				
Rapporto Kappa/Lambda Sieriche		RKKL	Giorni: 0	
RAPPORTO K/L SIERICHE				1,35 - 2,65
Eseguito c/o lab service BIOS				
Rapporto Kappa/Lambda Urinarie		RKLAU	Giorni: 0	
RAPPORTO K/L URINARIE				1,4 - 6,2
Eseguito c/o lab service Bios				

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
Rapporto Proteinuria/Creatininuria		PCR	Giorni: 0	Campione	URINE
Rapporto proteinuria/creatininuria		U.M: mg/g		< 45 mg/g	
Rapporto PSAF/PSAT		RATIO	Giorni: 0	Campione	ImmTRAST
RAPPORTO PSA TOT/PSA FREE		U.M: %		> 20 Il valore del rapporto è generalmente significativo per valori di PSA totale compreso tra 2,0 e 10,0.	
Rast IgE specifiche		RAST	Giorni: 4	Campione	SIERO
Rast IgE specifiche		U.M: IU/ml	Met: Chemiluminescenza	< 0,34 IU/ml	
Eseguito c/o lab service BIOS					
Rast Mitili IgE		F37	Giorni: 3 SSSSSNN	Campione	SIERO
RAST MITILI IgE		U.M: IU/ml	Met: Chemiluminescenza	< 0,34	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
Reaz. di WAALER-ROSE	90.74.2	RWR	Giorni: 3	Campione	SIERO
WAALER-ROSE (Reazione di)		U.M: UI/ml	Met: I.H.A.	INFERIORE A 20	
Eseguito c/o lab service BIOS					
Reaz.GHEDINI WEINBERG		RGW	Giorni: 5		
Reazione di GHEDINI WEINBERG °			Met: eseguito c/o lab service	Negativa	
RECETTORE INTERLEUCHINA 2 (IL2)		RIL2	Giorni: 40	Campione	SIERO
Recettore Interleuchina 2 (IL2)		U.M: Ku/L	Met: Chemiluminescenza	223 - 710 Ku/L	
Eseguito c/o lab service BIOS					
RECETTORE SOLUBILE TRANSFERRINA		RST	Giorni: 7	Campione	SIERO
REC. SOLUBILE della TRANSFERRINA		U.M: mg/L	Met: Nefelometrico	0,76 - 1,76	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
RENINA in Clinostatismo	90.40.2	REN	Giorni: 4	Campione	EDTA
RENINA A RIPOSO (CLINO)		U.M: pg/ml	Met: Chemiluminescenza	Dopo 2 ore di riposo: 1 - 20	
Eseguito c/o lab service BIOS					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
RENINA in Ortostatismo	90.40.2	REM	Giorni: 4	Campione EDTA2
RENINA DOPO MOTO (ORTO)		U.M: pg/ml	Met: Chemiluminescenza	DOPO 1 ORA DI MOTO: 2-40
Eseguito c/o lab service BIOS				
RESISTENZA OSMOTICA GLOBULARE	90.74.4	ROG	Giorni: 3 SSSSSNN	Campione EMOC.2
RESISTENZA OSMOTICA GLOBULARE			Met: Emolitico	
Conc. MASSIMA		U.M: %		0,30 - 0,35
Conc. MEDIA		U.M: %		0,40 - 0,45
Conc. MINIMA		U.M: %		0,50 - 0,55
Eseguito c/o lab service BIOS				
RESISTENZA Poteina C Attivata	90.77.2	APCR	Giorni: 4	Campione Coagulazione 2
RESISTENZA PR. C ATTIVATA		U.M: Ratio	Met: Coagulativo	NORMALE: > 2,1 < di 2,1: si consiglia analisi mutazione fattore V di Leiden
Eseguito c/o lab service BIOS				
RESPIRATORIO SINCIZIALE IgG		RESG	Giorni: 6 SSSSSNN	Campione SIERO
RESPIRATORIO SINCIZIALE IgG		U.M: UA	Met: CLIA	NEGATIVO < 0,9 DUBBIO 0,9 - 1,1 POSITIVO > 1,1
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
RETICOLOCITI (conta)	90.74.5	RET	Giorni: 1	Campione Emocromo
RETICOLOCITI (conta)		U.M: x mille	Met: Sismex XN	5 - 25
Eseguito c/o lab service BIOS				
RETRAZIONE COAGULO		RCO	Giorni: 5	Campione Emocromo
RETRAZIONE del COAGULO		U.M: tempo		inizio in 30 - 60 min.
REUMA - TEST	90.64.2	RTE	Giorni: 3 *	Campione ImmTRAST
REUMA TEST		U.M: UI/mL	Met: Agglutinazione	NEGATIVO: < 12
Rfel D2 Felis dom.		E220	Giorni: 0	Campione SIERO
Rfel D2 Felis dom.		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	Inferiore a 0,1
Eseguito c/o Lab Service BIOS				

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
RICERCA CHLAMYDIA		CHL	Giorni: 0	Campione	Tamp. faringeo
Ricerca Chlamydia					
Eseguito c/o lab service Genoma					
RICERCA GIARDIA		GIARD	Giorni: 1 *	Campione	FECI
RICERCA GIARDIA				NEGATIVA	
RICERCA MICETI		MICETI	Giorni: 3 SSSSSSN	Campione	Ricerca MICETI
RICERCA MICETI			Met: Ricerca miceti inclusa Candida		
ES. COLTURALE:					
ES. MICROSCOPICO:					
Eseguito su:					
RICERCA MYCOPLASMA		MYC	Giorni: 0	Campione	URINE
Ricerca Mycoplasma					
Eseguito c/o lab service Genoma					
RICERCA NEISSERIA GONORRHOEAE		NEIG	Giorni: 0	Campione	Tamp.uretrale
Neisseria Gonorrhoeae			Met: Amplificazione genica		
Eseguito c/o lab service Genoma					
RICKETSIA CONORI Ab IgG		RICKG	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
RICKETTSIA CONORI, Ab IgG			Met: I.F.A.		
Eseguito c/o Lab Service BIOS				ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO: > o = 1:64	
RICKETSIA CONORI Ab IgM		RICKM	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
RICKETTSIA CONORI, Ab IgM			Met: I.F.A.		
Eseguito c/o Lab Service BIOS				ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO: > o = 1:64	
ROMs		RHO	Giorni: 5	Campione	SIERO
ROMs °		U.M: U.carr	Met: esguito c/o lab. service		

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
ROSOLIA AVIDITY IgG		ROGAV	Giorni: 7		Campione	SIERO
ROSOLIA AVIDITY IgG		U.M: %	Met: Immunoenzimatico		< di 35: BASSA AVIDITA' 35 - 45: MEDIA AVIDITA' > di 45: ALTA AVIDITA'	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
ROSOLIA IgG	91.26.4	ROSG	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 7 gg
ROSOLIA IgG		U.M: IU/ml	Met: ELFA		NEGATIVO: < o UGUALE A 10 DUBBIO: 10 - 15 POSITIVO: > o UGUALE A 15	
ROSOLIA IgM	91.26.4	ROM	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 7 gg
ROSOLIA IgM		U.M: UI/ml	Met: ELFA		NEGATIVO: < o UGUALE A 0,80 DUBBIO: 0,80 - 1,20 POSITIVO: > o UGUALE A 1,20	
ROTAVIRUS su Feci		RVR	Giorni: 0		Campione	FECI
ROTAVIRUS SU FECI					Negativo	
Eseguito presso c/o service BIOS						
Rotavirus/Adenovirus Ag. Feci		ROAD	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	FECI CONGELATE
ROTAVIRUS/ADENOVIRUS SU FECI					Met: Immunocromatografico	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
SALICILATI	90.20.4	SAL	Giorni: 5		Campione	SIERO
SALICILATI					Met: eseguito c/o lab service	
SALMONELLA ANTICORPI (WIDAL)		WIDA	Giorni: 0		Campione	FECI
SALMONELLA ANTICORPI (WIDAL)					Met: AGGLUTINAZIONE DIRETTA	
ASSENTI TITOLI SIGNIFICATIVI MAGGIORI DI 1:80						
SALMONELLA TYPHI 0						
SALMONELLA TYPHI H						
SALMONELLA PARATYPHI A						
SALMONELLA PARATYPHI B-O						
SALMONELLA PARATYPHI B-H						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
SALMONELLA ANTICORPI (WIDAL) Eseguito c/o Lab Service BIOS		WIDA	Giorni: 0	Campione FECI
SANGUE OCCULTO nelle FECI (I CAMP.) RICERCA SANGUE OCCULTO FECI(1)	90.21.4	SOC	Giorni: 1 * Met: Immunocromatografia	Campione FECI NEGATIVA
SANGUE OCCULTO nelle FECI (II CAMP.) RICERCA SANGUE OCCULTO FECI(2)	90.21.4	SOC2	Giorni: 0 Met: Immunocromatografia	Campione FECI 2 NEGATIVA
SANGUE OCCULTO nelle FECI (III CAMP.) RICERCA SANGUE OCCULTO FECI(3)	90.21.4	SOC3	Giorni: 0 Met: Immunocromatografia	Campione FECI 3 NEGATIVA
SARS-CoV-2 Tamp.molecolare SARS-CoV-2 Tampone nasofaringeo ESITO: SARS-CoV-2 gene E: SARS-Cov-2 gene N: SARS-Cov-2 gene RdRP:		COVMO	Giorni: 1 Met: RT-PCR	Campione Tampone naso 2 Positivo/Negativo Rilevato/Non rilevato Rilevato/Non rilevato Rilevato/Non rilevato
SARS-CoV-2 Nasopharyngeal swab RESULT: SARS-CoV-2 E gene: SARS-CoV-2 N gene: SARS-CoV-2 RdRp gene:			Met: RT-PCR	Positive/Negative Detected/Not detected Detected/Not detected Detected/Not detected
Identificativo univoco certificato: Eseguito c/o Lab service Bios				
SCC TA-4 (SCC) Eseguito c/o lab service BIOS	90.57.1	TA4 U.M: ng/ml	Giorni: 3 NNNSNNN Met: Immunoluminometrico	Campione SIERO <2,5

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
SCOTCH TEST	90.93.2	SCT	Giorni: 1	Campione	FECI
SCOTCH TEST			Met: ricerca uova di Ossiuri	NEGATIVO	
SEDIMENTO URINARIO	90.44.3	SEU	Giorni: 0 *	Campione	URINE
ESAME MICROSCOPICO URINE			Met: a 400 ingrandimenti		
-Cilindri ialini					
-Emazie		U.M: PCM			
-Cilindri ialuno-granulosi					
-Flora batterica					
-Ife e spore miceliali					
-Corpuscoli di muco-pus					
-Leucociti		U.M: PCM			
-Cristalli vari					
-Cristalli di acido urico					
-Filamenti di muco					
-Cellule epiteliali					
-Cristalli di ossalato di calcio					
-Cristalli di fosfato					
-Cilindri granulosi					
-Sedimento amorfo					
-Urati amorfi					
-Fosfati amorfi					
-Altro					
SELENIO Plasmatico		SELE	Giorni: 9 SSSSSNN	Campione	SIERO
SELENIO PLASMATICO		U.M: mcg/l	Met: Assorbimento atomico	<159	
Eseguito c/o lab service BIOS					
SENSIBILITA' AI SOLFITI(SUOX,CBS)		SUOX	Giorni: 10	Campione	EDTA3
Sensibilità ai solfiti (SUOX,CBS)			Met: PCR		
Eseguito c/o Lab Service GENOMA					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età		
SEROTONINA Sierica		SER	Giorni: 3	SNNNNNN	Campione	Siero congelato	
SEROTONINA SIERICA		U.M: mcg/l	Met: HPLC		80-160		
Eseguito c/o lab service BIOS							
SEROTONINA Urinaria		STU	Giorni: 7		Campione	Urine 24 ore	
SEROTONINA Urinaria		U.M: mg/24h	Met: HPLC		26,6 - 182 mcg/24h		
Eseguito c/o lab service Praxi							
SHBG (Sex Hormon Bindin Globulin)		SHBG	Giorni: 3		Campione	SIERO	
SHBG (Sex Hormon Binding Globulin)		U.M: nmol/l	Met: Chemiluminescenza		Uomo: 38,2 - 196	M	2,0 7,0
					Uomo: 22,6 - 174	M	7,0 12,0
					Uomo: 11,3 - 96,5	M	12,0 17,0
					Uomo: 14,4 - 70,7	M	17,0 50,0
					Uomo: 21,2 - 101	M	50,0 100,0
					Donna: 35,1 - 192	F	2,0 7,0
					Donna: 20,0 - 155	F	7,0 12,0
					Donna: 16,3 - 180	F	12,0 17,0
					Donna: 19,1 - 149	F	17,0 50,0
					Donna: 20,1 - 148	F	50,0 100,0
Eseguito c/o lab service BIOS							
SIDEREMIA	90.22.5	SID	Giorni: 1	*	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 21 gg	
SIDEREMIA		U.M: mcg/dl	Met: Colorimetrico		59 - 205	M	
					44 - 180	F	
					Nuovi valori dal 18/12/2024		
SIDEREMIA		U.M: mcg/dl	Met: Ferrozina		59 - 205	M	
					43 - 180	F	
					Eseguito c/o HUB IPERIONE		
SIEROAMILOIDE		SIERA	Giorni: 10		Campione	SIERO	
SIEROAMILOIDE		U.M: mg/L	Met: Nefelometrico		INFERIORE A 6,4		
Eseguito c/o lab service BIOS							
Sierod. WIDAL-WRIGHT	91.08.1	SWW	Giorni: 5		Campione	SIERO	
SIERODIAGNOSI WIDAL-WRIGHT			Met: Agglutinazione diretta				
Eseguito c/o lab service BIOS							

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
Sierod. WIDAL-WRIGHT SALMONELLA ANTICORPI (Widal) Salmonella typhi 0 Salmonella typhi H Salmonella paratyphi A Salmonella paratyphi B-O Salmonella paratyphi B-H BRUCELLA ANTICORPI (Wright)	91.08.1	SWW	Giorni: 5	Campione SIERO ASSENTI TITOLI SIGNIFICATIVI MAGGIORI O UGUALI A 1:80 ASSENTI TITOLO SIGNIFICATIVO MAGGIORE OD UGUALE A 1:80
SIERODIAGNOSI WEIL-FELIX SIERODIAGNOSI WEIL-FELIX Eseguito c/o lab service Praxi		SWF	Giorni: 5 Met: Agglutinazione diretta	Campione SIERO
Sindrome di GILBERT, UGT1A1 Sindrome di GILBERT, gene UGT1A1*28 Metabolismo farmaci irinotecani Eseguito c/o Lab Service GENOMA		GILB	Giorni: 15SSSSSNN	Campione EDTA2
SODIO Ematico SODIO SODIO	90.40.4	NAE	Giorni: 1* Met: ISE Met: ISE	Campione Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 24 h 136 - 150 136 - 150 Eseguito c/o HUB IPERIONE
SODIO Urinario SODIO URINARIO SODIO URINARIO	90.40.4	NAU	Giorni: 1* Met: ISE Met: ISE	Campione Urine 24 ore URINE 24 h 10 ml / 2-8°C per 24 h 32 - 217 32 - 217 Eseguito c/o HUB IPERIONE

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età		
SOMATOMEDINA C (IGF-1)		SMC	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	Siero congelato	
SOMATOMEDINA-C (IgF-1)		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza		1 - 3 ANNI: 31-112	1,0	4,0
					4 - 6 ANNI: 70-206	4,0	7,0
					7 - 9 ANNI: 105-276	7,0	9,9
					10 - 12 ANNI: 138-356	10,0	13,0
					13 - 15 ANNI: 206-405	13,0	16,0
					16 - 21 ANNI: 231-432	16,0	22,0
					22 - 30 ANNI: 131-293	22,0	31,0
					31-40 ANNI: 128-196	30,0	40,0
					> 40 ANNI: 88-186	40,0	999,0
Eseguito c/o lab. Service BIOS		U.M: ng/ml					
SORDITA' CONGENITA (Connessina)		SORD	Giorni: 11		Campione	EDTA3	
Sordità congenita (connessina)							
SOTTOPOPOLAZIONI LINFOCITARIE		SGR	Giorni: 5		Campione	EDTA2	
SOTTOPOPOLAZIONI LINFOCITARIE			Met: Citofluorimetrico				
Eseguito c/o lab Service Bios							
</							

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
STRISCIO SANGUE PERIFERICO		PERI	Giorni: 0	Campione	Emocromo
T.A.F.		TAF	Giorni: 6	Campione	SIERO
TAF TitoloAntiStafilolisinico°		U.M: U/ml	Met: eseguito c/o lab service	fino a 2 U/ml	
Eseguito c/o lab service BIOS					
T.A.S.	91.08.5	TAS	Giorni: 3 *	Campione	ImmTRAST
TIT. ANTI STREPTOLISINICO (TAS)		U.M: UI/ml	Met: Agglutinazione	< 200	
TIT. ANTI STREPTOLISINICO (TAS)		U.M: U.A.S.	Met: Immunoturbidimetrico	< 200	
Eseguito c/o HUB IPERIONE					
T11 PLATANO		T11	Giorni: 0	Campione	SIERO
PLATANUS ACERIFOLIA IgE (T11)		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza	< 0,34	
Eseguito c/o Lab Service Bios					
T226 Ncup A1 Cupres. arizonica		T226	Giorni: 0	Campione	SIERO
T226 Ncup A1 Cupres. arizonica		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	Inferiore a 0,1	
Eseguito c/o Lab service BIOS					
T23 CIPRESSO del MEDITERRANEO		T23	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
T23 CIPRESSO del MEDITERRANEO		U.M: kUa/L	Met: Immunocap_FEIA	INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
T3 Reverse		T3R	Giorni: 10	Campione	SIERO
T3 REVERSE		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza	0,31 - 0,95	
Eseguito c/o lab service BIOS					
T3 Triiodotironina		TT3	Giorni: 3	Campione	SIERO
T3 (TRIIODOTIRONINA)		U.M: ng/ml	Met: Chemiluminescenza	0,35 - 1,93	
Eseguito c/o lab service BIOS					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
T3 Uptake		T3U	Giorni: 5	Campione	SIERO
T3 Uptake °		U.M: %	Met: eseguito c/o lab service	25.5 - 34.4 %	
T4 Tiroxina		TT4	Giorni: 3	Campione	SIERO
T4 (TIROXINA)		U.M: mcg/dl	Met: Chemiluminescenza	4,87 - 11,72	
Eseguito c/o lab service BIOS					
T9 OLIVO (Olea Europea)		T9	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
T9 OLIVO (Olea Europea)		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios					
TACROLIMUS FK 506		TACR	Giorni: 11	Campione	EDTA
Tacrolimus Fk 505		U.M: mcg/l	Met: Immunochimico	5,0 - 15,0	
				Unità di misura: mcg/l	
				Valori terapeutici in funzione	
				del tipo di trapianto e farmaci	
				associati.	
Eseguito c/o lab Service Bios					
Tamp. AURICOLARE Destro		TAUR	Giorni: 3 *	Campione	ESAME COLTURALE
TAMPONE AURICOLARE DESTRO			Met: Ric. germi comuni patogeni e miceti		
Ricerca Staphylococcus aureo:					
Tamp. AURICOLARE Sinistro		TAURS	Giorni: 0	Campione	ESAME COLTURALE
TAMPONE AURICOLARE SINISTRO			Met: Ric. germi comuni patogeni e miceti		
Ricerca Staphylococcus aureo					
Tamp. BALANO-PREPUZIALE		TBP	Giorni: 0	Campione	Tamp.BALANO/PREP
TAMPONE BALANO-PREPUZIALE			Met: Es. colturale per germi comuni e miceti		

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
Tamp. BALANO-PREPUZIALE		TBP	Giorni: 0	Campione	Tamp.BALANO/PREP
Tamp. CERVICALE CHLAMYDIA Trachomatis		TVC	Giorni: 10 * Met: Amplificazione genica	Campione	TCERVGenoma
T.CERVICALE: Chlamydia trachomatis Eseguito c/o lab service Genoma					
Tamp. CERVICALE GARDNERELLA		TVG	Giorni: 5 Met: Esame colturale	Campione	TCERV COPAN
T. CERVICALE per GARDNERELLA				NEGATIVO	
Eseguito c/o lab service BIOS					
Tamp. CERVICALE HERPES Virus 1-2		H12	Giorni: 10 Met: Amplificazione genica	Campione	TCERVGenoma
T. CERVICALE HERPES VIRUS 1-2 Eseguito c/o la Service Genoma					
Tamp. CERVICALE MYCOPLASMA Genitalium		TCMG	Giorni: 10 Met: Amplificazione genica	Campione	TCERVGenoma
T.CERVICALE:Mycoplasma genitalium Eseguito c/o lab service Genoma					
Tamp. CERVICALE MYCOPLASMA Hominis		TCMH	Giorni: 10 * Met: Amplificazione genica	Campione	TCERVGenoma
T.CERVICALE: Mycoplasma hominis Eseguito c/o lab service Genoma					
Tamp. CERVICALE NEISSERIA Gonorrhoeae		TVGON	Giorni: 5 Met: Immunocromatografico	Campione	TCERV GONOCOCCO
T. CERVICALE PER GONOCOCCO					
Tamp. CERVICALE UREAPLASMA Parvum		UREAP	Giorni: 10 SSSSSNN Met: Amplificazione genica	Campione	TCERVGenoma
TAMP. CERVICALE UREAPLASMA PARVUM Eseguito c/o Lab service Genoma					
Tamp. CERVICALE UREAPLASMA Urealyticum		TCU	Giorni: 10 Met: Amplificazione genica	Campione	TCERVGenoma
T.CERVICALE:Ureapl. urealyticum					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
Tamp. CERVICALE UREAPLASMA Ureali Eseguito c/o lab service Genoma		TCU	Giorni: 10 Met: Esame colturale	Campione	TCERVGenoma
Tamp. COLTURALE FERITA ES. COLTURALE FERITA		TFE	Giorni: 3 Met: Esame colturale	Campione	ESAME COLTURALE
ESEGUITO SU:					
Tamp. CONGIUNTIVALE CHLAMYDIA T. TAMP.CONGIUNTIVALE CHLAMYDIA T. Eseguito c/o Lab Service GENOMA		CONCLA	Giorni: 10 SSSSSNN Met: Amplificazione genica	Campione	Tamp.Congiuntivale NON RILEVATO
Tamp. CONGIUNTIVALE Destro TAMPONE CONGIUNTIVALE DESTRO	90.93.3	TOC	Giorni: 3 * Met: Esame colturale	Campione	ESAME COLTURALE
Tamp. CONGIUNTIVALE Sinistro TAMPONE CONGIUNTIVALE SINISTRO		TOCS	Giorni: 0	Campione	ESAME COLTURALE
Tamp. ENTEROBATTERI CARBAPENEMASI TAMPONE ENTEROBATTERI CARBAPENEMASI Eseguito c/o Lab Service BIOS		CARBAP	Giorni: 3 SSSSSNN Met: Colturale	Campione	Tampone Rettale
Tamp. FARINGEO CHLAMYDIA Trachomatis Chlamydia trachomatis SU T.FARINGEO Eseguito c/o Lab Service GENOMA		TFCL	Giorni: 10 SSSSSNN Met: Amplificazione genica	Campione	TFA GENOMA
Tamp. FARINGEO NEISSERIA Gonorrhoeae RICERCA Neisseria gonorrhoeae Eseguito su Tampone Faringeo		TFGON	Giorni: 4 SSSSSNN Met: Immunocromatografico	Campione	T.far. Gonococco

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
Tamp. FARINGEO NEISSERIA Gonorrhoeae		TFGON	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	T.far. Gonococco
Ha dato esito:						
Tamp. LINGUALE CHLAMYDIA Trachomatis		TLC	Giorni: 10	SSSSSNN	Campione	Tamp. Lingua
Tamp.Linguale Chlamydia Trachomatis						
Eseguito c/o Lab Service GENOMA						
Tamp. RETTALE CHLAMYDIA Trachomatis		TRCLA	Giorni: 0		Campione	Tampone Rettale
T. RETTALE Chlamydia trachomatis			Met: Amplificazione Genica			
Eseguito c/o Lab Service GENOMA						
Tamp. RETTALE Germi Comuni e Miceti		TRETTA	Giorni: 0		Campione	Tva
Tampone rettale germi comuni e miceti			Met: Esame colturale			
Tamp. RETTALE MYCOPLASMA Genitalium		TRMG	Giorni: 0		Campione	Tampone Rettale
T. RETTALE Mycoplasma genitalium			Met: Amplificazione Genica			
Eseguito c/o Lab Service GENOMA						
Tamp. RETTALE MYCOPLASMA Hominis		TRMH	Giorni: 0		Campione	Tampone Rettale
T.RETTALE Mycoplasma hominis			Met: Amplificazione Genica			
Eseguito c/o Lab Service GENOMA						
Tamp. RETTALE NEISSERIA Gonorrhoeae		TRGON	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	T.rett. Gonococco
RICERCA Neisseria gonorrhoeae			Met: Immunocromatografico			
Eseguito su Tampone Rettale						
Ha dato esito:						
Tamp. RETTALE STREPT. gruppo B		TAMPRE	Giorni: 3	*	Campione	Tampone Rettale
T.RETTALE: Streptococco beta						
Emolitico di gruppo B			Met: Esame colturale			
Tamp. URETRALE CHLAMYDIA Trachomatis		TUC	Giorni: 10	*	Campione	TUR Genoma
T. URETRALE Chlamydia trachomatis			Met: Amplificazione genica			
Eseguito c/o lab service Genoma						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
Tamp. URETRALE GARDNERELLA		TUGAR	Giorni: 0	Campione	TUR Copan
T.URETRALE PER GARDNERELLA			Met: Culturale		
Eseguito c/o Lab Service Bios					
Tamp. URETRALE Germi Comuni e Mice		TUGC	Giorni: 3	Campione	TURcolturale
TAMPONE URETRALE			Met: E.colturale g.comuni patogeni e miceti		
Tamp. URETRALE HERPES Virus 1-2		H12U	Giorni: 10	Campione	Tamp HPV Genoma
Tamp. uretrale Herpes Virus 1-2			Met: Amplificazione genica	Negativo	
Eseguito c/o lab service Genoma					
Tamp. URETRALE HPV Screening		HPVSU	Giorni: 11 SSSSSNN	Campione	Tamp. HPV Genoma
Tamp. URETRALE HPV screening			Met: Amplificazione genica		
Genotipo HR:16,18,26,31,33,35,39,45,					
51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82					
Genotipo LR:6,11,40,42,43,44,54,61,					
70					
Eseguito c/o lab service Genoma					
Tamp. URETRALE MYCOPLASMA Genita		TUMG	Giorni: 10	Campione	TUR Genoma
T. URETRALE Mycoplasma genitalium			Met: Amplificazione genica		
Eseguito c/o lab Service Genoma					
Tamp. URETRALE MYCOPLASMA Homir		TUMH	Giorni: 10 *	Campione	TUR Genoma
T. URETRALE Mycoplasma hominis			Met: Amplificazione genica		
Eseguito c/o lab Service Genoma					
Tamp. URETRALE NEISSERIA Gonorrhoea		TUGON	Giorni: 5	Campione	TUR GONOCOCCO
T. URETRALE per GONOCOCCO			Met: Immunocromatografico		
Tamp. URETRALE STREPT. gruppo B		TUSB	Giorni: 10	Campione	TURcolturale
T.uretrale Streptococco Beta Em. gr. B			Met: Esame colturale		

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
Tamp. URETRALE STREPT. gruppo B		TUSB	Giorni: 10	Campione	TURcolturale
Tamp. URETRALE UREAPLASMA Urealit		TUU	Giorni: 10	Campione	TUR Genoma
T.URETRALE Ureaplasma urealitycum			Met: Amplificazione genica		
Eseguito c/o lab service Genoma					
Tamp. VAGINALE a fresco		ESMICR	Giorni: 0	Campione	Tva
Tampone vaginale a fresco					
Tamp. VAGINALE Germi Comuni e Micet	90.93.4	TVA	Giorni: 3 *	Campione	TVAGcolturale
TAMPONE VAGINALE:			Met: Ric. germi comuni patogeni e miceti		
ESAME COLTURALE:					

Es. MICROSCOPICO A FRESCO

- TRICHOMONAS:
- LEUCOCITI:
- EMAZIE:
- CELLULE:
- Ph:
- CANDIDA:

ES. BATTERIOSCOPICO

- FLORA LATTOBACILLARE:
- CLUE CELLS:

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
Tamp. VAGINALE Germi Comuni e Micet	90.93.4	TVA	Giorni: 3 * Met: Amplificazione genica	Campione TVAGcolturale
NOTE:				
Tamp. VAGINALE HPV Screening		HPVS	Giorni: 10 SSSSSNN Met: Amplificazione genica	Campione Tamp. HPV Genoma
T. CERVICALE PER HPV (SCREENING)				
Genotipi HR: 16,18,26,31,33,35,39,45				
51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82				
Genotipi LR: 6,11,40,42,43,44,54,61				
70				
Eseguito c/o lab service Genoma				
Tamp. VAGINALE LISTERIA		TLIS	Giorni: 0 Met: Coltura	Campione Tva Negativo
Tamp. vaginale Listeria				
Eseguito c/o lab Service Praxi				
Tamp. VAGINALE STREPT. gruppo B		TSB	Giorni: 3 * Met: Esame colturale	Campione TVAGcolturale
T. VAGINALE: Streptococco beta				
Emolitico di Gruppo B				
Tamp. VULVARE Germi Comuni e Miceti		TVUL	Giorni: 3 Met: Es. colturale germi comuni e miceti	Campione Tva
Tamp. vulvare germi comuni e miceti				
TAMPONE CUTANEO		TAC	Giorni: 3 Met: Es. colturale germi comuni e miceti	Campione ESAME COLTURALE
TAMPONE CUTANEO				

Eseguito su:

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
Tampone FARINGEO	90.93.5	TFA	Giorni: 3	*	Campione	Tamp. faringeo
TAMPONE FARINGEO			Met: Esame colturale			
Ricerca germi comuni e miceti						
Incluso Streptococco B emol. gruppo A						
Esito:						
Tampone FARINGEO SBEA		STREPA	Giorni: 3	*	Campione	Tamp. faringeo
TAMPONE FARINGEO PER						
STREPTOCOCCO Beta-EMOLITICO						
DI GRUPPO A						
			Met: Es. Colturale			
Ha dato Esito:						
Tampone FARINGEO Test Rapido		TFRA	Giorni: 0	*	Campione	T.rapido STREPTO
T. RAPIDO Streptococco B emol. gr.A			Met: Immunocromatografia		NEGATIVO	
Eseguito su tampone faringeo						
Tampone LINGUALE		TLIN	Giorni: 3		Campione	ESAME CULTURALE
TAMPONE LINGUALE			Met: Ric. germi comuni patogeni e miceti			
Tampone MUCOSA ORALE		TMO	Giorni: 3		Campione	ESAME CULTURALE
TAMPONE MUCOSA ORALE			Met: Esame colturale			
Tampone NASALE		TNASAL	Giorni: 3		Campione	Tampone naso 1
TAMPONE NASALE			Met: Es.colturale per germi comuni e miceti			

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
Tampone NASALE Esito:		TNASAL	Giorni: 3	Campione	Tampone naso 1
Ricerca Staphylococcus aureus:					
Tampone RAPIDO Ag. Covid19 Tampone Rapido Antigene Covid19		COVAG U.M: S/CO	Giorni: 0 Met: Immunofluorescenza	Campione	Tampone naso 1
Antigenic Test Sars-CoV-2			Met: Immunofluorescence	Negativo: COI < 1,00 Positivo: COI > 1,00 In caso di sospetto clinico si consiglia di ripetere a distanza di 24/48 ore.	
				Negativo: COI < 1,00 Positive: COI > 1,00	
Tampone STAPHYLOCOCCUS Aureus TAMPONE STAPHYLOCOCCUS AUREUS Eseguito su: Ha dato Esito:		STAFA	Giorni: 0 Met: Es. Colturale	Campione	TAMPONE
Tampone TONSILLARE TAMPONE TONSILLARE		TON	Giorni: 3 *	Campione	Tamp. Tonsillare
			Met: Ric. germi comuni patogeni e miceti		

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
TBG Globul.leg.orm.tir.	90.26.2	TBG	Giorni: 7	Campione	SIERO
TBG Globul.leg.orm.tiroideo		U.M: mcg/ml	Met: Chemiluminescenza	13 - 39 mcg/ml	
Eseguito c/o lab service BIOS					
TELOPEPTIDE N terminale		TELO	Giorni: 6	Campione	SIERO
TELOPEPTIDE N terminale		U.M: mMOLIBCE/mMOL	Met: Immunoenzimatico	5 - 65 mMOLIBCE/mMOLI	F
				3 - 63 mMOLIBCE/mMOLI	M
Eseguito c/o lab Service BIOS					
TEMPO di HOWELL		THO	Giorni: 6	Campione	PlasmaEDTA
TEMPO di HOWELL °		U.M: secondi	Met: (Ricalcificazione plasma)	90 - 120 secondi	
TEMPO di PROTROMBINA	90.75.4	TPR	Giorni: 0 *	Campione	Coagulazione
TEMPO DI PROTROMBINA			Met: Coagulativo		
ATTIVITA'		U.M: %		70 - 115	
INR				0,9 - 1,20	
				2,0 - 3,0 in TAO	
				2,5 - 4,5 Valvole meccaniche	
				1,5 - 2,5 TVP	
Tempo di Tromboplastina Parziale	90.76.1	PTT	Giorni: 0 *	Campione	Coagulazione
PTT (Tempo tromboplastina Parziale)		U.M: secondi	Met: Metodo coagulativo automatizzato	20,0 - 36,0	
TEOFILLINA	90.41.2	TEO	Giorni: 10 SSSSSNN	Campione	SIERO
TEOFILLINA		U.M: µmol/l	Met: HPLC - MS/MS	28 - 111	
Eseguito c/o lab service BIOS					
Test DI COOMBS DIRETTO		TCD	Giorni: 3	Campione	Emocromo
Test di Coombs Diretto			Met: Eritrosedimentazione	Negativo	
Eseguito c/o lab service BIOS					
Test di COOMBS INDIRETTO	90.49.3	TCI	Giorni: 6	Campione	SIERO
TEST DI COOMBS INDIRETTO			Met: Eritrosedimentazione	NEGATIVO	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età		
Test di COOMBS INDIRETTO	90.49.3	TCI	Giorni: 6	Campione	SIERO	
Eseguito c/o lab service BIOS						
Test di GRAVIDANZA	90.27.3	TGR	Giorni: 0 *	Campione	URINE	
TEST di GRAVIDANZA			Met: Immunocromatografico			
Sensibilità > = 25 mIU/ml						
Eseguito su urine						
Test di MILGROM-TONDER		TMT	Giorni: 5			
Test di MILGROM e TONDER °		U.M: titolo	Met: eseguito c/o lab se rvice	Negativo		
Test di Nordin		TNO	Giorni: 7	Campione	URINE	
Test di Nordin °			Met: Eseguito c/o lab.service			
diuresi dopo 2 ore		U.M: cc				
Creatinuria		U.M: mMoli/l	4 - 9			
Calciuria		U.M: mMoli/l	0.6 - 6.2			
Idrossiprolina		U.M: mMoli/l	0.04 - 0.13			
Calciuria/Creatinuria			inferiore a 0.4			
Idrossiprolina/Creatinuria			inferiore a 0.02			
TESTOSTERONE	90.41.3	TES	Giorni: 1 SSSSSSN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 24 h	
TESTOSTERONE		U.M: ng/ml	Met: ELFA	UOMO: 2,27 - 9,76		M
				DONNA ETA' FERTILE: 0,23 - 0,73		F
				DONNA MENOPAUSA: 0,14 - 0,68		F
TESTOSTERONE libero	90.41.4	TEL	Giorni: 1 SSSSSNN	Campione	SIERO	
TESTOSTERONE LIBERO		U.M: pg/ml	Met: Chemiluminescenza	12,3 - 46,6		M 18,0 40,0
				9,57 - 40,6		M 40,0 60,0
				7,72 - 31,4		M 60,0 999,0
				Inferiore a 5,45		F 18,0 40,0
				Inferiore a 4,43		F 40,0 999,0
Eseguito c/o lab service BIOS		U.M: pg/ml				

TFA MENINGOCOCCO	91.04.1	TMEN	Giorni: 5	SSSSSNN	Campione	TFA Copan
TAMPONE FARINGEO						
NEISSERIE MENINGITIDIS						
L'esame colturale						
Eseguito su terreni selettivi						
Ha dato esito:						
Ha evidenziato:						
NEGATIVO						
TGF-beta 1		TG1B	Giorni: 32	SSSSSNN	Campione	Siero congelato
TGF-beta 1		U.M: micg/l	Met: ELISA		Anni 10: 3,54 - 104,30	999,0
					Anni 20: 23 - 67,80	999,0
					Anni 30: 19,25 - 74,13	999,0
					Anni 40: 21,89 - 64,29	999,0
					Anni 50: 19,37 - 68,49	999,0
					Anni 60: 18,28 - 70,92	999,0
					Oltre 60 anni: 24,95 - 49,98	999,0
Eseguito c/o Lab Service Bios						
TIFO		TIPA	Giorni: 0			
TIFO						
Met: Agglutinazione						
Eseguito c/o lab service Praxi						
TIMIDINA CHINASI		TIMI	Giorni: 25		Campione	SIERO
TIMIDINA CHINASI		U.M: U/litro	Met: LIA		INFERIORE A 7,5	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
TIMOTHY P11 G211		PLP11	Giorni: 4	SSSSSNN	Campione	SIERO
TIMOTHY P11 G211		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA		< a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA		TLI	Giorni: 7	SSSSSNN	Campione	EDTA5
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA						
Met: Citofluorimetrico 10 colori						
Eseguito c/o Lab Service BIOS						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
TNF (Tumor Necrosis Factor)		TNF	Giorni: 30	SSSSSNN	Campione	Siero congelato
TNF (Tumor Necrosis Factor)		U.M: pg/ml	Met: E.I.A.		< a 8,10	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
TOPIRAMATO (Topamax)		TOPIR	Giorni: 5		Campione	SIERO
TOPIRAMATO (TOPAMAX)		U.M: microg/ml	Met: QMS		2,00 - 25,00	
Eseguito c/o lab service Bios						
TOXOCARA CANIS IgG		TOXOC	Giorni: 10		Campione	SIERO
Toxocara Canis IgG		U.M: U/ml	Met: EIA		Inferiore a 0,8 U/ml:Negativo 0,8 - 1,1 : Dubbio Maggiore di 1,1 : Positivo	
Eseguito c/o Lab service BIOS						
TOXOPLASMA IgM	91.09.4	TOM	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 7 gg
TOXOPLASMA IgM		U.M: UI/ml	Met: ELFA		NEGATIVO: < 0,55 DUBBIO: 0,55 - 0,65 POSITIVO: > 0,65	
TOXOPLASMA Avidity IgG		TOGY	Giorni: 8		Campione	SIERO
TOXOPLASMA AVIDITY IgG		U.M: %	Met: Chemiluminescenza		< di 50 : BASSA AVIDITA' 50 - 59,9 : MEDIA AVIDITA' > o = a 60: ALTA AVIDITA'	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
TOXOPLASMA IgG	91.09.4	TOG.	Giorni: 2	SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
TOXOPLASMA IgG		U.M: UI/ml	Met: ELFA		NEGATIVO: < 4 DUBBIO: 4 - 8 POSITIVO: > 8	
TPA Ag Polipept.Tissutale	90.56.4	TPA	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
TPA Ag Polipept.Tissutale		U.M: U/I	Met: Chemiluminescenza		Fino a 75	
Eseguito c/o lab. service BIOS						

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
TPHA	91.10.5	TPHA	Giorni: 3	Campione ImmTRAST
T.P.H.A.			Met: Emoagglutinazione indiretta	NEGATIVO PER TITOLO < 1:80 Test significativo dopo 10 settimane dall'evento a rischio. Si consiglia confermare i risultati positivi con ricerca Ab antiTP.
Titolo:				
TRANSF. CARENTE CARBOIDRATI		CDT	Giorni: 3 SNSNSNN	Campione SIERO
CDT (TRASF. CARENTE CARBOIDR.)		U.M: %	Met: HPLC	< 2,50 : NORMALE >2,50: POSITIVO PER ABUSO
Eseguito c/o lab service BIOS				
TRANSFERRINA INSATURA		TNI	Giorni: 6	Campione Chimica clinica
TRANSFERRINA INSATURA		U.M: mcg/dl	Met: Estrapolativo	210 - 340
TRANSFERRINA TOTALE	90.42.5	TNT	Giorni: 2	Campione Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 8 gg
TRANSFERRINA TOTALE		U.M: mg/dl	Met: Turbidimetria	200 - 360
TREPONEMA Pallidum Ab. Ig Totali		TRPAB	Giorni: 3	Campione SIERO
TREPONEMA PALLIDUM Ig TOTALI		U.M: Cut-off index	Met: Chemiluminescenza	NEGATIVO: < 1,0 POSITIVO: > 1,0 Se positivo si consiglia di eseguire Anticorpi Anti Treponema Pallidum IgM
Eseguito c/o Lab Service Bios				
TREPONEMA Pallidum Ab. IgM		TREM	Giorni: 0	Campione SIERO
TREPONEMA PALLIDUM Abs IgM		U.M: RLU	Met: CLIA	< 0,9: NEGATIVO 0,9 - 1,1: DUBBIO > 1,1: POSITIVO
Eseguito c/o Lab Service BIOS				
TRIGLICERIDI	90.43.2	TGL	Giorni: 1 *	Campione Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 5-7 gg
TRIGLICERIDI		U.M: mg/dl	Met: Glicerochinasi-Perossidasi-Perossidasi	< 150

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
TRIGLICERIDI	90.43.2	TGL	Giorni: 1 * Met: Glicerochinasi-Perossidasi-Perossidasi	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 5-7 gg
TRIGLICERIDI		U.M: mg/dl		< 150 Borderline alto: 150 - 200 Alto: 200 - 500 Molto alto: > 500 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
TRIPTASI sierica		TRIP	Giorni: 7 NNNSNNN Met: FEIA	Campione	SIERO
TRIPTASI SIERICA		U.M: mcg/l		< 11,0	
Eseguito c/o lab service Bios		U.M: mcg/l			
TROPONINA I (Alta sensibilità)	90.82.3	TRO	Giorni: 1 SSSSSNN Met: Chemiluminescenza	Campione	SIERO
TROPONINA I (ALTA SENSIBILITA')		U.M: pg/ml		Uomo: <34,2 M Donna: <15,6 F Stratificazione rischio in pazienti asintomatici: minore di 4: Basso 4 - 10: Moderato maggiore di 10: Alto	
Eseguito c/o lab. service Bios					
TRYPANOSOMA CRUZI		TRIPA	Giorni: 22 Met: Immunofluorescenza	Campione	SIERO
TRYPANOSOMA CRUZI				Inferiore a 1:40	
IgG				Inferiore a 1:40	
IgM					
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
TSH Orm.Tireotropo	90.42.1	TSH	Giorni: 3 * Met: Chemiluminescenza	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 3 gg
TSH		U.M: µUI/ml		0,35 - 4,94	
Eseguito c/o lab service BIOS					
TSH		U.M: µUI/ml	Met: Chemiluminescenza	0,35 - 5,10 20,0 999,0 0,70 - 6,00 5,0 0,48 - 4,80 5,0 20,0 Eseguito c/o HUB IPERIONE 999,0	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età			
TSH Reflex	90.41.8	TSHR	Giorni: 3	Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 3 gg		
TSH REFLEX		U.M: micrU/ml	Met: Chemiluminescenza	0,35 - 4,94			
Eseguito c/o lab service Bios							
TSH Reflex		U.M: microUI/ml	Met: Chemiluminescenza	0,35 - 5,10			
Eseguito c/o HUB IPERIONE							
UREA	90.44.1	AZO	Giorni: 1 *	Campione	Chimica clinica SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 7 gg		
UREA		U.M: mg/dl	Met: UV Ureasi-GLHD	19 - 48	M	20,0	60,0
				22 - 57	M	60,0	999,0
				16 - 45	F	20,0	60,0
				19 - 53	F	60,0	999,0
				16 - 42	M	2,0	20,0
				15 - 39	F	2,0	20,0
Nuovi valori dal 11/10/2024.							
UREA		U.M: mg/dl	Met: UV Ureasi-Glutammato-Deidrogenasi	19 - 48	M	20,0	60,0
				22 - 57	M	60,0	999,0
				16 - 45	F	20,0	60,0
				19 - 53	F	60,0	999,0
				16 - 42	M	2,0	20,0
				15 - 39	F	2,0	20,0
Nuovi valori dal 07/01/2025							
Eseguito c/o HUB IPERIONE							
UREA BREATH TEST		BHT	Giorni: 3 SSSSSNN	Campione	Breath test		
UREA BREATH TEST			Met: Spettrometria di massa				
Tempo 0':							
Tempo 30':							
Delta:							
RANGE DELTA:							
NEGATIVO: < 4,0							
DUBBIO: 4,0 - 5,0							
POSITIVO: > 5,0							
Eseguito c/o lab service BIOS							
UREA Clearance		URC	Giorni: 1 *	Campione	Urine 24 ore		
UREA Clearance		U.M: ml/min	Met: Calcolato				
Diuresi 24h							

RANGE DELTA:
NEGATIVO: < 4,0
DUBBIO: 4,0 - 5,0
POSITIVO: > 5,0

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età
UREA Clearance		URC	Giorni: 1 *	Campione Urine 24 ore
Urea Ematica		U.M: mg/dl		10 - 50 mg/dl
Urea Urinaria		U.M: g/24h		20 - 35 g/24h
Volume al minuto		U.M: ml/m'		da 2,00 ml/min
Clearance calcolata:		U.M: ml/min		60 - 90 ml/min
Clearance normale media:				
UREA Urinaria	90.44.1	AZU	Giorni: 1 *	Campione Urine 24 ore URINE 24 h 10 ml / 2-8°C per 7 gg
UREA URINARIA		U.M: g/24h	Met: UV Ureasi-Glutammato-Deidrogenasi	10 - 30
UREA URINARIA		U.M: g/24h		10 - 30 Eseguito c/o HUB IPERIONE
UREAPLASMA Urealyticum su Urine		RURE	Giorni: 0	Campione Urina1° getto Genoma
Ureaplasma urealyticum SU URINE			Met: Amplificazione genica	
Eseguito c/o lab service Genoma				
URINOCOLTURA	90.94.2	UCO	Giorni: 2 SSSSSSN	Campione URINE
URINOCOLTURA:			Met: Ric. germi comuni patogeni e miceti	
-GERMI RISCONTRATI:				
-UFC/ML (conta colonie)				
-LEUCOCITI (sedimento)				
URINOCOLTURA			Met: culturale	Eseguito c/o HUB IPERIONE

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
V.E.S.	90.82.5	VES	Giorni: 1 *	Campione	Ves
V.E.S.		U.M: mm/h	Met: Eritro Sedimentazione	< 15	M
				< 20	F
VARICELLA IgA		VAA	Giorni: 0	Campione	SIERO
Virus Varicella Zoster IgA			Met: IFA	Assenti	
				Presenti per valori >= 1:10	
Eseguito c/o lab Service Bios					
VARICELLA IgG	91.27.1	VAG	Giorni: 4	Campione	SIERO
VIRUS VARICELLA ZOSTER IgG		U.M: mUI/ml	Met: Chemiluminescenza	NEGATIVO: < 150	
				POSITIVO: > o UGUALE A 150	
Eseguito c/o lab service Bios					
VARICELLA IgM	91.27.1	VAM	Giorni: 4	Campione	SIERO
VIRUS VARICELLA ZOSTER IgM		U.M: Index	Met: Chemiluminescenza	NEGATIVO: < 1,0	
Eseguito c/o lab service Bios					
VCA IgG	91.21.1	VCG	Giorni: 2 SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 5 gg
EBV VCA IgG		U.M: Index	Met: Elfa	NEGATIVO: < 0,09	
				DUBBIO: 0,10 - 0,21	
				POSITIVO: > o UGUALE A 0,21	
VCA IgM	91.21.1	VCM	Giorni: 2 SSSSSNN	Campione	ImmTRAST SIERO 0,5 ml / 2-8°C per 2 gg
EBV VCA IgM		U.M: Index	Met: Elfa	NEGATIVO: < o UGUALE A 0,11	
				DUBBIO: 0,12 - 0,18	
				POSITIVO: > o UGUALE A 0,19	
VCA (virus capsid.EBV) IgM		U.M: U/ml	Met: Chemiluminescenza	Negativo:< a 20	
				Dubbio: tra 20 e 40	
				Positivo: > di 40	
Eseguito c/o lab. service Bios					
EBV VCA IgM		U.M: index	Met: ELFA	=< 0,11 index Negativo	
				0,12 - 0,18 index Dubbio	
				>= 0,19 index Positivo	
				Eseguito c/o HUB IPERIONE	

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD		Valori di controllo / sex / età	
VDRL	91.11.1	VDRL	Giorni: 3		Campione	ImmTRAST
V.D.R.L. (RPR)			Met: Agglutinazione		NEGATIVA In caso di risultato positivo si consiglia eseguire test di conferma.	
VIRUS INFLUENZA A IgG		INFAG1	Giorni: 10	SSSSSNN	Campione	SIERO
VIRUS INFLUENZA A - IgG		U.M: U.A.	Met: CLIA		Minore di 0,9 : NEGATIVO 0,9 - 1,1 : DUBBIO Maggiore di 1,1 : POSITIVO	
Eseguito c/o Lab Service Bios						
VIRUS INFLUENZA B IgG		INFB1	Giorni: 3	SSSSSNN	Campione	SIERO
VIRUS INFLUENZA TIPO B IgG		U.M: U.A.	Met: CLIA		Minore di 0,9 : Negativo 0,9 - 1,1 : Dubbio Maggiore di 1,1 : Positivo	
Eseguito c/o Lab Service BIOS						
VITAMINA A (liposolubile)		VITA	Giorni: 4	NNNNSNN	Campione	EDTA
VITAMINA A (liposolubile)		U.M: mg/l	Met: HPLC		0,2 - 0,8	
Eseguito c/o lab service Bios						
VITAMINA B1 (Tiamina)	90.45.1	VITB1	Giorni: 4	SNNNNNN	Campione	EDTA2
VITAMINA B1 (IDROSOLUBILE)		U.M: mcg/l	Met: HPLC		32 - 95	
Eseguito c/o lab service BIOS						
VITAMINA B12	90.13.5	B12	Giorni: 3		Campione	Siero Iperione SIERO 0,5 ml / 2-8 °C per 2 gg
VITAMINA B12		U.M: pg/ml	Met: chemiluminescenza		180 - 916 Eseguito c/o HUB IPERIONE	
VITAMINA B2 (idrosolubile)		VITB2	Giorni: 4	SNNNNNN	Campione	EDTA2
VITAMINA B2 (idrosolubile)		U.M: mcg/l	Met: HPLC		137 - 370	
Eseguito c/o lab service BIOS						
VITAMINA B6 (Piridossina)	90.45.1	VITB6	Giorni: 9	SSSSSNN	Campione	EDTA2
VITAMINA B6		U.M: mcg/l	Met: HPLC		8,7 - 27,2	

Eseguito c/o Lab Service BIOS

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
VITAMINA PP (Niacina)		VITPP	Giorni: 22 SSSSSNN	Campione	SIERO
VITAMINA PP (Niacina)		U.M: mcg/l	Met: LC-MS	10 - 63	
Eseguito c/o lab service BIOS					
W10 FARINACCIO		W10	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
W10 FARINACCIO		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	Inferiore a 0,1	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					
W19 PARIETARIA OFFICINALIS		W19	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
W19 PARIETARIA OFFICINALIS		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o lab Service Bios					
W21 PARIETARIA JUDAICA		W21	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
W21 PARIETARIA JUDAICA		U.M: kUa/L	Met: Immunocap-FEIA	INFERIORE A 0,1	
Eseguito c/o Lab Service Bios					
W9 PLANTAGO LANCEOLATA (Lanciuola)		W9	Giorni: 4 SSSSSNN	Campione	SIERO
W9 PLANTAGO LACEOLATA (Lanciuola)		U.M: IU/mL	Met: Chemiluminescenza	< 0,34	
Eseguito c/o Lab service BIOS					
X-fragile (FRAXA)		FRAXA	Giorni: 10	Campione	EDTA2
X-fragile (FRAXA)					
Eseguito c/o lab service Genoma					
YERSINIA su Feci		YER	Giorni: 0	Campione	PARAPACK FECI
COPROCOLTURA YERSINIA SPP			Met: Esame colturale		
Eseguito c/o lab service Bios					
ZIKA VIRUS IgG		ZIKAG	Giorni: 15	Campione	SIERO
ZIKA VIRUS IgG			Met: IFA	Assenti Valori significativi: maggiore o uguale 1:100	
Eseguito c/o lab service BIOS					

Esame / Test	Cod.SSN	Cod.Lab.	Lavorazione / LMMGVSD	Valori di controllo / sex / età	
ZIKA VIRUS IgM		ZIKAM	Giorni: 15	Campione	SIERO
ZIKA VIRUS IgM			Met: IFA	Assenti	Valori significativi: maggiore o uguale 1:10
Eseguito c/o lab service Bios			Met: Immunienzimatico		
ZINCO Ematico	90.45.4	ZIN	Giorni: 3 SNNSNNN	Campione	SIERO
ZINCO SIERICO		U.M: µg/dl	Met: Assorbimento atomico	80 - 125	
Eseguito c/o lab service BIOS					
ZINCOPROTOPORFIRINA		ZINC	Giorni: 11	Campione	EDTA2
ZINCOPROTOPORFIRINA ERITROC.		U.M: mcg/gr Hb	Met: Fluorimetrico	INFERIORE A 2,5	SOGGETTI ESPOSTI: < 12
Eseguito c/o lab service BIOS					
ZONULINA Fecale		ZONF	Giorni: 16	Campione	FECI CONGELATE
ZONULINA FECALE		U.M: ng/ml	Met: ELISA	14 - 108	
Eseguito c/o lab service Bios					
ZONULINA Sierica		ZON	Giorni: 15 SSSSSNN	Campione	Siero congelato
ZONULINA sierica		U.M: ng/ml	Met: ELISA	20 - 48	
Eseguito c/o Lab Service BIOS					