Analisi Cliniche Trastevere srl

URINE 24 ORE MODALITA' DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E SPECIALI AVVERTENZE

URINE24H

Pag. 1 a 3

• MODALITA' DI RACCOLTA

Al mattino a digiuno urinare, scartare le urine emesse e annotare l'orario. Da questo momento raccogleiere tutte le urine nell'arco delle 24 ore successive, comprese le prime del mattino raccolte alla medesima ora della minzione effettuata all'inizio della raccolta del giorno precedente.

• CONSERVAZIONE DURANTE LA RACCOLTA

Il contenitore per la raccolta delle urine delle 24 ore va conservato a 2-14°C. E' idoneo sia un luogo fresco della casa, sia il frigorifero.

• ESAMI CON CAMPIONAMENTO SPECIALE

TEST	CONTENITORE ACIDIFICATO	DOVE CONSERVARE IL CONTENITORE DURANTE LA RACCOLTA	COME CONSERVARE IL CONTENITORE DURANTE LA RACCOLTA
AMP CICLICO URINARIO		FRIGORIFERO 2 – 8° C	
PEPTIDE-C URINARIO		FRIGORIFERO 2 – 8° C	
17-CHETOSTEROIDI URINARI		FRIGORIFERO 2 – 8° C	
ACIDO CITRICO URINARIO		LUOGO FRESCO 2- 14°C	AL BUIO
COPROPORFIRINE URINARIE		LUOGO FRESCO 2- 14°C	AL BUIO
ACIDI VANILMANDELICO E OMOVANILLICO	SI	LUOGO FRESCO 2- 14°C	AL BUIO
METANEFRINE/NORMETANEFRINE URINARIE	SI	LUOGO FRESCO 2- 14°C	AL BUIO
PORFIRINE URINARIE TOTALI		LUOGO FRESCO 2- 14°C	AL BUIO
PORFOBILINOGENO URINARIO		LUOGO FRESCO 2- 14°C	AL BUIO
ACIDO 5-IDROSSI INDOLACETICO	SI	LUOGO FRESCO 2- 14°C	
CATECOLAMINE URINARIE (adrenalina/noradrenalina)	SI	LUOGO FRESCO 2- 14°C	AL BUIO
DOPAMINA URINARIA	SI	LUOGO FRESCO 2- 14°C	AL BUIO
SEROTONINA URINARIA	SI	LUOGO FRESCO 2- 14°C	
REVISIONE DATA REVISIONE	MOTIVO REVISIONE	VALIDAZIONE	APPROVAZIONE

REVISIONE	DATA REVISIONE	MOTIVO REVISIONE	VALIDAZIONE	APPROVAZIONE
1	04/06/2024		RGSQ	DT

Analisi Cliniche Trastevere srl

URINE 24 ORE MODALITA' DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E SPECIALI AVVERTENZE

URINE24H

Pag. 2 a 3

• ESAMI CHE NECESSITANO DI ACCORGIMENTI DIETETICI PRIMA DELLA RACCOLTA

DIETA 1:

Nei 3 giorni precedenti la raccolta delle urine 24 ore seguire una dieta priva di tè, caffè, banane, cioccolato, vaniglia, frutta secca; inoltre durante la raccolta evitare attività fisica sportiva e stress.

Da seguire per i seguenti esami:

- ACIDI VANILMANDELICO E/O OMOVANILLICO URINARI
- CATECOLAMINE URINARIE FRAZIONATE E DOPAMINA

DIETA 2:

A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: ananas, avocado, banane, kiwi, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci a base di salicilati, paracetamolo, L-dopa, anti-MAO, tetraciclina, anfetamine, decongestionanti nasali.

Da seguire per i seguenti esami:

• ACIDO 5-OH INDOLACETICO (5HIAA)

DIETA 3:

Durante la raccolta delle urine 24 ore evitare l'assunzione di pomodori, spinaci, frutta e verdura.

Da seguire per i seguenti esami:

• OSSALATI URINARI (OSSALURIA)

DIETA 4:

Nei 3 giorni precedenti la raccolta delle 24 ore seguire una dieta priva o povera di collagene evitando carne e derivati, pesci, uova, dolci, gelati e prodotti contenenti gelatina. Possono essere assunti i carboidrati, il latte e i suoi derivati, il brodo vegetale, la frutta e la verdura.

Da seguire per i seguenti esami:

• IDROSSIPROLINA URINARIA (OHP)

REVISIONE	DATA REVISIONE	MOTIVO REVISIONE	VALIDAZIONE	APPROVAZIONE
1	04/06/2024		RGSQ	DT

	URINE 24 ORE	URINE24H
Analisi Cliniche Trastevere srl	MODALITA' DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E SPECIALI AVVERTENZE	Pag. 3 a 3

• AVVERTENZE

ACIDIFICAZIONE: prima di iniziare la raccolta delle 24 ore recarsi presso il laboratorio tra le 9 e le 13 con il contenitore sterile acquistato in farmacia in modo che il personale addetto possa inserire il composto acidificante.

CONSERVAZIONE AL BUIO: avvolgere il contenitore per la raccolta delle 24 ore con alluminio per confezionamento e conservarlo in un luogo buio.

REVISIONE	DATA REVISIONE	MOTIVO REVISIONE	VALIDAZIONE	APPROVAZIONE
1	04/06/2024		RGSQ	DT